



Kerna

**Prodotti medico chirurgici
Forniture ospedaliere**



**Quality
Inside**

Aghi speciali da biopsia

È disponibile un'ampia gamma di aghi speciali:

Biopsia citologica: aghi di chiba, per villocentesi, amniocentesi, cito-aspirato, ecc

Biopsia istologica tessuti molli : aghi manuali, automatici, semi-automatici, automatici, trancianti, tipo menghini, tru-cut

Biopsia istologica tessuti duri: biopsia osteomidollare, biopsia dell'osso duro






Aghi per alcolizzazione

Aghi/reperi per localizzazione mammaria

Aghi introduttori/coassiali

Pistola per biopsia automatica monouso

Inoltrate la vostra richiesta a **info@kerna.it** oppure telefonando al num. **0422 821 312**



Linea drenaggi percutanei e stent doppio J


Ampia gamma di cateteri per drenaggi percutanei e stent uretrali con diverse forme ed ampia disponibilità di misure.



Inoltrate la vostra richiesta a **info@kerna.it** oppure telefonando al num. **0422 821 312**

STENT CON LOOP STANDARD

La gamma di stent con loop standard è realizzata con poliuretano ad alta tecnologia per garantire facilità di posizionamento ed evitare la migrazione.




Consistenza standard

L'ottima facilità della durezza standard fornisce il massimo comfort al paziente.

Utilizzato per drenaggio interno temporaneo pielo-vescicale.

Il set include: stent, filo guida, posizionatore dello stent, clamp

Accessori: filo di sutura per posizionamento e rimozione facilitati.



Consistenza rinforzata

La facilità di posizionamento di questo modello non pregiudica il comfort del paziente.

Utilizzato per drenaggio temporaneo interno pielo-vescicale.

Il set include: stent, filo guida, posizionatore dello stent, clamp

Accessori: filo di sutura per posizionamento e rimozione facilitati

Il poliuretano ad alta tecnologia utilizzato con i nostri stent permette un posizionamento facilitato ed evita la migrazione. I bassi spessori delle pareti unitamente ai grandi fori laterali, permettono elevati flussi. Il filo di sutura disponibile come optional in sede di ordine permette la rimozione senza richiedere l'uso del cistoscopio. La superficie resistente, liscia ed idrofilica permetta un'introduzione facile e la finitura radiopaca consente un'immediata visualizzazione.

STENT URETRALI CON LOOP STANDARD INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Consistenza standard senza filo sutura	
Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-110	20
BT-DJ-5022-110	22
BT-DJ-5024-110	24
BT-DJ-5026-110	26
BT-DJ-5028-110	28
BT-DJ-5030-110	30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-110	20
BT-DJ-6022-110	22
BT-DJ-6024-110	24
BT-DJ-6026-110	26
BT-DJ-6028-110	28
BT-DJ-6030-110	30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-110	20
BT-DJ-7022-110	22
BT-DJ-7024-110	24
BT-DJ-7026-110	26
BT-DJ-7028-110	28
BT-DJ-7030-110	30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-110	20
BT-DJ-8022-110	22
BT-DJ-8024-110	24
BT-DJ-8026-110	26
BT-DJ-8028-110	28
BT-DJ-8030-110	30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-210	20
BT-DJ-5022-210	22
BT-DJ-5024-210	24
BT-DJ-5026-210	26
BT-DJ-5028-210	28
BT-DJ-5030-210	30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-210	20
BT-DJ-6022-210	22
BT-DJ-6024-210	24
BT-DJ-6026-210	26
BT-DJ-6028-210	28
BT-DJ-6030-210	30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-210	20
BT-DJ-7022-210	22
BT-DJ-7024-210	24
BT-DJ-7026-210	26
BT-DJ-7028-210	28
BT-DJ-7030-210	30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-210	20
BT-DJ-8022-210	22
BT-DJ-8024-210	24
BT-DJ-8026-210	26
BT-DJ-8028-210	28
BT-DJ-8030-210	30

Consistenza standard con filo sutura	
Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-111	20
BT-DJ-5022-111	22
BT-DJ-5024-111	24
BT-DJ-5026-111	26
BT-DJ-5028-111	28
BT-DJ-5030-111	30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-111	20
BT-DJ-6022-111	22
BT-DJ-6024-111	24
BT-DJ-6026-111	26
BT-DJ-6028-111	28
BT-DJ-6030-111	30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-111	20
BT-DJ-7022-111	22
BT-DJ-7024-111	24
BT-DJ-7026-111	26
BT-DJ-7028-111	28
BT-DJ-7030-111	30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-111	20
BT-DJ-8022-111	22
BT-DJ-8024-111	24
BT-DJ-8026-111	26
BT-DJ-8028-111	28
BT-DJ-8030-111	30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-111	20
BT-DJ-5022-111	22
BT-DJ-5024-111	24
BT-DJ-5026-111	26
BT-DJ-5028-111	28
BT-DJ-5030-111	30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-211	20
BT-DJ-6022-211	22
BT-DJ-6024-211	24
BT-DJ-6026-211	26
BT-DJ-6028-211	28
BT-DJ-6030-211	30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-211	20
BT-DJ-7022-211	22
BT-DJ-7024-211	24
BT-DJ-7026-211	26
BT-DJ-7028-211	28
BT-DJ-7030-211	30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-211	20
BT-DJ-8022-211	22
BT-DJ-8024-211	24
BT-DJ-8026-211	26
BT-DJ-8028-211	28
BT-DJ-8030-211	30


Consistenza rinforzata senza filo sutura	
Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-110-H	20
BT-DJ-5022-110-H	22
BT-DJ-5024-110-H	24
BT-DJ-5026-110-H	26
BT-DJ-5028-110-H	28
BT-DJ-5030-110-H	30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-110-H	20
BT-DJ-6022-110-H	22
BT-DJ-6024-110-H	24
BT-DJ-6026-110-H	26
BT-DJ-6028-110-H	28
BT-DJ-6030-110-H	30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-110-H	20
BT-DJ-7022-110-H	22
BT-DJ-7024-110-H	24
BT-DJ-7026-110-H	26
BT-DJ-7028-110-H	28
BT-DJ-7030-110-H	30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-110-H	20
BT-DJ-8022-110-H	22
BT-DJ-8024-110-H	24
BT-DJ-8026-110-H	26
BT-DJ-8028-110-H	28
BT-DJ-8030-110-H	30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-210-H	20
BT-DJ-5022-210-H	22
BT-DJ-5024-210-H	24
BT-DJ-5026-210-H	26
BT-DJ-5028-210-H	28
BT-DJ-5030-210-H	30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-210-H	20
BT-DJ-6022-210-H	22
BT-DJ-6024-210-H	24
BT-DJ-6026-210-H	26
BT-DJ-6028-210-H	28
BT-DJ-6030-210-H	30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-210-H	20
BT-DJ-7022-210-H	22
BT-DJ-7024-210-H	24
BT-DJ-7026-210-H	26
BT-DJ-7028-210-H	28
BT-DJ-7030-210-H	30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-210-H	20
BT-DJ-8022-210-H	22
BT-DJ-8024-210-H	24
BT-DJ-8026-210-H	26
BT-DJ-8028-210-H	28
BT-DJ-8030-210-H	30

Consistenza rinforzata con filo sutura	
Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-111-H	20
BT-DJ-5022-111-H	22
BT-DJ-5024-111-H	24
BT-DJ-5026-111-H	26
BT-DJ-5028-111-H	28
BT-DJ-5030-111-H	30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-111-H	20
BT-DJ-6022-111-H	22
BT-DJ-6024-111-H	24
BT-DJ-6026-111-H	26
BT-DJ-6028-111-H	28
BT-DJ-6030-111-H	30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-111-H	20
BT-DJ-7022-111-H	22
BT-DJ-7024-111-H	24
BT-DJ-7026-111-H	26
BT-DJ-7028-111-H	28
BT-DJ-7030-111-H	30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-111-H	20
BT-DJ-8022-111-H	22
BT-DJ-8024-111-H	24
BT-DJ-8026-111-H	26
BT-DJ-8028-111-H	28
BT-DJ-8030-111-H	30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-211-H	20
BT-DJ-5022-211-H	22
BT-DJ-5024-211-H	24
BT-DJ-5026-211-H	26
BT-DJ-5028-211-H	28
BT-DJ-5030-211-H	30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-211-H	20
BT-DJ-6022-211-H	22
BT-DJ-6024-211-H	24
BT-DJ-6026-211-H	26
BT-DJ-6028-211-H	28
BT-DJ-6030-211-H	30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-211-H	20
BT-DJ-7022-211-H	22
BT-DJ-7024-211-H	24
BT-DJ-7026-211-H	26
BT-DJ-7028-211-H	28
BT-DJ-7030-211-H	30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-211-H	20
BT-DJ-8022-211-H	22
BT-DJ-8024-211-H	24
BT-DJ-8026-211-H	26
BT-DJ-8028-211-H	28
BT-DJ-8030-211-H	30

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi **sterili**

STENT URETRALI CON LOOP CHIUSO

Gli stent a loop chiuso sono progettati per garantire un'efficace azione di ritenzione dell'anello atta a prevenire la migrazione.




Consistenza standard

L'ottima facilità della durezza standard fornisce il massimo comfort al paziente.

Utilizzato per drenaggio interno temporaneo pielo-vescicale.

Il set include: stent, filo guida, posizionatore dello stent, clamp

Accessori: filo di sutura per posizionamento e rimozione facilitati.



Consistenza rinforzata

La facilità di posizionamento di questo modello non pregiudica il comfort del paziente.

Utilizzato per drenaggio temporaneo interno pielo-vescicale.

Il set include: stent, filo guida, posizionatore dello stent, clamp

Accessori: filo di sutura per posizionamento e rimozione facilitati

Il poliuretano ad alta tecnologia utilizzato con i nostri stent permette un posizionamento facilitato ed evita la migrazione. I bassi spessori delle pareti unitamente ai grandi fori laterali, permettono elevati flussi. Il filo di sutura disponibile come optional in sede di ordine permette la rimozione senza richiedere l'uso del cistoscopio. La superficie resistente, liscia ed idrofilica permetta un'introduzione facile e la finitura radiopaca consente un'immediata visualizzazione.

STENT URETRALI A LOOP CHIUSO INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Consistenza standard senza filo sutura	
Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-110-CL	20
BT-DJ-5022-110-CL	22
BT-DJ-5024-110-CL	24
BT-DJ-5026-110-CL	26
BT-DJ-5028-110-CL	28
BT-DJ-5030-110-CL	30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-110-CL	20
BT-DJ-6022-110-CL	22
BT-DJ-6024-110-CL	24
BT-DJ-6026-110-CL	26
BT-DJ-6028-110-CL	28
BT-DJ-6030-110-CL	30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-110-CL	20
BT-DJ-7022-110-CL	22
BT-DJ-7024-110-CL	24
BT-DJ-7026-110-CL	26
BT-DJ-7028-110-CL	28
BT-DJ-7030-110-CL	30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-110-CL	20
BT-DJ-8022-110-CL	22
BT-DJ-8024-110-CL	24
BT-DJ-8026-110-CL	26
BT-DJ-8028-110-CL	28
BT-DJ-8030-110-CL	30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-210-CL	20
BT-DJ-5022-210-CL	22
BT-DJ-5024-210-CL	24
BT-DJ-5026-210-CL	26
BT-DJ-5028-210-CL	28
BT-DJ-5030-210-CL	30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-210-CL	20
BT-DJ-6022-210-CL	22
BT-DJ-6024-210-CL	24
BT-DJ-6026-210-CL	26
BT-DJ-6028-210-CL	28
BT-DJ-6030-210-CL	30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-210-CL	20
BT-DJ-7022-210-CL	22
BT-DJ-7024-210-CL	24
BT-DJ-7026-210-CL	26
BT-DJ-7028-210-CL	28
BT-DJ-7030-210-CL	30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-210-CL	20
BT-DJ-8022-210-CL	22
BT-DJ-8024-210-CL	24
BT-DJ-8026-210-CL	26
BT-DJ-8028-210-CL	28
BT-DJ-8030-210-CL	30

Consistenza standard con filo sutura	
Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-111-CL	20
BT-DJ-5022-111-CL	22
BT-DJ-5024-111-CL	24
BT-DJ-5026-111-CL	26
BT-DJ-5028-111-CL	28
BT-DJ-5030-111-CL	30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-111-CL	20
BT-DJ-6022-111-CL	22
BT-DJ-6024-111-CL	24
BT-DJ-6026-111-CL	26
BT-DJ-6028-111-CL	28
BT-DJ-6030-111-CL	30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-111-CL	20
BT-DJ-7022-111-CL	22
BT-DJ-7024-111-CL	24
BT-DJ-7026-111-CL	26
BT-DJ-7028-111-CL	28
BT-DJ-7030-111-CL	30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-111-CL	20
BT-DJ-8022-111-CL	22
BT-DJ-8024-111-CL	24
BT-DJ-8026-111-CL	26
BT-DJ-8028-111-CL	28
BT-DJ-8030-111-CL	30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-211-CL	20
BT-DJ-5022-211-CL	22
BT-DJ-5024-211-CL	24
BT-DJ-5026-211-CL	26
BT-DJ-5028-211-CL	28
BT-DJ-5030-211-CL	30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-211-CL	20
BT-DJ-6022-211-CL	22
BT-DJ-6024-211-CL	24
BT-DJ-6026-211-CL	26
BT-DJ-6028-211-CL	28
BT-DJ-6030-211-CL	30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-211-CL	20
BT-DJ-7022-211-CL	22
BT-DJ-7024-211-CL	24
BT-DJ-7026-211-CL	26
BT-DJ-7028-211-CL	28
BT-DJ-7030-211-CL	30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-211-CL	20
BT-DJ-8022-211-CL	22
BT-DJ-8024-211-CL	24
BT-DJ-8026-211-CL	26
BT-DJ-8028-211-CL	28
BT-DJ-8030-211-CL	30

Consistenza rinforzata senza filo sutura	
Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-110-CL-H	20
BT-DJ-5022-110-CL-H	22
BT-DJ-5024-110-CL-H	24
BT-DJ-5026-110-CL-H	26
BT-DJ-5028-110-CL-H	28
BT-DJ-5030-110-CL-H	30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-110-CL-H	20
BT-DJ-6022-110-CL-H	22
BT-DJ-6024-110-CL-H	24
BT-DJ-6026-110-CL-H	26
BT-DJ-6028-110-CL-H	28
BT-DJ-6030-110-CL-H	30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-110-CL-H	20
BT-DJ-7022-110-CL-H	22
BT-DJ-7024-110-CL-H	24
BT-DJ-7026-110-CL-H	26
BT-DJ-7028-110-CL-H	28
BT-DJ-7030-110-CL-H	30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-110-CL-H	20
BT-DJ-8022-110-CL-H	22
BT-DJ-8024-110-CL-H	24
BT-DJ-8026-110-CL-H	26
BT-DJ-8028-110-CL-H	28
BT-DJ-8030-110-CL-H	30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-210-CL-H	20
BT-DJ-5022-210-CL-H	22
BT-DJ-5024-210-CL-H	24
BT-DJ-5026-210-CL-H	26
BT-DJ-5028-210-CL-H	28
BT-DJ-5030-210-CL-H	30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-210-CL-H	20
BT-DJ-6022-210-CL-H	22
BT-DJ-6024-210-CL-H	24
BT-DJ-6026-210-CL-H	26
BT-DJ-6028-210-CL-H	28
BT-DJ-6030-210-CL-H	30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-210-CL-H	20
BT-DJ-7022-210-CL-H	22
BT-DJ-7024-210-CL-H	24
BT-DJ-7026-210-CL-H	26
BT-DJ-7028-210-CL-H	28
BT-DJ-7030-210-CL-H	30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-210-CL-H	20
BT-DJ-8022-210-CL-H	22
BT-DJ-8024-210-CL-H	24
BT-DJ-8026-210-CL-H	26
BT-DJ-8028-210-CL-H	28
BT-DJ-8030-210-CL-H	30


Consistenza rinforzata con filo sutura	
Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-111-CL-H	20
BT-DJ-5022-111-CL-H	22
BT-DJ-5024-111-CL-H	24
BT-DJ-5026-111-CL-H	26
BT-DJ-5028-111-CL-H	28
BT-DJ-5030-111-CL-H	30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-111-CL-H	20
BT-DJ-6022-111-CL-H	22
BT-DJ-6024-111-CL-H	24
BT-DJ-6026-111-CL-H	26
BT-DJ-6028-111-CL-H	28
BT-DJ-6030-111-CL-H	30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-111-CL-H	20
BT-DJ-7022-111-CL-H	22
BT-DJ-7024-111-CL-H	24
BT-DJ-7026-111-CL-H	26
BT-DJ-7028-111-CL-H	28
BT-DJ-7030-111-CL-H	30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-211-CL-H	20
BT-DJ-8022-211-CL-H	22
BT-DJ-8024-211-CL-H	24
BT-DJ-8026-211-CL-H	26
BT-DJ-8028-211-CL-H	28
BT-DJ-8030-211-CL-H	30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5020-211-CL-H	20
BT-DJ-5022-211-CL-H	22
BT-DJ-5024-211-CL-H	24
BT-DJ-5026-211-CL-H	26
BT-DJ-5028-211-CL-H	28
BT-DJ-5030-211-CL-H	30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6020-211-CL-H	20
BT-DJ-6022-211-CL-H	22
BT-DJ-6024-211-CL-H	24
BT-DJ-6026-211-CL-H	26
BT-DJ-6028-211-CL-H	28
BT-DJ-6030-211-CL-H	30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7020-211-CL-H	20
BT-DJ-7022-211-CL-H	22
BT-DJ-7024-211-CL-H	24
BT-DJ-7026-211-CL-H	26
BT-DJ-7028-211-CL-H	28
BT-DJ-7030-211-CL-H	30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8020-211-CL-H	20
BT-DJ-8022-211-CL-H	22
BT-DJ-8024-211-CL-H	24
BT-DJ-8026-211-CL-H	26
BT-DJ-8028-211-CL-H	28
BT-DJ-8030-211-CL-H	30

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi **sterili**

STENT URETRALI MULTI-LUNGHEZZA

NEW

L'anello a lunghezza variabile (lato vescica) permette di disporre di un unico stent idoneo a lunghezze uretrali da 22 a 30 cm. Anche lo stent a lunghezza variabile si distingue per facilità di posizionamento e comfort per il paziente.



Consistenza standard

L'ottima facilità della durezza standard fornisce il massimo comfort al paziente.

Utilizzato per drenaggio interno temporaneo pielo-vescicale.

Il set include: stent, filo guida, posizionatore dello stent, clamp

Accessori: filo di sutura per posizionamento e rimozione facilitati.



Consistenza rinforzata

La facilità di posizionamento di questo modello non pregiudica il comfort del paziente.

Utilizzato per drenaggio temporaneo interno pielo-vescicale.

Il set include: stent, filo guida, posizionatore dello stent, clamp

Accessori: filo di sutura per posizionamento e rimozione facilitati

Consistenza standard senza filo sutura	
Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-50ML-110	22~30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-60ML-110	22~30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-70ML-110	22~30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-80ML-110	22~30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-50ML-210	22~30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-60ML-210	22~30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-70ML-210	22~30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-80ML-210	22~30

Consistenza standard con filo sutura	
Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-50ML-111	22~30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-60ML-111	22~30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-70ML-111	22~30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-80ML-111	22~30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-50ML-211	22~30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-60ML-211	22~30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-70ML-211	22~30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-80ML-211	22~30

Consistenza rinforzata senza filo sutura	
Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-50ML-110-H	22~30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-60ML-110-H	22~30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-70ML-110-H	22~30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-80ML-110-H	22~30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-50ML-210-H	22~30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-60ML-210-H	22~30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-70ML-210-H	22~30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-80ML-210-H	22~30

Consistenza rinforzata con filo sutura	
Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-50ML-111-H	22~30
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-60ML-111-H	22~30
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-70ML-111-H	22~30
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-80ML-111-H	22~30
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-50ML-211-H	22~30
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-60ML-211-H	22~30
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-70ML-211-H	22~30
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-80ML-211-H	22~30

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi **sterili**

STENT URETRALI MONO-J (loop singolo)



Consistenza standard

aumentata flessibilità per il massimo comfort del paziente. Lunghezze 60 e 90 cm, con estremità aperte e fori laterali.

Consistenza rinforzata

Aumentata facilità di posizionamento senza ridurre il comfort del paziente. Lunghezze 60 e 90 cm, con estremità aperte e fori laterali.

Utilizzata per il posizionamento di cateteri ed il cambio in procedure endourologiche.

Fori di drenaggio presenti solo sulla punta curva. Confezione singola sterile.

Il set include stent, clamp, filo guida, posizionatore.

Consistenza standard senza filo sutura

Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5060-110-SJ	60
BT-DJ-5090-110-SJ	90
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-6060-110-SJ	60
BT-DJ-6090-110-SJ	90
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7060-110-SJ	60
BT-DJ-7090-110-SJ	90
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8060-110-SJ	60
BT-DJ-8090-110-SJ	90
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5060-210-SJ	60
BT-DJ-5090-210-SJ	90
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6060-210-SJ	60
BT-DJ-6090-210-SJ	90
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7060-210-SJ	60
BT-DJ-7090-210-SJ	90
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8060-210-SJ	60
BT-DJ-8090-210-SJ	90

Consistenza rinforzata senza filo sutura

Codice	Lungh. (cm)
5Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-5060-110-SJ-H	60
BT-DJ-5090-110-SJ-H	90
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-6060-110-SJ-H	60
BT-DJ-6090-110-SJ-H	90
7Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-7060-110-SJ-H	60
BT-DJ-7090-110-SJ-H	90
8Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
BT-DJ-8060-110-SJ-H	60
BT-DJ-8090-110-SJ-H	90
5Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-5060-210-SJ-H	60
BT-DJ-5090-210-SJ-H	90
6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-6060-210-SJ-H	60
BT-DJ-6090-210-SJ-H	90
7Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-7060-210-SJ-H	60
BT-DJ-7090-210-SJ-H	90
8Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
BT-DJ-8060-210-SJ-H	60
BT-DJ-8090-210-SJ-H	90

STENT URETRALI PEDIATRICI



Descrizione prodotto

Gli stent pediatrici sono disponibili in calibri ridotti da 3 e 4 Fr e lunghezze pediatriche.

La superficie è rivestita di un trattamento idrofilico per facilitarne il posizionamento e garantire il necessario comfort ai pazienti pediatrici.

*3Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
Codice	Lungh. (cm)
BT-DJ-3012-110-CL	12
BT-DJ-3014-110-CL	14
BT-DJ-3016-110-CL	16
BT-DJ-3018-110-CL	18
*4Fr Pyelo-Close, Bladder-Open	
Codice	Lungh. (cm)
BT-DJ-4012-110-CL	12
BT-DJ-4014-110-CL	14
BT-DJ-4016-110-CL	16
BT-DJ-4018-110-CL	18

*3Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
Codice	Lungh. (cm)
BT-DJ-3012-210-CL	12
BT-DJ-3014-210-CL	14
BT-DJ-3016-210-CL	16
BT-DJ-3018-210-CL	18
*4Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
Codice	Lungh. (cm)
BT-DJ-4012-210-CL	12
BT-DJ-4014-210-CL	14
BT-DJ-4016-210-CL	16
BT-DJ-4018-210-CL	18

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi **sterili**

FILO GUIDA

Filo guida dritto con anima rigida con trattamento ad alta scorrevolezza (rivestimento PTFE)

Elevata resistenza

Anima rigida

Uso: posizionamento e sostituzione cateteri in endourologia

anima interna a sezione maggiorata per massima resistenza ma con punta flessibile

Confezione singola sterile

Filo guida punta J con anima rigida con trattamento ad alta scorrevolezza (rivestimento PTFE)

Elevata resistenza

Anima rigida

Uso: posizionamento e sostituzione cateteri in endourologia

anima interna a sezione maggiorata per massima resistenza ma con punta

flessibile tipo J

Confezione singola sterile

Filo guida punta dritta			Filo guida punta curva J		
Codice	Diametro	Lungh. (cm)	Codice	Diametro	Lungh. (cm)
GW-S-028-120	0.028"	120	GW-J-035-80	0.035"	80
GW-S-028-150	0.028"	150	GW-J-035-120	0.035"	120
GW-S-032-120	0.032"	120	GW-J-035-150	0.035"	150
GW-S-032-150	0.032"	150	GW-J-038-80	0.038"	80
GW-S-035-120	0.035"	120	GW-J-038-120	0.038"	120
GW-S-035-150	0.035"	150	GW-J-038-150	0.038"	150
GW-S-038-100	0.038"	100			
GW-S-038-120	0.038"	120			
GW-S-038-150	0.038"	150			

confezionamento per tutti i codici box 25 pezzi **sterili**

Marker posizionatore radioopaco

Il posizionatore di stent uretrali è utilizzato nell'approccio retrogrado. La banda radiopaca all'estremità aumenta la visibilità sotto imaging facilitandone il posizionamento.

Marker posizionatore radioopaco			
6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open		6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
Codice	Lungh. (cm)	Codice	Lungh. (cm)
BT-DJ-6020-110-CL-RP	20	BT-DJ-6020-210-CL-RP	20
BT-DJ-6022-110-CL-RP	22	BT-DJ-6022-210-CL-RP	22
BT-DJ-6024-110-CL-RP	24	BT-DJ-6024-210-CL-RP	24
BT-DJ-6026-110-CL-RP	26	BT-DJ-6026-210-CL-RP	26
BT-DJ-6028-110-CL-RP	28	BT-DJ-6028-210-CL-RP	28
BT-DJ-6030-110-CL-RP	30	BT-DJ-6030-210-CL-RP	30

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi **sterili**

Posizionatore di stent

Posizionatore di stent uretrali che agevola il riposizionamento e la corretta messa in sede nel calice renale, completo di raccordo luer-lock.

Posizionatore ruotabile per stent			
*6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open		*6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
Codice	Lungh. (cm)	Codice	Lungh. (cm)
BT-DJ-6020-110-CL-SP	20	BT-DJ-6020-210-CL-SP	20
BT-DJ-6022-110-CL-SP	22	BT-DJ-6022-210-CL-SP	22
BT-DJ-6024-110-CL-SP	24	BT-DJ-6024-210-CL-SP	24
BT-DJ-6026-110-CL-SP	26	BT-DJ-6026-210-CL-SP	26
BT-DJ-6028-110-CL-SP	28	BT-DJ-6028-210-CL-SP	28
BT-DJ-6030-110-CL-SP	30	BT-DJ-6030-210-CL-SP	30

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi **sterili**


Stent ureterale a doppia consistenza

Lo stent a doppia consistenza è progettato per unire i benefici della consistenza rinforzata nell'inserimento all'elevata flessibilità dell'estremità vescicale. Il massimo comfort del paziente e grande agevolazione per l'operatore.

Stent ureterale a doppia consistenza			
*6Fr Pyelo-Close, Bladder-Open		*6Fr Pyelo-Open, Bladder-Open	
Codice	Lungh. (cm)	Codice	Lungh. (cm)
BT-DJ-6020-110-CL-DD	20	BT-DJ-6020-210-CL-DD	20
BT-DJ-6022-110-CL-DD	22	BT-DJ-6022-210-CL-DD	22
BT-DJ-6024-110-CL-DD	24	BT-DJ-6024-210-CL-DD	24
BT-DJ-6026-110-CL-DD	26	BT-DJ-6026-210-CL-DD	26
BT-DJ-6028-110-CL-DD	28	BT-DJ-6028-210-CL-DD	28
BT-DJ-6030-110-CL-DD	30	BT-DJ-6030-210-CL-DD	30

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi **sterili**

Set catetere di drenaggio percutaneo PIGTAIL



Utilizzato per nefrostomie, ascessi ed altre situazioni che richiedono drenaggio esterno.

Disponibile per tecnica di posizionamento one-shot (catetere con mandrino) e Seldinger (con filo guida).

Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catetere mantenendo il comfort per il paziente.


Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di inserimento.

Dispone di 4 ampi fori ovali di drenaggio sul lato interno del ricciolo.

Confezione singola sterile


Tecnica one-shot composizione del kit

PIGTAIL TYPE (BT-PD1-series)



Tecnica Seldinger composizione del kit

PIGTAIL TYPE (BT-PDS-series)



Codici tecnica one shot

CON filo di sutura per bloccaggio

Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
6 F	BT-PD1-06XX-W	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
7 F	BT-PD1-07XX-W	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PD1-08XX-W	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PD1-09XX-W	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PD1-10XX-W	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PD1-12XX-W	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PD1-14XX-W	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PD1-16XX-W	.038" inch (0.97mm)	

SENZA filo di sutura per bloccaggio

Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PD1-05XX	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
6 F	BT-PD1-06XX	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PD1-07XX	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PD1-08XX	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PD1-09XX	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PD1-10XX	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PD1-12XX	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PD1-14XX	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PD1-16XX	.038" inch (0.97mm)	

Codici tecnica Seldinger

CON filo di sutura per bloccaggio

Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
6 F	BT-PDS-06XX-W	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
7 F	BT-PDS-07XX-W	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PDS-08XX-W	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PDS-09XX-W	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PDS-10XX-W	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PDS-12XX-W	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PDS-14XX-W	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PDS-16XX-W	.038" inch (0.97mm)	

SENZA filo di sutura per bloccaggio

Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PDS-05XX	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
6 F	BT-PDS-06XX	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PDS-07XX	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PDS-08XX	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PDS-09XX	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PDS-10XX	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PDS-12XX	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PDS-14XX	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PDS-16XX	.038" inch (0.97mm)	

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi **sterili**


Set catetere di drenaggio percutaneo punta J



Utilizzato per nefrostomie, ascessi ed altre situazioni che richiedono drenaggio esterno.
Disponibile per tecnica di posizionamento one-shot (catetere con mandrino) e Seldinger (con filo guida).
Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catetere mantenendo il comfort per il paziente.
Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di inserimento.
Dispone di 4 ampi fori ovali di drenaggio sul lato della punta J.
Confezione singola sterile


Tecnica one-shot composizione del kit

CURVED (J) TYPE (BT-PD1-series(J))



Tecnica Seldinger composizione del kit

CURVED (J) TYPE (BT-PDS-series(J))



Codici tecnica one shot

SENZA filo di sutura per bloccaggio			
Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PD1-05XX(J)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
6 F	BT-PD1-06XX(J)	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PD1-07XX(J)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PD1-08XX(J)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PD1-09XX(J)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PD1-10XX(J)	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PD1-12XX(J)	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PD1-14XX(J)	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PD1-16XX(J)	.038" inch (0.97mm)	

Codici tecnica Seldinger

SENZA filo di sutura per bloccaggio			
Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PDS-05XX(J)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
6 F	BT-PDS-06XX(J)	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PDS-07XX(J)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PDS-08XX(J)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PDS-09XX(J)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PDS-10XX(J)	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PDS-12XX(J)	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PDS-14XX(J)	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PDS-16XX(J)	.038" inch (0.97mm)	


Set catetere di drenaggio percutaneo MINI PIGTAIL



Punta MINI PIGTAIL di dimensioni ridotte rispetto lo standard.
Utilizzato per nefrostomie agli stadi iniziali e piccoli ascessi ed altre situazioni che richiedono drenaggio esterno ma piccole cavità.
Disponibile per tecnica di posizionamento one-shot (catetere con mandrino) e Seldinger (con filo guida).
Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catetere mantenendo il comfort per il paziente.
Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di inserimento.
Dispone di 4 ampi fori ovali di drenaggio sul lato interno del ricciolo di tipo MINI PIGTAIL.
Confezione singola sterile

Tecnica one-shot composizione del kit

Tecnica Seldinger composizione del kit




Codici tecnica one shot

CON filo di sutura per bloccaggio			
Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
6 F	BT-PD1-06XX-W(MN)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
7 F	BT-PD1-07XX-W(MN)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PD1-08XX-W(MN)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PD1-09XX-W(MN)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PD1-10XX-W(MN)	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PD1-12XX-W(MN)	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PD1-14XX-W(MN)	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PD1-16XX-W(MN)	.038" inch (0.97mm)	

Codici tecnica Seldinger

CON filo di sutura per bloccaggio			
Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
6 F	BT-PDS-06XX-W(MN)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
7 F	BT-PDS-07XX-W(MN)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PDS-08XX-W(MN)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PDS-09XX-W(MN)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PDS-10XX-W(MN)	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PDS-12XX-W(MN)	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PDS-14XX-W(MN)	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PDS-16XX-W(MN)	.038" inch (0.97mm)	


Set catetere di drenaggio percutaneo punta DRITTA



Principalmente usato per drenaggio di ascessi, disponibile per tecnica di posizionamento one-shot (catetere con mandrino) e Seldinger (con filo guida).
Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catetere mantenendo il comfort per il paziente.
Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di inserimento.
Dispone di 4 ampi fori ovali di drenaggio sul lato interno del riccio di tipo MINI PIGTAIL.
Confezione singola sterile


Tecnica one-shot composizione del kit

STRAIGHT TYPE (BT-PD0-series)



Tecnica Seldinger composizione del kit

STRAIGHT TYPE (BT-PD2-series)



Codici tecnica one shot


SENZA filo di sutura per bloccaggio			
Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PD0-05XX	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
6 F	BT-PD0-06XX	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PD0-07XX	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PD0-08XX	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PD0-09XX	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PD0-10XX	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PD0-12XX	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PD0-14XX	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PD0-16XX	.038" inch (0.97mm)	

Codici tecnica Seldinger

SENZA filo di sutura per bloccaggio			
Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PD2-05XX	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
6 F	BT-PD2-06XX	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PD2-07XX	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PD2-08XX	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PD2-09XX	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PD2-10XX	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PD2-12XX	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PD2-14XX	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PD2-16XX	.038" inch (0.97mm)	

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi **sterili**


Set catetere drenaggio punta MALECOT (a fiore)



Utilizzato per drenaggi vari ed applicazioni diverse che richiedono grandi flussi di drenaggio.
Disponibile per tecnica di posizionamento one-shot (catetere con mandrino) e Seldinger (con filo guida).
Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catetere mantenendo il comfort per il paziente.
Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di inserimento.
Dispone di 4 ampi fori ovali posteriormente alla grande apertura.
Confezione singola sterile


Tecnica one-shot composizione del kit

MALECOT TYPE (BT-PD1-series(M))



Tecnica Seldinger composizione del kit

MALECOT TYPE (BT-PDS-series(M))



Codici tecnica one shot

SENZA filo di sutura per bloccaggio			
Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PD1-05XX(M)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
6 F	BT-PD1-06XX(M)	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PD1-07XX(M)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PD1-08XX(M)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PD1-09XX(M)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PD1-10XX(M)	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PD1-12XX(M)	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PD1-14XX(M)	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PD1-16XX(M)	.038" inch (0.97mm)	

Codici tecnica Seldinger

SENZA filo di sutura per bloccaggio			
Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PDS-05XX(M)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
6 F	BT-PDS-06XX(M)	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PDS-07XX(M)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PDS-08XX(M)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PDS-09XX(M)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PDS-10XX(M)	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PDS-12XX(M)	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PDS-14XX(M)	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PDS-16XX(M)	.038" inch (0.97mm)	

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi **sterili**

Set catetere drenaggio a LOOP CHIUSO e tecnica ONE-SHOT



Utilizzato per nefrostomie, ascessi.

Il suo disegno particolare permette la chiusura del loop (ricciolo) senza sovrapposizione (a differenza del PIGTAIL standard).

Disponibile per tecnica di posizionamento one-shot (catetere con mandrino)


Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catetere mantenendo il comfort per il paziente.

Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di inserimento.

Dispone di 4 ampi fori ovali di drenaggio sul lato interno del ricciolo di tipo PIGTAIL CHIUSO.

Confezione singola sterile

CLOSE LOOP PIGTAIL TYPE (BT-PD1-series(CL))



CON filo di sutura per bloccaggio

Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
6 F	BT-PD1-06XX-W(CL)	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PD1-07XX-W(CL)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20)
8 F	BT-PD1-08XX-W(CL)	.038" inch (0.97mm)	24 cm(XX=25)
9 F	BT-PD1-09XX-W(CL)	.038" inch (0.97mm)	29 cm(XX=30)
10 F	BT-PD1-10XX-W(CL)	.038" inch (0.97mm)	39 cm(XX=40)
12 F	BT-PD1-12XX-W(CL)	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PD1-14XX-W(CL)	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PD1-16XX-W(CL)	.038" inch (0.97mm)	

SENZA filo di sutura per bloccaggio

Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PD1-05XX(CL)	.035" inch (0.89mm)	
6 F	BT-PD1-06XX(CL)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20)
7 F	BT-PD1-07XX(CL)	.035" inch (0.89mm)	24 cm(XX=25)
8 F	BT-PD1-08XX(CL)	.038" inch (0.97mm)	29 cm(XX=30)
9 F	BT-PD1-09XX(CL)	.038" inch (0.97mm)	39 cm(XX=40)
10 F	BT-PD1-10XX(CL)	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PD1-12XX(CL)	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PD1-14XX(CL)	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PD1-16XX(CL)	.038" inch (0.97mm)	

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi **sterili**

Set catetere drenaggio a LOOP CHIUSO e tecnica Seldinger (filo guida)



Utilizzato per nefrostomie, ascessi.

Il suo disegno particolare permette la chiusura del loop (ricciolo) senza sovrapposizione (a differenza del PIGTAIL standard).

Disponibile per tecnica di posizionamento Seldinger (con filo guida).


Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catetere mantenendo il comfort per il paziente.

Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di inserimento.

Dispone di 4 ampi fori ovali di drenaggio sul lato interno del ricciolo di tipo PIGTAIL CHIUSO.

Confezione singola sterile

CLOSE LOOP PIGTAIL TYPE (BT-PDS-series(CL))



CON filo di sutura per bloccaggio

Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
6 F	BT-PDS-06XX-W(CL)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
7 F	BT-PDS-07XX-W(CL)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PDS-08XX-W(CL)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PDS-09XX-W(CL)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PDS-10XX-W(CL)	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PDS-12XX-W(CL)	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PDS-14XX-W(CL)	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PDS-16XX-W(CL)	.038" inch (0.97mm)	

SENZA filo di sutura per bloccaggio

Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PDS-05XX(CL)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
6 F	BT-PDS-06XX(CL)	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PDS-07XX(CL)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PDS-08XX(CL)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PDS-09XX(CL)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PDS-10XX(CL)	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PDS-12XX(CL)	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PDS-14XX(CL)	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PDS-16XX(CL)	.038" inch (0.97mm)	


confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi **sterili**

Set catetere drenaggio PIGTAIL per alcolizzazione tecnica
ONE-SHOT



Utilizzato per l'iniezione di etanolo per un tempo massimo di 2 ore.
Il particolare materiale è compatibile con l'etanolo, disponibile per tecnica ONE-SHOT

PIGTAIL TYPE (BT-PD1-series(ETL))(Used for Ethanol Environment)



CON filo di sutura per bloccaggio

Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
6 F	BT-PD1-06XX-W(ETL)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
7 F	BT-PD1-07XX-W(ETL)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PD1-08XX-W(ETL)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PD1-09XX-W(ETL)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PD1-10XX-W(ETL)	.038" inch (0.97mm)	

SENZA filo di sutura per bloccaggio


Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PD1-05XX(ETL)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
6 F	BT-PD1-06XX(ETL)	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PD1-07XX(ETL)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PD1-08XX(ETL)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PD1-09XX(ETL)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PD1-10XX(ETL)	.038" inch (0.97mm)	

Set catetere drenaggio PIGTAIL per alcolizzazione tecnica
Seldinger



Utilizzato per l'iniezione di etanolo per un tempo massimo di 2 ore.
Il particolare materiale è compatibile con l'etanolo, disponibile per tecnica Seldinger

PIGTAIL TYPE (BT-PDS-series(ETL))(Used for Ethanol Environment)



CON filo di sutura per bloccaggio

Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
6 F	BT-PDS-06XX-W(ETL)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
7 F	BT-PDS-07XX-W(ETL)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PDS-08XX-W(ETL)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PDS-09XX-W(ETL)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PDS-10XX-W(ETL)	.038" inch (0.97mm)	

SENZA filo di sutura per bloccaggio


Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PDS-05XX(ETL)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40)
6 F	BT-PDS-06XX(ETL)	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PDS-07XX(ETL)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PDS-08XX(ETL)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PDS-09XX(ETL)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PDS-10XX(ETL)	.038" inch (0.97mm)	

Catetere per drenaggio biliare



Utilizzato per drenaggio biliare.
Posizionamento mediante tecnica seldinger
I fori posti sia sulla punta che sullo stelo consentono
di ristabilire il normale flusso biliare

BILIARY CATHETER (BT-PDS-series(B))



CON filo di sutura per bloccaggio

Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
6 F	BT-PDS-06XX-W(B)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40) 49 cm(XX=50)
7 F	BT-PDS-07XX-W(B)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PDS-08XX-W(B)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PDS-09XX-W(B)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PDS-10XX-W(B)	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PDS-12XX-W(B)	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PDS-14XX-W(B)	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PDS-16XX-W(B)	.038" inch (0.97mm)	

SENZA filo di sutura per bloccaggio

Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PDS-05XX(B)	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40) 49 cm(XX=50)
6 F	BT-PDS-06XX(B)	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PDS-07XX(B)	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PDS-08XX(B)	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PDS-09XX(B)	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PDS-10XX(B)	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PDS-12XX(B)	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PDS-14XX(B)	.038" inch (0.97mm)	
16 F	BT-PDS-16XX(B)	.038" inch (0.97mm)	


confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi **sterili**

Set catetere drenaggio biliare con banda radiopaca



Utilizzato per drenaggio biliare.
Posizionamento mediante tecnica seldinger
I fori posti sia sulla punta che sullo stelo consentono
di ristabilire il normale flusso biliare
Dotato di banda radiopaca che ne ottimizza la visione
ed il controllo del posizionamento

BILIARY CATHETER WITH RADIOPAQUE BAND (BT-PDS-series(B)-RB))



CON filo di sutura per bloccaggio


Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
6 F	BT-PDS-06XX-W(B)-RB	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40) 49 cm(XX=50)
7 F	BT-PDS-07XX-W(B)-RB	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PDS-08XX-W(B)-RB	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PDS-09XX-W(B)-RB	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PDS-10XX-W(B)-RB	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PDS-12XX-W(B)-RB	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PDS-14XX-W(B)-RB	.038" inch (0.97mm)	

SENZA filo di sutura per bloccaggio


Calibro (French)	Codice	Filo guida utilizzabile	Lunghezza di lavoro
5 F	BT-PDS-05XX(B)-RB	.035" inch (0.89mm)	19 cm(XX=20) 24 cm(XX=25) 29 cm(XX=30) 39 cm(XX=40) 49 cm(XX=50)
6 F	BT-PDS-06XX(B)-RB	.035" inch (0.89mm)	
7 F	BT-PDS-07XX(B)-RB	.035" inch (0.89mm)	
8 F	BT-PDS-08XX(B)-RB	.038" inch (0.97mm)	
9 F	BT-PDS-09XX(B)-RB	.038" inch (0.97mm)	
10 F	BT-PDS-10XX(B)-RB	.038" inch (0.97mm)	
12 F	BT-PDS-12XX(B)-RB	.038" inch (0.97mm)	
14 F	BT-PDS-14XX(B)-RB	.038" inch (0.97mm)	

Accessori per drenaggi percutanei

Tubi di raccordo



Sacche di drenaggio



Calibro	Codice	Accetta filo guida diam.
BT-15S	CT-DB-M15S(M)	Male Luer Lock -Tube(15cm) -Stopcock (Male)
BT-15P	CT-DB-M15Fu	Male Luer Lock -Tube(15cm) -Funnel
BT-15SP	CT-DB-M15SFu	Male Luer Lock -Tube(15cm) -Stopcock -Funnel
BT-25SP	CT-DB-M25SFu	Male Luer Lock -Tube(25cm) -Stopcock -Funnel
BT-30SP	CT-DB-M30SFu	Male Luer Lock -Tube(30cm) -Stopcock -Funnel
BT-15S-P	CT-DB-M15S(M)&FFu	Male Luer Lock -Tube(15cm) -Stopcock (Male) and Female Luer Lock -Funnel Adapter
BT-10P(S)	CT-DB-M10Fu(S)	Male Luer Lock -Tube(10cm) -Funnel (small)

Codice	Nome prodotto	Capacità	Descrizione
LU-500	LEG BAG	500ml	Male Luer Lock
LU-800	PCN BAG	800ml	Male Luer Lock
LU-800(F)	PCN BAG	800ml	Female Luer Lock
LU-800(W/FTF-90)	PCN BAG	800ml	Male Luer Lock : With Female/Female Luer Lock Adapter
DB-800	DRAINAGE BAG	800ml	PTCD Connection Tubing Adapter
DB-800C-MS-V C : with back cloth V : velcro	DRAINAGE BAG	800ml	Male Luer Lock : With a. : Elastic Cloth Belt (Velcro) b. : Stopcock c. : Back cloth
UB-121T	DISPOSABLE DRAINAGE BAG	2000ml	T-Valve
UB-201	DISPOSABLE DRAINAGE BAG	2000ml	


Accessori drenaggio percutaneo

DILATATORI IN POLIETILENE RADIOPACO

su richiesta
disponibili con
codice colore

Calibro	Codice	Accetta filo guida diam.	Lunghezza di lavoro
5F	DR-ER-1P-05XX	.025" inch (0.64mm)	5cm(XX= 05) 10cm(XX= 10) 15cm(XX= 15) 20cm(XX= 20) 25cm(XX= 25)
6F	DR-ER-1P-06XX	.038" inch (0.97mm)	
7F	DR-ER-1P-07XX	.038" inch (0.97mm)	
8F	DR-ER-1P-08XX	.038" inch (0.97mm)	
9F	DR-ER-1P-09XX	.038" inch (0.97mm)	
10F	DR-ER-1P-10XX	.038" inch (0.97mm)	
11F	DR-ER-1P-11XX	.038" inch (0.97mm)	
12F	DR-ER-1P-12XX	.038" inch (0.97mm)	
13F	DR-ER-1P-13XX	.038" inch (0.97mm)	
14F	DR-ER-1P-14XX	.038" inch (0.97mm)	
15F	DR-ER-1P-15XX	.038" inch (0.97mm)	
16F	DR-ER-1P-16XX	.038" inch (0.97mm)	

confezione da 10 pezzi **sterili**



RUBINETTI

Order Number	Description
BT-STC-4WR-LB	4 way/Large Bore/Rotating L.L./Cap
BT-STC-4W-LB	4 way/Large Bore/Cap
BT-STC-4W-SB	4 way/Standard Bore/
BT-STC-1W-LB	1 way/Standard Bore/Rotating L.L.
BT-STC-1WR-SB	1 way/Large Bore

SCALPEL



Order Number	Description
BT-SCL-BN11	No. 11/Minor

SECUREMENT & RETENTION DEVICE



Order Number	Description
BT-CS-5/12	Used for 5F/6F/7F/8F/ 9F/10F/11F/12F Drainage catheter
BT-CS-14/16	Used for 14F/16F Drainage catheter



Order Number	Catheter Size (Fr.)	Color
BT-RD-5	5 Fr.	Transparent (sky color)
BT-RD-6/10	6F/7F/8F/9F/10F	Transparent (blue color)
BT-RD-12/16	12F/14F/16F	Transparent (green color)

FILI GUIDA





Order Number	Description
GW-S-018-80	0.018"/80cm/Straight Tip/Palladium Radiopaque Coil Tip/Nitinol Shaft
GW-S-018-80S	0.018"/80cm/Straight Tip/Palladium Radiopaque Coil Tip/Stainless Steel Shaft
GW-J3-035-90	0.035"/90cm/3mm J/Stiff shaft/Teflon Coated
GW-J3-035-90A	0.035"/90cm/3mm J/Teflon Coated
GW-J3-035-150	0.035"/150cm/3mm J/Stiff shaft/Teflon Coated
GW-J3-035-150A	0.035"/150cm/3mm J/Teflon Coated
GW-J3-038-90	0.038"/90cm/3mm J/Teflon Coated
GW-J3-038-150	0.038"/150cm/3mm J/Teflon Coated
GW-S-035-90-HC	0.035"/90cm/Straight/Nitinol/Hydrophilic Coated
GW-S-035-150-HC	0.035"/150cm/Straight/Nitinol/Hydrophilic Coated
GW-S-038-90-HC	0.038"/90cm/Straight/Nitinol/Hydrophilic Coated
GW-S-038-150-HC	0.038"/150cm/Straight/Nitinol/Hydrophilic Coated

confezione da 25 pezzi **sterili**

Accessori drenaggi percutanei


DILATATORI 2 PARTI

- Intended for one-time use.



DILATATORI 3 PARTI

- Intended for one-time use.



DILATATORI 2 PARTI

Calibro	Codice	ø filo guida mandrino/dilatatore	ø filo guida camicia ext	Lunghezza
6F-4F	DR-UPR-2P-0610	Dilators:0.018 inch(0.46mm)	0.038 inch(0.97mm)	18
5F-3F	DR-UPR-2P-0510	Dilators:0.018 inch(0.46mm)	0.038 inch(0.97mm)	26
5F-3F	DR-ER-2P-0518	Needle:0.018 inch(0.46mm)	0.038 inch(0.97mm)	10
5F-3F	DR-ER-2P-0526	Needle:0.018 inch(0.46mm)	0.038 inch(0.97mm)	10
4.5F-3F	DR-UPR-2P-4510	Dilators:0.018 inch(0.46mm)	0.038 inch(0.97mm)	10
4F-3F	DR-UPR-2P-0410	Dilators:0.018 inch(0.46mm)	0.038 inch(0.97mm)	10

DILATATORI 3 PARTI

Calibro	Codice	ø filo guida mandrino/dilatatore	ø filo guida camicia ext	Lunghezza
6F-4F	DR-UER-3P-618	Needle:0.018 inch(0.46mm)	0.18"(0.46mm)+0.038"(0.97mm)	18
6F-4F	DR-UER-3P-626	Needle:0.018 inch(0.46mm)	0.18"(0.46mm)+0.038"(0.97mm)	26
6F-4F	DR-UER-3P-618-RB	Needle:0.018 inch(0.46mm)	0.18"(0.46mm)+0.038"(0.97mm)	18
6F-4F	DR-UER-3P-626RB	Needle:0.018 inch(0.46mm)	0.18"(0.46mm)+0.038"(0.97mm)	26

Accessori drenaggi percutanei

AGO INTRODUTTORE CON GUAINA

- Per posizionamento filo guida o aspirazione di fluidi



Codice	Diametro	Lunghezza	Diametro filo guida cannula	Diametro filo guida camicia esterna
BT-PD0-0518(SN)	5F	18	0.025 inch(0.63mm)	0.038 inch(0.96mm)
BT-PD0-0526(SN)	5F	26	0.025 inch(0.63mm)	0.038 inch(0.96mm)

AGO CATETERE PER COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA

- Adatto anche per secondo puntura nelle procedure di drenaggio biliare, iniezione di contrasto, sostituzione filo guida, posizionamento.



Codice	Diametro	Lunghezza	Diametro filo guida camicia esterna
BT-PD0-0516(PT)	5F	16	0.038 inch(0.96mm)
BT-PD0-0522(PT)	5F	22	0.038 inch(0.96mm)
BT-PD0-0527(PT)	5F	27	0.038 inch(0.97mm)

AGO CATETERE OVER-THE-NEEDLE

- Per l'inserimento filo guida



Codice	Calibro	Lunghezza	Diametro filo guida
BT-PD0-0406(OTN)	4F	6.4	0.035 inch(0.89mm)
BT-PD0-0410(OTN)	4F	10	0.035 inch(0.89mm)
BT-PD0-0415(OTN)	4F	15	0.035 inch(0.89mm)
BT-PD0-0507(OTN)	5F	7	0.038 inch(0.96mm)
BT-PD0-0510(OTN)	5F	10	0.038 inch(0.96mm)
BT-PD0-0515(OTN)	5F	15	0.038 inch(0.96mm)
BT-PD0-0520(OTN)	5F	20	0.038 inch(0.96mm)

AGO CATETERE PER TORACENTESI






- Per aspirazione di fluidi in via percutanea e piccole procedure di drenaggio
- Ago ecogenico, catetere rastremato con quattro fori laterali



Codice	Calibro	Lunghezza
BT-PD0-0406(CEN)	4F	6.4
BT-PD0-0410(CEN)	4F	10
BT-PD0-0415(CEN)	4F	15
BT-PD0-0507(CEN)	5F	7
BT-PD0-0510(CEN)	5F	10
BT-PD0-0515(CEN)	5F	15
BT-PD0-0520(CEN)	5F	20

OPTIONAL ACCESSORIES (+ZZ)

• Below are optional accessories for your drainage catheter kit, add up all necessary optional accessories using the the two letter state abbreviation (CD, CS...etc.), now you can start over and select accessories at your own discretion:



CATALOGUE NUMBER LOGIC:

BT-PDS-0840-W-NK2-T(+CN/CS/CT/DB/FN/RD/SC/ST)



This kit consists of : Pigtail Drainage Catheter with Straightener, Metal Stiffening Cannula, Flexible Stiffening Cannula (only for 7~16F catheter), 6Fr Co-axial Dilator, Dilators, 21G Introducer Needle, 0.018"Guide Wire (80cm), 0.035" Guidewire (90cm), Contrast needle (CN), Catheter Securement Device(CS), Fixing Needle(FN), Retention Device (RD), Scalpel (SC) and Stopcock (ST).

Kit base

I kit base sono composti da: catetere Pigtail con raddrizzatore, cannula metallica, cannula flessibile (solo per 7-16 F), dilatatori, ago introduttore, filo guida.

CON filo di sutura per bloccaggio

Catheter French Size	Order Number	Included Dilators	Catheter Working Length
6 F	BT-PDS-06XX-W4NK1 (+ZZ)	6F, 7F	19 cm(XX=20)
7 F	BT-PDS-07XX-W4NK1 (+ZZ)	6F, 7F, 8F	24 cm(XX=25)
8 F	BT-PDS-08XX-W4NK1 (+ZZ)	6F, 8F, 9F	29 cm(XX=30)
9 F	BT-PDS-09XX-W4NK1 (+ZZ)	6F, 8F, 10F	39 cm(XX=40)
10 F	BT-PDS-10XX-W4NK1 (+ZZ)	6F, 8F, 10F, 11F	
12 F	BT-PDS-12XX-W4NK1 (+ZZ)	6F, 8F, 10F, 12F, 13F	
14 F	BT-PDS-14XX-W4NK1 (+ZZ)	6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 15F	
16 F	BT-PDS-16XX-W4NK1 (+ZZ)	6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F	

SENZA filo di sutura per bloccaggio

Catheter French Size	Order Number	Included Dilators
5 F	BT-PDS-05XX-NK1 (+ZZ)	6F
6 F	BT-PDS-06XX-NK1 (+ZZ)	6F, 7F
7 F	BT-PDS-07XX-NK1 (+ZZ)	6F, 7F, 8F
8 F	BT-PDS-08XX-NK1 (+ZZ)	6F, 8F, 9F
9 F	BT-PDS-09XX-NK1 (+ZZ)	6F, 8F, 10F
10 F	BT-PDS-10XX-NK1 (+ZZ)	6F, 8F, 10F, 11F
12 F	BT-PDS-12XX-NK1 (+ZZ)	6F, 8F, 10F, 12F, 13F
14 F	BT-PDS-14XX-NK1 (+ZZ)	6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 15F
16 F	BT-PDS-16XX-NK1 (+ZZ)	6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F

Si possono realizzare **kit personalizzati** aggiungendo al codice del kit base il codice di uno o più accessori:

SC (bisturi) - ST (rubinetto) - CT (tubo di raccordo) - DB (sacca) - CN (ago 21G x 200mm) - RD (disco per fissaggio).

Su specifiche richieste si possono realizzare ulteriori personalizzazioni.


confezionamento per tutti i codici box 20 pezzi **sterili**

Catetere

Ideale per **isterosalpingografia** ed **isterosonografia**, della miglior qualità.



Cateteri per isterosonografia e isterosalpingografia realizzati in ottimo materiale latex free con palloncino in silicone. Completati di siringa pre-collegata, rubinetto di chiusura sul circuito di insufflazione e clamp di serraggio sulla linea di iniezione del mezzo di contrasto. Lunghezza cm 34. Disponibile in 2 versioni: rigido e flessibile. **Sterile**



cod. **KBA05F** **5FR** lungh. 34 cm rigido conf. 10 pz.

cod. **KBA07F** **7FR** lungh. 34 cm rigido conf. 10 pz.

cod. **KBA051F** **5FR** lungh. 34 cm flessibile conf. 10 pz.

cod. **KBA071F** **7FR** lungh. 34 cm flessibile conf. 10 pz.



Manipolatore Uterino **sterile**

Può essere utilizzato negli interventi in laparoscopia nelle occlusioni delle tuba, nella diagnostica laparoscopica, nella minilaparotomia e nella salpingoplastica. La forma a "pera" del palloncino facilita la presa e aderisce meglio alle pareti uterine. La ridotta sezione della cannula permette una facile introduzione.

cod. **KUMI-4.5** conf. 12 pz.

Create il vostro kit personalizzato scegliendo i componenti tra le tante opzioni disponibili!



Accessori

SOSO

supporto per cateteri


Realizzato con una larga fascia elastica con chiusura a velcro® per evitare effetti emostatici, traspirante. Lavabile a 40°C.

K1070570
conf. 30 pz.



Sono Pad

Ottimizza l'uso delle sonde ecografiche sui tessuti umani, eliminando echi e immagini distorte. *Aree di applicazione:* ghiandole mammarie e tiroide, giunture e testicoli, diagnostica pediatrica e medicina sportiva. Il cuscinetto può essere lavato con sapone e acqua calda. Velocizza i tempi di diagnosi agevolando l'operatore attraverso una visione più nitida



cod. **K 6510/10** 1 pz.100 x 100 x 10 mm (L x B x H)
cod. **K 6520/20** 1 pz.200 x 100 x 20 mm (L x B x H)



una gamma di dispositivi per biopsia
di qualità superiore made in Japan

ACECUT[®] Automatic Biopsy System

Dispositivo monouso, sterile, totalmente automatico
per prelievo di campioni da qualsiasi tessuto molle


- **potente**
- **preciso**
- **facile da usare**

- **si usa con una sola mano**
- **con tecnica automatica**
- **con tecnica semiautomatica**

Ideale anche
per la mammella



Rimozione del campione facile e sicura



Spostando verso
dietro la leva il
campione può
essere rimosso,
con una semplice
operazione di una
sola mano

Utilizzabile anche
per il fegato

Totale controllo



Un originale sistema
permette al medico
di utilizzare il
dispositivo in maniera
semiautomatica
o completamente
automatica

In maniera semiautomatica può essere controllato il
corretto posizionamento della culla prima dello sparo
e se necessario può essere salvata un'immagine

Composizione codice sistema automatico Acecut ACE-XXXXY

XX = calibri disponibili gauge **11-14-16-18-20**

YYY = lunghezze disponibili in **mm 75-115-150-200** (le lunghezze si riferiscono al
dispositivo caricato)

Z = avanzamenti disponibili in **mm 11** (indicare 1 al termine del codice), **16 mm**
(indicare 3 al termine del codice), **22 mm** (indicare 2 al termine del codice).

Esempi di formazione del codice:

Ago Acecut calibro 18G lunghezza 75 mm ed avanzamento 16 mm, codice=ACE-180753

Esempi di formazione del codice:

Ago Acecut calibro 16G lunghezza 150 mm ed avanzamento 22 mm, codice=ACE-161502

conf. 10 pz.



**Aghi coassiali per Acecut, disponibili per calibri 14-16-18, per codificare l'ago coassiale,
anteporre il prefisso CGN al codice completo dell'ago Acecut con cui usarlo.**

Esempio: Ago coassiale per Acecut 14 G lunghezza 150 mm avanzamento 22 mm Codice = CGNACE-141502


SPIROTOME

La soluzione per la large-core biopsy




Un nuovo ed innovativo dispositivo per ottenere eccellenti campioni di tessuto in un unico prelievo anche con tecnica vuoto-assistita.

- ✓ **Spirotome** offre una procedura semplice, precisa, sicura e reversibile in ogni momento
- ✓ **Spirotome** massimizza il rapporto tra calibro dell'ago e quantità del campione
- ✓ **Spirotome** è meno traumatico e può essere rimosso senza asportazione di tessuto
- ✓ **Spirotome** restituisce campioni intatti e di ottima qualità



SPIROTOME

la consapevolezza che le diagnosi precoci sono un elemento cruciale per la successiva terapia, ha portato ad un notevole incremento delle biopsie. **SPIROTOME** permette il prelievo diretto e frontale di abbondanti campioni di gran parte dei tessuti molli. L'ago ricevente genera un vuoto nella spirale durante la penetrazione, taglio e raccolta. Il set è fornito sterile, monouso, in confezione da 5 pz. ed include 1 Trocar, 1 Cannula tranciante 1 Ago a spirale ed elemento di rilascio.



- con trocar assemblato alla cannula approssicare la lesione (non penetrare)
- sfilare il trocar, infilare nella cannula l'ago a spirale ed avvitarlo nella lesione
- ruotare la cannula tranciante sopra tutto l'ago a spirale, rimuovere l'ago a spirale e la cannula

Ideale per lesioni in seni
- con tessuto denso
- piccoli
- in presenza di protesi
- strutture delicate

Ideale per:
- sarcoma
- linfonodi
- tiroide

L'abbondante campione verrà rilasciato sull'apposito elemento di rilascio.

La qualità e la quantità di campione prelevato, nella maggior parte dei casi, rende sufficiente un unico prelievo

Spirotome 8G: per mammella e sarcoma		
Codice	Descrizione	Confezione di vendita
SS-08-10	Spirotome 8Gx100 mm	5 pz sterili
SS-08-08	Spirotome 8Gx80 mm	5 pz sterili
SS-08-06	Spirotome 8Gx60 mm	5 pz sterili
Spirotome 10G: per mammella e sarcoma		
Codice	Descrizione	Confezione di vendita
SS-10-10	Spirotome 10Gx100 mm	5 pz sterili
SS-10-08	Spirotome 10Gx80 mm	5 pz sterili
SS-10-06	Spirotome 10Gx60 mm	5 pz sterili
Spirotome 14G: per linfonodi, tiroide e mammelle piccole		
Codice	Descrizione	Confezione di vendita
SS-14-10	Spirotome 14Gx100 mm	5 pz sterili
SS-14-08	Spirotome 14Gx80 mm	5 pz sterili
SS-14-06	Spirotome 14Gx60 mm	5 pz sterili

**Sarete sorpresi
dalla sua efficacia**

**Idoneo anche per le
biopsie polmonari difficili**

**Il Gold Standard
nelle applicazioni difficili:
mammelle dense,
protesizzate, piccole,
linfonodi, tiroide!**

CERVICORE



L'innovativo concetto di Spirotome è utilizzabile anche in ambito ginecologico per effettuare biopsie accurate della cervice uterina. Cervicore campiona la mucosa ed anche lo stroma per la massima completezza nella diagnosi del patologo. Cervicore è atraumatico con gli altri tessuti della cervice, non richiede l'uso della pinza per il collo dell'utero (Pinza di Pozzi), permette la biopsia anche in sedi difficilmente raggiungibili ed è utilizzabile anche su tessuti più consistenti.

Cervicore monouso:		
Codice	Descrizione	Confezione di vendita
SS-10-CE	Cervicore 10Gx200mm	5 pz sterili
SS-08-CE	Cervicore 8Gx200mm	5 pz sterili
Cervicore riutilizzabile (max 20 volte,sterlizzabile in autoclave):		
Codice	Descrizione	Confezione di vendita
SR-10-CE	Cervicore 10Gx200mm	1 pz NON sterile
SR-08-CE	Cervicore 8Gx200mm	1 pz NON sterile

Ogni set include 1 Cannula tranciante, 1 Ago a spirale ed elemento di rilascio.


KIT

Tutti gli aghi da biopsia possono essere forniti anche in kit personalizzati, che agevolano la procedura evitando perdite di tempo.

Il kit può contenere: telino in TNT (con foro, senza foro, con bordo adesivo, da incisione), tampone/disinfettante/ bisturi monouso/siringa/guanti, eventuali altri prodotti.

SPIROTOME bone

La soluzione per il prelievo di tessuti molli (es. osteolitici) all'interno di strutture ossee



SPIROTOME bone

Questa innovativa tecnologia permette il prelievo di un rappresentativo campione di tessuto osteolitico in maniera semplice, precisa e molto meno dolorosa per il paziente.

SPIROTOME bone può essere usato anche come strumento per cementare, grazie all'ottimo canale creato dall'ago a spirale.

Codice	Descrizione	Confezione di vendita
SS-10-B0	Bone 10Gx150mm	5 pz sterili
SS-08-B0	Bone 8Gx150mm	5 pz sterili

Ogni set include 1 Cannula tranciante, 1 Ago a spirale, un elemento di rilascio e una cannula in plastica.

GUIDE MONOUSO PER SONDE ADDOMINALI

È disponibile un'ampia gamma di guide monouso per sonde addominali

Guide sterili monouso per utilizzo con le maggiori marche di sonde ecografiche dotate del relativo supporto di fissaggio (bracket pluriuso). Permette uno stabile posizionamento dello strumento anche in condizioni di scarsa visibilità, grazie al disegno che permette all'operatore, con una sola mano, di rendere operativa la propria sonda in pochi secondi.



Il rilascio dello strumento, grazie alla particolare clip di fissaggio, risulta sicuro ed immediato. Il riposizionamento della sonda ecografica risulta quindi facile e sicuro grazie all'innovativo disegno della guida.

Le guide accettano strumenti delle seguenti misure 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 gauge permettendo all'operatore di ordinare solo la misura effettivamente utilizzata evitando quindi inutili sprechi. Il calibro delle guide è inoltre facilmente identificabile attraverso il codice colore.

Guide monouso Retrofit II

Le guide Retrofit II possono essere utilizzate sulle seguenti sonde ecografiche: Aloka, Biosound Esaote, Fukuda, GE Healthcare, Hitachi, Kontron, Medison, Philips, Shimadzu, Siemens, Sonosite, Terason, Toshiba, Ultratronix e Zonare.

Queste guide sono disponibili in confezione singola (24 pezzi della stessa misura) o in kit comprensivo di coprisonda ecografico, gel sterile ed elastici di fissaggio.



Codici e Misure

KP53XX-BI Guida Retrofit II (solo guida)

KP56XX-BI Guida Retrofit II + copri sonda 14x91,5cm, gel ecografico ed elastici. **Latex free.**

KP57XX-BI Guida Retrofit II + copri sonda 17,8x91,5cm, gel ecografico ed elastici. **Latex free.**

Guide monouso Director

Guide ago monouso per biopsia ecoguidata, appositamente studiate e realizzate per un utilizzo con sonde Biosound Esaote CA 123, CA421, CA430, CA431, CA621, CA631, LA 424, LA 435, LA 522, LA532, LA 523.

Queste guide sono disponibili in confezione singola (24 pezzi della stessa misura) o in kit comprensivo di coprisonda ecografico, gel sterile ed elastici di fissaggio.

Codici e Misure

KP40XX Guida Director (solo guida)

KP72XX Guida Director + copri sonda 14x121cm Pull Up, gel ecografico ed elastici. **Latex free.**

N.B. Per identificare correttamente la guida è necessario inserire al posto delle XX le 2 cifre relative al gauge desiderato

Per la corretta identificazione del bracket pluriuso e delle relative guide monouso basta fornire la marca ed il modello della sonda utilizzata

GUIDE MONOUSO PER SONDE ENDOCAVITARIE

È disponibile un'ampia gamma di guide monouso per sonde endocavitarie



Guide per biopsia endocavitaria monouso per sonde Hitachi, Toshiba; Siemens, GE, Philips.

Il particolare disegno di queste guide monouso assicura all'operatore una facile e stabile applicazione sulla sonda ecografica.

Le guide accettano strumenti a partire da 15G, lunghezza 150mm.

Codici e compatibilità

KR57525-00-H per sonde Hitachi EUP-V53, EUP-V33W, EUP-V33, EUP-CC31, EUP-V12 e sonde EZU-PA5V (compatibili e derivate).

KR57525-00-T per sonde Toshiba PVM-614VT, PVF-641VT, PVN-661VT, PVT-661VT e Siemens EC9-4 e tutte le sonde compatibili con PVM651.

KR57525-00-GE per sonde GE Healthcare E72, E721, E8C, E8C-RS, IC5-9H, MTZ, MZ e derivate.

KR57525-00-P1 per sonde ATL-Philips C84V e derivate.

KR57525-00-P2 per sonde ATL-Philips C9-5 e derivate.

KR57525-00-EV per sonde Siemens Endo-V.

Confezioni da 10 pezzi sterili imbustati singolarmente.

Guida endocavitaria **Green Needle Guide.** **NOVITÀ**

Il particolare disegno assicura un corretto e stabile posizionamento durante le procedure ecoguidate anche in presenza di copri sonda in lattice o poliuretano. Basso profilo di inserzione che aumenta il comfort del paziente durante le biopsie vaginali o rettali. La guida è dotata di invito posto nella parte prossimale della guida che permette di ridurre le tempistiche di posizionamento dello strumento.

Compatibile con le seguenti sonde endocavitarie (marca e modello): Biosound Esaote modelli E8-5 R10/ International Biomedical modelli E717 / Kretz modelli PB-ER4-9ES / Medison modelli EC4-9IS, ED4-9ES, ER4-9ES 140D & 140D/10R EV / Mindray modelli EV 6,5 MHz/R10 & 6CV1S / Siemens/Acuson modelli EC7, EC10-C5, 6.5EC10, EC9-4 (Sonoline G20, G50, G60S & Acuson X500), EV9-4 (Acuson X500) / Supersonic Imagine SuperEndocavity modelli 12-3, Terason 8EC4(V) / Vernon modelli E710.

Codici

KP9000 solo guida monouso. Latex free.

KP9001 guida monouso con coprisonda in lattice 3,2x20cm e gel ecografico

Confezioni da 24 pezzi sterili imbustati singolarmente.

Sono disponibili altre guide endocavitarie monouso e pluriuso, per la corretta identificazione basta fornire la marca ed il modello della sonda utilizzata



GUIDA ENDOCAVITARIA MONOUSO PER SONDE GE

Codici

KP5055 solo guida monouso. Latex free. Confezione da 24 pezzi **sterili**.

KP5056 guida monouso con coprisonda in lattice, gel ecografico, elastici di fissaggio.

Confezione da 24 pezzi **sterili**.

Descrizione

Guida per aghi per biopsia endocavitaria.

Compatibile con le seguenti sonde endocavitarie GE Healthcare: E8C, E8C-RS, E72, E721, MTZ, MZ, IC5-9H.

Basso profilo di inserzione che aumenta il comfort del paziente durante le biopsie vaginali o rettali.

Il disegno della guida assicura una facile e sicura applicazione alla sonda ecografica.

La guida può essere fornita anche in composizione kit comprensivo di copri sonda in lattice, gel sterile ed elastici di fissaggio - cod. KP5056.

Prodotto monouso, apirogeno, sterile.

Il prodotto va conservato all'interno dell'involucro originale, in locali con temperatura ed umidità controllata (5°-25°C). Non esporre il prodotto a fonti di calore o luce solare.



PROBE COVERS Coperture per sonde ecografiche



Caratteristiche:

- in purissimo lattice
- massima flessibilità
- resistenza testata
- esenti da saldature
- non sterili
- confezionate in busta singola

evitano la necessità di pulire e disinfettare la sonda
si adattano perfettamente alla sonda
permettono di effettuare un esame sicuro ed igienico

CODICE	DISEGNO	LUNGHEZZA	DIAMETRO	CONF. PZ.
KX02		200 mm	20 mm	50
KX03		200 mm	26 mm	50
KX04		300 mm	26 mm	50
KX05		200 mm	28 mm	50
KX06		300 mm	30 mm	50
KX07		195 mm	33 mm	100

NEW
LATEX FREE

KX07NL conf. 100 pz.

Coprisonda tipo Pull Up



**Coperture sterili con
esclusivo sistema ad
inserzione facilitata Pull Up**

Codici e descrizione

- KP1096 Kit copri sonda tipo Pull Up 12,7x121,9cm con gel ed elastici.
 KP2097 Kit copri sonda tipo Pull Up 14x121,9cm terminale 3D con gel ed elastici.
 KP2099 Kit copri sonda tipo Pull Up 14x61cm terminale 3D con gel ed elastici.
 Confezioni da 24 pezzi.



PISTOLA per siringhe

cod. **K11500000**

Questa pistola, realizzata in alluminio ed acciaio inox, facilita notevolmente la possibilità di aspirazione utilizzando una sola mano.

Generalmente è utilizzata per prelievi citologici in ginecologia, chirurgia, oncologia. La pistola può essere utilizzata con siringhe da 10 o 20 cc

Klinitrax Biopsy sistema di ordinamento e trasporto per campioni biotici multipli.

La soluzione per le biopsie multiple su diversi organi tra cui mammella, prostata, rene, ad altri organi.

- 12 scomparti singoli per campioni
- 12 riferimenti numerici radiopachi
- visualizzazione immediata dei reperti con microcalcificazione
- riduce il tempo di catalogazione dei campioni
- elimina gli errori di repertazione
- coperchio scorrevole bloccabile
- disponibile con contenitore di trasporto dedicato (contiene 2 tray)
- riduzione della quantità di formalina necessaria
- agevola il prelievo del campione dal patologo



Cod. **K1000500** Klinitrax Biopsy conf. 10 pz.

Cod. **K1000500S** Klinitrax Biopsy sterile conf. 10 pz.

Cod. **K1000380** contenitore per trasporto conf. 5 pz.


Klinitrax Mamma identificazione intraoperatoria dei margini di resezione e trasporto del campione anatomico in modo sicuro. Il kit è composto da:

- supporto radiotrasparente con marcatori radiopachi (due dimensioni disponibili)
- vaschetta ermetica di trasporto in immersione (due dimensioni disponibili)
- fermi radiopachi per il campione

Klinitrax Mamma permette di fissare il materiale di exeresi, posizionando sul supporto radiotrasparente (disponibile in versione sinistra e destra) con precisi riferimenti anatomici (mediale, laterale, craniale, caudale). Il pezzo anatomico una volta fissato sul supporto radiopaco con gli appositi fermi può essere controllato sotto guida ecografica prima e radiografica in due proiezioni successivamente (disponibile anche supporto per posizionamento verticale del supporto) mantenendo i precisi riferimenti anatomici anche sotto imaging. Il supporto è pronto per essere inserito nel contenitore e fissato con formalina o altro fissatore per essere trasportato per l'esame anatomopatologico.



1. Controllo ecografico



2. Proiezione radiografica orizzontale



3. Proiezione radiografica verticale



4. Trasporto in soluzione di fissaggio per esame anatomopatologico

Cod. **K1000105** Supporto SMALL versione sinistra con 6 fermi 9,5x16x1cm Conf.20 pezzi non sterili

Cod. **K1000205** Supporto SMALL versione destra con 6 fermi 9,5x16x1cm Conf.20 pezzi non sterili

Cod. **K1000155** Supporto LARGE versione sinistra con 6 fermi 18x20x1cm Conf.20 pezzi non sterili

Cod. **K1000255** Supporto LARGE versione destra con 6 fermi 18x20x1cm Conf.20 pezzi non sterili

Cod. **K2001105** Supporto SMALL versione sinistra con 6 fermi 9,5x16x1cm Conf.40 pezzi sterili

Cod. **K2001205** Supporto SMALL versione destra con 6 fermi 9,5x16x1cm Conf.40 pezzi sterili

Cod. **K2001155** Supporto LARGE versione sinistra con 6 fermi 18x20x1cm Conf.20 pezzi sterili

Cod. **K2001255** Supporto LARGE versione destra con 6 fermi 18x20x1cm Conf.20 pezzi sterili

Cod. **K1000300** Contenitore in plastica per supporto SMALL 1000ml Conf. 20 pezzi

Cod. **K1000350** Contenitore in plastica per supporto LARGE 3000ml Conf. 20 pezzi

Cod. **K1000400** Supporto per posizionamento verticale Conf. 2 pezzi

DUST OFF tappeti decontaminanti



Tappeto decontaminante adesivo per prevenire l'inquinamento in aree pulite. Trattiene gli agenti contaminanti da scarpe e carrelli.

Ogni foglio è 100% polietilene a bassa densità, spalmato di un particolare adesivo che evita la proliferazione di funghi e batteri ed ha uno spessore di mm 0,05. Il coefficiente di adesione è di circa 133,98 gr x cm². Questo dato è ottenuto con il metodo della piastra in acciaio inox come previsto da PSTC-1 (Pressure Sensitive Tape Council).

Ogni foglio del tappeto DUST-OFF ha un angolo non adesivo e numerato di colore giallo, per favorire lo strappo ed evidenziare il numero di fogli ancora disponibili.

Per una migliore adesione al pavimento, l'ultimo foglio ha anche la parte inferiore totalmente spalmata di adesivo, che non lascia residui quando viene rimosso dal pavimento.

Confezione: i tappeti DUST-OFF sono confezionati in cartoni da quattro tappeti, ogni tappeto è costituito da 30 fogli.

Per facilitare la pulizia del pavimento il tappeto può essere posizionato su un'apposita basetta in acciaio inox facilmente rimovibile.

Codici	Dimensioni tappeto cm.
KK-101B	45X90
KK-102B	45X115
KK-104B	90X115

K300	Basetta INOX	cm.100X120
K200	» »	50X120
K100	» »	50X100



SCRUBS per la pulizia delle mani monouso, sterili


Pratica spugna/spazzola per il lavaggio delle mani del chirurgo e dei suoi assistenti. La spugna/spazzola è in confezione singola sterile. Le setole sintetiche sono morbide ed efficienti. Nella confezione è presente un bastoncino per la pulizia accurata delle unghie.

cod. **K31000** Scrub senza soluzione, conf. 100 pz. sterili

cod. **K31010** Scrub imbevuta di soluzione iodica, conf. 100 pz. sterili

cod. **K31020** Scrub imbevuta di cloroossidina, conf. 100 pz. sterili

Sono disponibili anche in confezioni da 450 pezzi con 15 box/dispenser da 30 pezzi.



Spazzolino per mani


Spazzolino per mani **sterilizzabile** riutilizzabile, conf. 12 pz.

cod. **K74-3908-00**

Distributore per spazzole

cod. **K74-3909-10** modello per 10 spazzole

cod. **K74-3909-20** modello per 20 spazzole





Lavamani autoalimentato

Lavamani inox versione autoalimentata (non necessita di rete idrica né di scarico) munito di n. 2 taniche da lt 10. Montato su quattro ruote comando acqua a pedale. Praticissimo per essere trasportato. Dimensione cm 50x50 h. 85

cod. **K803S**

cod. **K803S-P**

completo di pannello paraschizzi in acciaio inox, distributore salviette ed erogatore automatico di sapone



Postazione mobile per igiene operatori L'igiene vi segue ovunque.....

Descrizione:

Stativo mobile che offre in un'unica prodotto la possibilità di avere tutto il necessario per garantire agli operatori sanitari una pratica postazione per un'igienizzazione rapida delle mani sia durante le visite in reparto che in locali dove non è presente un lavabo

Composta da:

- Stativo inox (diam. mm. - 33) ad altezza fissa mm. 1500
- Base in acciaio ed alluminio (diam. mm. 600)
- 5 ruote diam. mm. 80 di cui 2 con freno ed antistatiche
- Dispenser doppio per guanti (compatibile con box 100 pz)
- Cestello piccolo in filo inox per accessori
- Dosatore di igienizzante per mani con comando a gomito
- Bacinella raccolta schizzi e spandimenti
- Cesto inferiore ampio
- Tutti gli accessori sono dotati di morsetto rapido per fissaggio alla piantana

cod. **KS02512PB** colore blue

È noto che le mani sono il principale agente di trasporto dei batteri, con conseguente causa di infezioni

Speedy-Clean

MANI PULITE ED IGIENIZZATE non è indispensabile risciacquare!

Speedy-Clean dosatore automatico **senza contatto**, per saponi liquidi. Utilizzato con Clean-Gel è la soluzione al grande problema dell'**igiene delle mani**, indispensabile in ogni ambiente medico. Clean-Gel è antibatterico e non necessita di risciacqui.

Speedy-Clean

- Sensore opto- elettronico no touch per la massima igiene
- riduce lo spreco di liquidi
- oltre 20.000 cicli di erogazione con solo 4 batterie stilo
- installabile ovunque senza vincoli

Fornito completo di:

- protocollo sull'igiene delle mani in ambiente medico da apporre vicino al dosatore

Cod. **KLDS-1111X** versione a parete

con 1 flacone di **Clean Gel**

Cod. **KLDS-1111TX** versione con supporto da tavolo

con 1 flacone di **Clean Gel**

Clean-Gel

- antibatterico in gel specifico per il dosatore automatico optoelettronico Speedy-Clean
- si usa al posto dell' acqua e sapone
- **elimina in pochi secondi** il 99,9% di germi e batteri
- **evapora rapidamente** in pochi secondi
- **non richiede risciacquo**
- lascia una piacevole sensazione di pulito

Cod. **KLDS-1111GE** Confezione 12 flaconi

da 500 ml di Clean-Gel



Modello a parete



Modello da tavolo

**DERMATOLOGICAMENTE
TESTATO**

Ideale per l'ambulatorio ed i servizi igienici

Bovie

Da uno dei più prestigiosi marchi nell'elettrochirurgia, un piccolo, ma potente **elettrobisturi** di nuova generazione, combinato con un **generatore ad alta frequenza**.



cod. **KA950-220**

fornito completo di cavo per rete, manipolo a tre tasti riutilizzabile ed autoclavabile 5 elettrodi sterili (3 a lama, 1 ad ago, 1 a palla), 50 elettrodi monouso non sterili a lama angolata, 50 elettrodi monouso non sterili a lama angolata tagliente, cavo per piastra, 5 piastre monouso, supporto per fissaggio a muro, manuale d'istruzione.

**Aaron 900 l'elettrobisturi
con il miglior rapporto qualità/prezzo**



Aaron 900

Un elettrobisturi super collaudato per la piccola chirurgia.

- È dotato di manipolo autoclavabile con tasto per la regolazione della potenza. Le zone di conduzione sono placcate oro.
- Utilizza una tecnologia avanzata che permette il continuo monitoraggio dei parametri ed in caso di malfunzionamento lo blocca, segnalando sul display un codice errore. Può essere utilizzato anche in funzione bipolare, in questo caso è necessario l'acquisto del pedale (vedi accessori)

generatore con staffe per parete, manipolo autoclavabile, 100 elettrodi, manuale d'uso

cod. **KA900-220**

Caratteristiche: uso in

bassa potenza	0 - 10W	potenza monopolare	30W/1000Ω
alta potenza	0 - 30W	potenza bipolare	30W/200Ω

L'elettrobisturi Aaron 950

genera una corrente di taglio, coagulo o miscelato fino a 60W.

- Possono essere preselezionati 6 modi preferiti di utilizzo.
- Un display indica la potenza erogata.
- Un semplice pomello ruotante permette la regolazione della potenza.
- L'attivazione delle diverse funzioni avviene toccando i relativi tasti colorati.
- Il manipolo autoclavabile è dotato di 3 pulsanti on/off, regolazione potenza + -.
- Può funzionare anche con pedale.
- È previsto un pratico supporto per posizionare il manipolo.
- È dotato di allarme piastra, l'elettrobisturi non funziona se la piastra non è collegata.

Il generatore ad alta frequenza Aaron 950

non necessita l'utilizzo della piastra e genera una potenza fino a 35 W per la folgorazione e fino a 30 W per la coagulazione bipolare. Le potenze sono regolabili di 1/10.

- La potenza può essere regolata con il pomello o con i tasti sul manipolo.
- Si può utilizzare anche con il pedale.
- **Aaron elettrobisturi/generatore ad alta frequenza** ha un sistema di monitoraggio continuo di tutte le funzioni, ad ogni problema si disattiva e sul display compare un codice errore.

- **CE** 0413
- 3 anni di garanzia
- frequenza 350-600 kHz

Garanzia 3 anni

Elettrobisturi Aaron Bowie

La gamma di elettrobisturi Aaron Bowie con i suoi 3 elettrobisturi permette di coprire ogni tipologia di intervento. Tutti gli elettrobisturi sono dotati di funzioni monopolare e bipolare, taglio, coagulo, miscelato, folgorazione.

- Utilizzano una tecnologia digitale che li rendono sicuri e facili da usare.
- Dotati di tecnologia BowieNEM™ e FCFS™ che permette di monitorare continuamente tutte le funzioni, a garanzia del paziente e dell'utilizzatore. Ogni eventuale problema viene immediatamente segnalato con il blocco della macchina.



Aaron 1250, ideale per piccola e media chirurgia, stupisce per la **qualità delle sue prestazioni e l'ampio campo di impiego.**

120W di taglio, 80W di coagulo e 30W di bipolare.

cod. **KA1250-220**



Aaron 2250, elettrobisturi adatto per ogni tipo di chirurgia, soddisfa ogni esigenza con sicurezza, flessibilità ed affidabilità.

200W di taglio, 120W di coagulo e 80W di bipolare.

cod. **KA2250**



Aaron 3250, rappresenta il Top della gamma con i suoi 300W di taglio, 120W di coagulo, 80W di bipolare.

Offre la possibilità di impostare fino a 10 utilizzi predefiniti dall'operatore.

cod. **KA3250**

Smoke Shark™

Aspiratore per fumi **pericolosi** generati durante gli interventi con elettrobisturi.

Si può attivare manualmente, automaticamente, con pedale.

Il filtro ha una durata di 18 ore. La durata residua è visualizzata da un display.

cod. **KSE01-220**



Accessori per 950 e 900



Supporto per tavolo
cod. KA813

Stand completo
cod. KA812-C




Piastre monouso
monopartite adulto,
cod. K2125 conf. 100 pz.
monopartite pediatrico,
cod. K2225 conf. 100 pz.



Cavo per piastre
cod. KA1202C
Piastra riutilizzabile
con cavo
cod. KA1204



Comando a pedale
per 950
cod. KA1203W



Pinza bipolare 20 cm
cod. KA821



Pinza bipolare 17 cm
cod. KA822



Manipolo
autoclavabile
cod. KA901



Pinza bipolare 10 cm
cod. KA825



Cavo per pinza bipolare
cod. KA827EU

*E' disponibile
una vasta gamma
di pinze bipolari*


Accessori per 1250 - 2250 - 3250



cod. KESMS-C
Carrello economico
con supporto per evacuatore
di fumi
cod. KESMS
(senza supporto per eva-
cuatore)



cod. KBV-IDS-CS
Carrello
con supporto per eva-
cuatore di fumi



cod. KESP1
Manipolo
taglio/coagulo
monouso



cod. KESPR
Manipolo pluriuso
(testato per 40 cicli
in autoclave)

Accessori per Smoke Shark™



Filtro

cod. KSF18
Filtro 18 ore 1 pz.



Tubo di aspirazione

cod. KSETWS
Tubo di aspirazione lung. cm 200.
ø 22 mm con rete di protezione,
conf. 24 pz. sterili.



Comando a pedale

cod. KFSSE
Comando a pedale 1 pz.



Supporto per tubo

cod. KSEAS
Supporto per tubo di
aspirazione

non illustrato
cod. KSERS
Comando elettronico,
sostituisce il pedale e
si attiva nel momento
che l'elettrobisturi è in
funzione




cod. KBV-1254
Pedale Bipolare
per A2250 e A3250



cod. KA1253
Pedale Monopolare
per A1250, A2250
e A3250

Elettrodi speciali per microdissezione

Sono estremamente sottili e rigidi per una dissezione monopolare molto precisa. Si possono utilizzare con tutti gli elettrobisturi e necessitano di basse potenze. Sono prodotti in rigido e puro tungsteno, che li rende unici per riduzione di necrosi ed escara, garantendo un'estrema precisione. La punta esposta è di 3 mm, sono monouso in busta singola sterile, in confezioni da 10 pezzi. **Sono particolarmente indicati in neurochirurgia, chirurgia plastica, otorino, microchirurgia.** Un particolare anello agevola notevolmente l'inserimento dell'elettrodo nel manipolo.



Facilmente inseribili e rimovibili



RETTO

Innesto gambo 2,4 mm

ANGOLATO 45°

KPMS 1650



Ago: 10 mm
Gambo: 30 mm

KPMS 1692



Ago: 5 mm
Gambo: 30 mm

KPMS 1651



Ago: 20 mm
Gambo: 30 mm

KPMS 1693



Ago: 5 mm
Gambo: 40 mm

KPMS 1614



Ago: 20 mm
Gambo: 40 mm

KPMS 1694



Ago: 5 mm
Gambo: 55 mm

ANGOLATO 90°


KPMS 1660



KPMS 1661



KPMS 1662



KPMS 1682



Ago: 10 mm
Gambo: 150 mm angolato
di cui 55 mm a 45°

KPMS 1680



Ago: 10 mm
Gambo: 100 mm
angolato di cui 55
mm a 45°

KPMS 1670



Ago: 5 mm
Gambo: 150 mm

non illustrati:

GAMBO	RETTO - Ago 10 mm	45° - Ago 5 mm	90° - Ago
75 mm	KPMS1656	KPMS1695	KPMS1606
100 mm	KPMS1613	KPMS1696	KPMS1664
150 mm	KPMS1611	KPMS1698	KPMS1666
180 mm	KPMS1610	KPMS1699	KPMS1667

KPMS 1642




Ago: 10 mm
Gambo: 130 mm curvo

KPMS 1643



Ago: 10 mm
Gambo: 100 mm curvo



Disponibili anche altre misure

Le immagini riportano le dimensioni reali

Ampia gamma di elettrodi monouso e riutilizzabili di ottima qualità

Stelo di innesto $\varnothing$ 2,4 mm

L'elettrodo monouso garantisce sempre il massimo dell'efficienza e la sterilità!




Elettrodi ad ago in tungsteno supercut

monouso

- KES60** ago super fine 3 cm **sterile** conf. 5 pz.
KES61 ago parzialmente isolato super fine 3 cm **sterile** conf. 5 pz.
KES62 ago super fine 4,5 cm **sterile** conf. 5 pz.
KES63 ago parzialmente isolato super fine 4,5 cm **sterile** conf. 5 pz.

risterilizzabile

- KES60R** ago super fine 3 cm conf. 1 pz.
KES62R ago super fine 4,5 cm conf. 1 pz.



Loop in tungsteno

monouso


- KES22** loop asta corta $\varnothing$ 6 mm **sterile** conf. 5 pz.
KES23 loop asta corta $\varnothing$ 8 mm **sterile** conf. 5 pz.
KES24 loop asta corta $\varnothing$ 9,5 mm **sterile** conf. 5 pz.
KES25 loop asta corta $\varnothing$ 13 mm **sterile** conf. 5 pz.
KES26 loop asta corta $\varnothing$ 19 mm **sterile** conf. 5 pz.

risterilizzabile

- KES22R** loop asta corta $\varnothing$ 6 mm conf. 1 pz.
KES23R loop asta corta $\varnothing$ 8 mm conf. 1 pz.
KES24R loop asta corta $\varnothing$ 9,5 mm conf. 1 pz.
KES25R loop asta corta $\varnothing$ 13 mm conf. 1 pz.
KES26R loop asta corta $\varnothing$ 19 mm conf. 1 pz.

Sono disponibili i seguenti adattatori per elettrodi:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| da $\varnothing$ 4 mm a 1,6 mm | cod. KBK00 |
| da $\varnothing$ 4 mm a 0,8 mm | cod. KBK01 |
| da $\varnothing$ 4 mm a 2,4 mm | cod. KBK02 |





Elettrodi per conizzazione

risterilizzabili, stelo 130 mm, $\varnothing$ innesto 2,4 mm
 Confezione 5 pezzi

- | | |
|---------------------|---------|
| K3024130SA10 | h=10 mm |
| K3024130SA15 | h=15 mm |
| K3024130SA18 | h=18 mm |
| K3024130SA20 | h=20 mm |

SONO ANCHE DISPONIBILI MONOUSO NELLE
 STESSA MISURE - Confezioni da 20 pezzi




Elettrodi per artroscopia

sterili, monouso, lunghezza cm 16,5

- KAR00*** uncino 90° conf. 5 pz.
KAR01* uncino 45° conf. 5 pz.
KAR02* acromioplastica conf. 5 pz.
KAR03* meniscotomia conf. 5 pz.

Elettrodi Resistick II

Elettrodi con speciale rivestimento antiadesivo a spessore rettificato e costante. Evitano la formazione e l'adesione dell'escara durante le procedure. Si possono pulire con una semplice garza inumidita.



confezionamento per tutti i codici
box da 12 pezzi **sterili**



- Gli elettrodi Resistick II sono caratterizzati da uno speciale rivestimento di PTFE a spessore costante che previene l'adesione dell'escara durante le procedure di taglio e coagulo.
- La pulizia dell'elettrodo è estremamente facilitata e si effettua con una semplice garza umida, senza spugnetta abrasiva.
- Lo spessore rettificato del rivestimento è garanzia di prestazioni uniche, disponibili in 20 diversi stili.

RISPARMIATE TEMPO, TEMPO E DENARO!

ATTACCO A 3 SPINOTTI




ESP1T: disposable pencil,
ES01T blade - 50/box

ESP1TN: disposable pencil,
ES02T needle - 50/box

ESP6T: disposable pencil,
ES01T blade - 50/box

ESP6TN: disposable pencil,
ES02T needle - 50/box



ESP1T Manipolo monouso con elettrodo Resistick II a lama ES01T, 2 pulsanti a pressione e cavo 3 m. attacco a 3 spinotti conf. 50 pz **sterili**

ESP1TN Manipolo monouso con elettrodo Resistick II ad ago ES02T, 2 pulsanti a pressione e cavo 3 m. attacco a 3 spinotti conf. 50 pz **sterili**

ESP6T Manipolo monouso con elettrodo Resistick II a lama ES01T, 2 pulsanti a bilancere e cavo 3 m. attacco a 3 spinotti conf. 50 pz **sterili**

ESP6TN Manipolo monouso con elettrodo Resistick II ad ago ES02T, 2 pulsanti a bilancere e cavo 3 m. attacco a 3 spinotti conf. 50 pz **sterili**

Elettrodi Resistick II

Tabella di conversione da altre marche

confezionamento per tutti i codici box da 12 pezzi **sterili**

codice KERNA	DESCRIZIONE	VALLEYLAB™ (EDGE™)	CONMED® (ULTRA CLEAN®)	MEGADYNE® (E-Z CLEAN®)
ES01T	RESISTICK II COATED STANDARD BLADE ELECTRODE 2.75" (6.98 cm)	E1425X	N/A	0012A
ES02T	RESISTICK II COATED STANDARD NEEDLE ELECTRODE 2.75" (6.98 cm)	E1452	139102	0013
ES03T	RESISTICK II COATED EXTENDED NEEDLE ELECTRODE 6" (15.24 cm)	E1452-6	N/A	0016
ES04T	RESISTICK II COATED EXTENDED BLADE ELECTRODE 6" (15.24 cm)	E1450-6	139107	N/A
ES06T	RESISTICK II COATED EXTENDED 3MM BALL ELECTRODE 5" (12.70 cm)	N/A	N/A	N/A
ES07T	RESISTICK II COATED EXTENDED 5MM BALL ELECTRODE 5" (12.70 cm)	N/A	N/A	0009
ES18T	RESISTICK II COATED ANGLED BLADE 45° ELECTRODE 2.75" (6.98 cm)	N/A	N/A	N/A
ES20T	RESISTICK II COATED STANDARD 5mm BALL ELECTRODE 2" (5.08 cm)	N/A	N/A	0015
ES21T	RESISTICK II COATED STANDARD 4mm BALL ELECTRODE 2" (5.08 cm)	N/A	N/A	N/A
ES37T	RESISTICK II COATED MODIFIED BLADE ELECTRODE 2.75" (6.98 cm)	E1455	139104EXT	0012AM
ES38T	RESISTICK II COATED MODIFIED NEEDLE ELECTRODE 2.75" (6.98 cm)	E1465	139105EXT	0013M
ES39T	RESISTICK II COATED EXTENDED MODIFIED BLADE ELECTRODE 6" (15.24 cm)	E1455-6	139110EXT	0014AM
ES40T	RESISTICK II COATED EXTENDED MODIFIED NEEDLE ELECTRODE 6" (15.24 cm)	N/A	139025EXT	0016M
ES50T	RESISTICK II COATED STANDARD 3mm BALL ELECTRODE 2" (5.08 cm)	N/A	N/A	N/A
ES54T	RESISTICK II COATED EXTENDED MODIFIED BLADE ELECTRODE 4" (10.16 cm)	N/A	139112EXT	0014AM
ES55T	RESISTICK II COATED EXTENDED BLADE ELECTRODE 4" (10.16 cm)	N/A	139112	0014A
ES56T	RESISTICK II COATED EXTENDED NEEDLE ELECTRODE 4" (10.16 cm)	N/A	N/A	0016A
ES57T	RESISTICK II COATED EXTENDED MODIFIED NEEDLE ELECTRODE 4" (10.16 cm)	N/A	N/A	N/A
ES58T	RESISTICK II COATED BLADE ELECTRODE 2.5" (6.35 cm)	E1450G	139100	0012
ES59T	RESISTICK II COATED MODIFIED BLADE ELECTRODE 2.5" (6.35 cm)	N/A	N/A	0012M


ATTENZIONE! NON USARE SPUGNETTE ABRASIVE

Elettrodi monouso sterili ad ansa confezionati singolarmente




Loop tondi e quadrati confezionati singolarmente in tray rigido protettivo per evitare danneggiamenti al filo in tungsteno che garantisce il mantenimento della forma durante la procedura. Tutti i loop tondi e quadrati **sterili** hanno una confezione da 5 pezzi.

Gambo di innesto ø 2,4 mm



Elettrodi monouso sterili

confezionati singolarmente con **gambo di innesto ø 2,4 mm.**



a lama

- KES01** lama standard **sterile** conf. 50 pz.
- KES04** stelo lungo lama standard conf. 25 pz.
- KES37** lama parzialmente isolata **sterile** conf. 25 pz.
- KES39** stelo lungo, lama parzialmente isolata **sterile** conf. 25 pz.
- KES18** lama angolata **sterile** conf. 5 pz.
- KA805** lama angolata, punta acuta **sterile** conf. 50 pz.

a palla

- KES07** stelo lungo ø 5 mm **sterile** conf. 5 pz.
- KES21** ø 4 mm **sterile** conf. 25 pz.

ad ago

- KES02** ago standard **sterile** conf. 25 pz.
- KES03** ago stelo lungo **sterile** conf. 25 pz.
- KES38** ago parzialmente isolato **sterile** conf. 25 pz.
- KES40** ago parzialmente isolato stelo lungo **sterile** conf. 25 pz.

Sono disponibili anche elettrodi pluriuso in diverse forme e misure, con innesto da 2,4 mm e da 4 mm

Pinze bipolari di precisione "INSU-TIP"


Caratteristiche:

Punta isolata

- > le superfici esterne delle punte sono isolate per prevenire bruciature del tessuto periferico
- > riduzione del 70% del metallo esposto sulle punte

Punta isolata

energia concentrata tra le punte che permette di utilizzare una potenza inferiore



Misura delle punte con codice colore



Modello STANDARD

Modello A BAIONETTA


Modello CAWTHORNE

Modello ADSON

Modello ANGOLATO

new

confezioni da 20 pezzi



"INSU-TIP" pinze bipolari

MOD.	LUNGHEZZA	MISURA DELLE PUNTE		
RETTE		2mm	1mm	0.5mm
Cawthorne	80mm	KSU862008044	KSU861008044	KSU860508044
Cawthorne	110mm	KSU862011044	KSU861011044	KSU860511044
Standard	110mm	KSU872011044	KSU871011044	KSU870511044
Standard	130mm	KSU872013044	KSU871013044	KSU870513044
Standard	150mm	KSU872015044	KSU871015044	KSU870515044
Standard	180mm	KSU872018044	KSU871018044	KSU870518044
Standard	200mm	KSU872020044	KSU871020044	KSU870520044
Adson	130mm	KSU892013044	KSU891013044	KSU890513044
Adson	150mm	KSU892015044	KSU891015044	KSU890515044
NOTA: per punta Kocher aggiungere "K" al codice; per punte zigrinate aggiungere la lettera "S".				
ANGOLATE		2mm	1mm	0.5mm
Baionetta	150mm	KSU882015044	KSU882015044	KSU880515044
Baionetta	200mm	KSU882020044	KSU881020044	KSU880520044
Punta angolata	80mm	KSU852008044	KSU851008044	KSU850508044
Punta angolata	110mm	KSU852011044	KSU851008044	KSU850508044
Punta angolata	130mm	KSU852013044	KSU851008044	KSU850508044
Punta angolata	150mm	KSU852015044	KSU851008044	KSU850508044
Punta angolata	180mm	KSU852018044	KSU851008044	KSU850508044
Punta angolata	200mm	KSU852020044	KSU851020044	KSU850520044
NOTA: per punta Kocher aggiungere "K" al codice; per punte zigrinate aggiungere la lettera "S".				

Pinze Bipolari isolate

Adatte a tutti i modelli di elettrobisturi. Disponibili con connettore standard o connettore USA (2 pin). Sterilizzabili in autoclave a 134°C.

Qualità super, prezzo extra!



Pinze bipolari rette						
Codice	Lunghezza	Punta		Codice	Lunghezza	Punta
K140-100-007	70 mm	0,25 mm		K140-100-018	180 mm	0,3 mm
K140-101-007	70 mm	0,45 mm		K140-101-018	180 mm	1,0 mm
K140-100-011	110 mm	0,25 mm		K140-102-018	180 mm	2,0 mm
K140-101-011	110 mm	0,60 mm		K140-100-020	200 mm	0,3 mm
K140-102-011	110mm	1,00 mm		K140-101-020	200 mm	1,0 mm
K140-100-015	150 mm	0,3 mm		K140-102-020	200 mm	2,0 mm
K140-101-015	150 mm	1,0 mm		K140-100-022	220 mm	0,3 mm
K140-102-015	150 mm	2,0 mm		K140-101-022	220 mm	1,0 mm
K140-100-016	160 mm	0,3 mm		K140-102-022	220 mm	2,0 mm
K140-101-016	160 mm	1,0 mm		K140-100-024	240 mm	0,3 mm
K140-102-016	160 mm	2,0 mm		K140-101-024	240 mm	1,0 mm
				K140-102-024	240 mm	2,0 mm



Pinze bipolari angolate						
Codice	Lunghezza	Punta		Codice	Lunghezza	Punta
K140-120-007	70 mm	0,25 mm		K140-120-018	180 mm	0,3 mm
K140-121-007	70 mm	0,45 mm		K140-121-018	180 mm	1,0 mm
K140-120-011	110 mm	0,25 mm		K140-122-018	180 mm	2,0 mm
K140-121-011	110 mm	0,60 mm		K140-120-020	200 mm	0,3 mm
K140-122-011	110mm	1,00 mm		K140-121-020	200 mm	1,0 mm
K140-120-015	150 mm	0,3 mm		K140-122-020	200 mm	2,0 mm
K140-121-015	150 mm	1,0 mm		K140-120-022	220 mm	0,3 mm
K140-122-015	150 mm	2,0 mm		K140-121-022	220 mm	1,0 mm
K140-120-016	160 mm	0,3 mm		K140-122-022	220 mm	2,0 mm
K140-121-016	160 mm	1,0 mm		K140-120-024	240 mm	0,3 mm
K140-122-016	160 mm	2,0 mm		K140-121-024	240 mm	1,0 mm
				K140-122-024	240 mm	2,0 mm



Pinze bipolari a baionetta con punta retta		
Codice	Lunghezza	Punta
K140-140-016	160 mm	0,3 mm
K140-141-016	160 mm	1,0 mm
K140-142-016	160 mm	2,0 mm
K140-140-018	180 mm	0,3 mm
K140-141-018	180 mm	1,0 mm
K140-142-018	180 mm	2,0 mm
K140-140-020	200 mm	0,3 mm
K140-141-020	200 mm	1,0 mm
K140-142-020	200 mm	2,0 mm
K140-140-022	220 mm	0,3 mm
K140-141-022	220 mm	1,0 mm
K140-142-022	220 mm	2,0 mm
K140-140-024	240 mm	0,3 mm
K140-141-024	240 mm	1,0 mm
K140-142-024	240 mm	2,0 mm



Pinze bipolari a baionetta con punta angolata		
Codice	Lunghezza	Punta
K140-180-018	180 mm	0,3 mm
K140-181-018	180 mm	1,0 mm
K140-182-018	180 mm	2,0 mm
K140-180-020	200 mm	0,3 mm
K140-181-020	200 mm	1,0 mm
K140-182-020	200 mm	2,0 mm
K140-180-022	220 mm	0,3 mm
K140-181-022	220 mm	1,0 mm
K140-182-022	220 mm	2,0 mm
K140-180-024	240 mm	0,3 mm
K140-181-024	240 mm	1,0 mm
K140-182-024	240 mm	2,0 mm

Pinze bipolari a baionetta con punta angolata		
Codice	Lunghezza	Punta
K140-160-018	180 mm	0,3 mm
K140-161-018	180 mm	1,0 mm
K140-162-018	180 mm	2,0 mm
K140-160-020	200 mm	0,3 mm
K140-161-020	200 mm	1,0 mm
K140-162-020	200 mm	2,0 mm
K140-160-022	220 mm	0,3 mm
K140-161-022	220 mm	1,0 mm
K140-162-022	220 mm	2,0 mm
K140-160-024	240 mm	0,3 mm
K140-161-024	240 mm	1,0 mm
K140-162-024	240 mm	2,0 mm



Pinze bipolari rette in titanio		
Codice	Lunghezza	Punta
K146-100-018	180 mm	0,5x8 mm
K146-101-018	180 mm	1,0x8 mm
K146-102-018	180 mm	2,0x8 mm
K146-100-020	200 mm	0,5x8 mm
K146-101-020	200 mm	1,0x8 mm
K146-102-020	200 mm	2,0x8 mm
K146-100-022	220 mm	0,5x8 mm
K146-101-022	220 mm	1,0x8 mm
K146-102-022	220 mm	2,0x8 mm
K146-100-024	240 mm	0,5x8 mm
K146-101-024	240 mm	1,0x8 mm
K146-102-024	240 mm	2,0x8 mm



Pinze bipolari a baionetta in titanio		
Codice	Lunghezza	Punta
K146-140-018	180 mm	0,5x5 mm
K146-141-018	180 mm	1,0x5 mm
K146-142-018	180 mm	1,5x5 mm
K146-140-020	200 mm	0,5x5 mm
K146-141-020	200 mm	1,0x5 mm
K146-142-020	200 mm	1,5x5 mm
K146-140-022	220 mm	0,5x5 mm
K146-141-022	220 mm	1,0x5 mm
K146-142-022	220 mm	1,5x5 mm
K146-140-024	240 mm	0,5x5 mm
K146-141-024	240 mm	1,0x5 mm
K146-142-024	240 mm	1,5x5 mm



Pinze bipolari rette con irrigazione		
Codice	Lunghezza	Punta
K144-100-018	180 mm	0,5x8 mm
K144-101-018	180 mm	1,0x8 mm
K144-102-018	180 mm	2,0x8 mm
K144-100-020	200 mm	0,5x8 mm
K144-101-020	200 mm	1,0x8 mm
K144-102-020	200 mm	2,0x8 mm
K144-100-022	220 mm	0,5x8 mm
K144-101-022	220 mm	1,0x8 mm
K144-102-022	220 mm	2,0x8 mm
K144-100-024	240 mm	0,5x8 mm
K144-101-024	240 mm	1,0x8 mm
K144-102-024	240 mm	2,0x8 mm



Pinze bipolari a baionetta con irrigazione		
Codice	Lunghezza	Punta
K144-140-018	180 mm	0,5x5 mm
K144-141-018	180 mm	1,0x5 mm
K144-142-018	180 mm	1,5x5 mm
K144-140-020	200 mm	0,5x5 mm
K144-141-020	200 mm	1,0x5 mm
K144-142-020	200 mm	1,5x5 mm
K144-140-022	220 mm	0,5x5 mm
K144-141-022	220 mm	1,0x5 mm
K144-142-022	220 mm	1,5x5 mm
K144-140-024	240 mm	0,5x5 mm
K144-141-024	240 mm	1,0x5 mm
K144-142-024	240 mm	1,5x5 mm



Pinze bipolari rette non-stick		
Codice	Lunghezza	Punta
K148-100-011	110 mm	0,25 mm
K148-101-011	110 mm	0,6 mm
K148-102-011	110 mm	1,0 mm
K148-100-015	150 mm	0,3 mm
K148-100-615	150 mm	0,6 mm
K148-101-015	150 mm	1,0 mm
K148-102-015	150 mm	2,0 mm
K148-100-018	180 mm	0,3 mm
K148-100-618	180 mm	0,6 mm
K148-101-018	180 mm	1,0 mm
K148-102-018	180 mm	2,0 mm
K148-100-020	200 mm	0,3 mm
K148-101-020	200 mm	1,0 mm
K148-102-020	200 mm	2,0 mm



Pinze bipolari angolate non-stick		
Codice	Lunghezza	Punta
K148-120-011	110 mm	0,25 mm
K148-121-011	110 mm	0,6 mm
K148-122-011	110 mm	1,0 mm
K148-120-015	150 mm	0,3 mm
K148-120-615	150 mm	0,6 mm
K148-121-015	150 mm	1,0 mm
K148-122-015	150 mm	2,0 mm
K148-120-018	180 mm	0,3 mm
K148-120-618	180 mm	0,6 mm
K148-121-018	180 mm	1,0 mm
K148-122-018	180 mm	2,0 mm
K148-120-020	200 mm	0,3 mm
K148-121-020	200 mm	1,0 mm
K148-122-020	200 mm	2,0 mm



Pinze bipolari a baionetta non-stick		
Codice	Lunghezza	Punta
K148-140-018	180 mm	0,3 mm
K148-140-618	180 mm	0,6 mm
K148-141-018	180 mm	1,0 mm
K148-142-018	180 mm	2,0 mm
K148-140-020	200 mm	0,3 mm
K148-140-620	200 mm	0,6 mm
K148-141-020	200 mm	1,0 mm
K148-142-020	200 mm	2,0 mm
K148-140-022	220 mm	0,3 mm
K148-140-622	220 mm	0,6 mm
K148-141-022	220 mm	1,0 mm
K148-142-022	220 mm	2,0 mm
K148-140-024	240 mm	0,3 mm
K148-140-624	240 mm	0,6 mm
K148-141-024	240 mm	1,0 mm
K148-142-024	240 mm	2,0 mm

CAVI DI COLLEGAMENTO

per pinze bipolari

per forbici bipolari



cod. **K130-130-300** 3m
cod. **K130-130-400** 4m
cod. **K130-130-500** 5m

cod. **K130-131-300** 3m
cod. **K130-131-500** 5m



cod. **K130-120-300** 3m
cod. **K130-120-400** 4m
cod. **K130-120-500** 5m

cod. **K130-121-300** 3m
cod. **K130-121-500** 5m



cod. **K130-140-300** 3m
cod. **K130-140-400** 4m
cod. **K130-140-500** 5m

cod. **K130-141-300** 3m
cod. **K130-141-500** 5m


Pinze isolate

Sterilizzabili in autoclave a 134°C.




Pinze monopolari		
Codice	Lunghezza	Punta
K141-010-014	145 mm	1,4 mm
K141-010-018	180 mm	1,6 mm
K141-010-021	210 mm	1,8 mm
K141-010-025	250 mm	2,1 mm

Forbici bipolari isolate



Linea sottile - punta 2 mm

cod. **K145-002-018** lunghezza forbice 180 mm
 cod. **K145-002-021** lunghezza forbice 210 mm
 cod. **K145-002-023** lunghezza forbice 230 mm
 cod. **K145-002-028** lunghezza forbice 280 mm



Linea standard - punta 3 mm

cod. **K145-001-018** lunghezza forbice 180 mm
 cod. **K145-001-021** lunghezza forbice 210 mm
 cod. **K145-001-023** lunghezza forbice 230 mm
 cod. **K145-001-028** lunghezza forbice 280 mm



Nuovi manipoli monouso per coagulo ed aspirazione anche contemporanea:

- stelo flessibile
- diversi calibri
- attacco elettrobisturi tipo Valleylab a 3 punte
- confezione 10 pz. **sterili**

French Gauge	12	10	8
Diameter (mm)	4	3.3	2.7
Diameter (inches)	0.158	0.131	0.105



Codice	Descrizione
KSCH08	manipolo monouso aspirazione/coagulazione 08 Fr cavo 3 m, conf. 10 pz. sterili
KSCH10	manipolo monouso aspirazione/coagulazione 10 Fr cavo 3 m, conf. 10 pz. sterili
KSCH12	manipolo monouso aspirazione coagulazione 12 Fr. cavo 3m, conf. 10 pz. sterili

TIPC non rilascia residui



Pratico pulitore per elettrodi, sterile, con elemento radiopaco, dimensioni mm 50x50x5. Zona adesiva per un idoneo posizionamento sul campo operatorio. Confezionato in busta con apertura agevolata.

■ **K92-0100 conf. da 100 pz. sterili**

Risparmi la natura! Risparmi sui costi!

Manipolo

doppio tasto, **autoclavabile** per 60 volte, **completo di etichetta contacicli** in silicone con perforatore, cavo da 3m o 5m.

AUTOClabels



completo di etichetta
contacicli di sterilizzazione



KPMS 950


manipolo completo di elettrodo a lama e cavo da 3m. Conf. 5 pz.

KPMS 950/5

manipolo completo di elettrodo a lama e cavo da 5m. Conf. 5 pz.

Manipolo

per controllo a pedale, **autoclavabile**, **completo di etichetta contacicli** in silicone e perforatore, cavo da 3m o 5m ed elettrodo a lama. Conf. 3 pezzi. Il manipolo può utilizzare sia elettrodi da 2,4mm che da 4mm.



KPMS 651

cavo 3m

KPMS 651/5

cavo 5m



Connettore compatibile con:
5mm ACC (standard)
ICC Erbe V10* Karl Storz
* dipende dal generatore

KPMS 652

cavo 3m

KPMS 652/5

cavo 5m



Connettore compatibile con:
4mm (female) Aesculap
Berchtold Erbe T. Series,
Huttinger Martin, Micromed,
Siemens, Sutter BM780

KPMS 654

cavo 3m

KPMS 654/5

cavo 5m



Connettore compatibile con:
4mm Aesculap Berchtold Erbe
T. Series, Eschmann TD300,
TD311, DS302, Sutter
BM780

KPMS 653

cavo 3m

KPMS 653/5

cavo 5m



Connettore compatibile con:
8mm Bard, Birtcher, Bovie,
Bowa, Conmed, Eschmann,
Medtrex Valleylab

Cavi


per piastre **autoclavabili**, facili da pulire,
disponibili in 3m o 5m.



Cavo per piastra
Dispersive plate connector



Valleylab (old generation)	Erbe ACC/ACC Erbe T Series Erbe V10	Alcal Band / Berchtold Bovie-Aaron 950, 1200 Eschmann TD400, TD800 Martin / Medtronic	GU Eschmann 300 series	Valleylab SSE2 K, L and SSE3 Conmed	Aspen / Bovie / Valleylab Erbe to 2.5 split-pad SOL 690 Bovie-Aaron 1250, 2250, 3250
DE1553 3m cable	DE1523 3m cable	DE1503 3m cable	DE1513 3m cable	DE1533 3m cable	DE1543 3m cable
DE1555 5m cable	DE1525 5m cable	DE1505 5m cable	DE1515 5m cable	DE1535 5m cable	DE1545 5m cable



AUTOClabels



Disponiamo di una vastissima gamma di cavi
monopolari e bipolari **autoclavabili**, di con-
nettori ed adattatori.

Abbiamo anche diversi tipi di interruttori a
pedale, robusti e facili da pulire.

INTERPELLATECI!

Piastre monouso per elettrobisturi

prodotte secondo le norme ANSI/AAMI HF 18 1993



- qualità
- confezione in busta singola
- scatola da 100 piastre
- controlli per lotto
- gel adesivo
- latex free

cod. K2125	monopartita adulto	conf. 100 pz.
cod. K2225	monopartita pediatrica	conf. 100 pz.
cod. K2425	monopartita neonatale	conf. 50 pz.
cod. K2500	bipartita adulto	conf. 100 pz.
cod. K2510	bipartita adulto	conf. 100 pz.
cod. K2600	bipartita pediatrica	conf. 100 pz.
cod. K2700	bipartita neonatale	conf. 50 pz.

Tutte le piastre possono essere fornite con cavo specificando il tipo di attacco.

cod. **K4200** cavo universale per piastre monouso -
riutilizzabile (specificare il modello di elettrobisturi)

Termocauteri alta temperatura (1204°C) conf. 10 pz **sterili**

la più ampia gamma di termocauteri

	AA01* Termocauterio m/uso Punta fine alta temp.		AA17* Termocauterio m/uso Punta fine alta temp stelo 5 cm.
	AA03* Termocauterio m/uso Punta ad ansa alta temp.		AA21* Termocauterio m/uso Punta fine allungata alta temp.
	AA05* Termocauterio m/uso Punta ad ansa alta temp. stelo 5 cm.		AA25* Termocauterio m/uso Punta fine micro alta temp.
	AA09* Termocauterio m/uso Punta ad ansa alta temp stelo 12,5 cm.		AA27* Termocauterio m/uso Punta ad ansa micro alta temp.
	AA11* Termocauterio m/uso Punta fine a temp. regolabile		AA29* Termocauterio m/uso Punta allungata micro alta temp.

Termocauteri bassa temperatura (704°C) conf. 10 pz **sterili**

	AA00* Termocauterio m/uso Punta fine bassa temp.		AA04* Termocauterio m/uso Punta fine allungata bassa temp.
	AA02* Termocauterio m/uso Punta fine bassa temp. regolabile		AA90* Termocauterio m/uso Punta fine micro bassa temp.

Termocauteri riutilizzabili a punte intercambiabili conf. 1 pz non sterili

	HIT0* Manipolo termocauterio riutilizzabile a bassa temp. (704°C) include batteria AA e punta H100 non sterile		HIT1* Manipolo termocauterio riutilizzabile ad alta temp. (1204°C) include 2 batterie AA e punta H100 non sterile
--	--	--	---

	DELO Kit Deluxe termocauterio a punte intercambiabili bassa temp., include box trasporto, HIT0, 2xH100, 2xH104 non sterili (batteria inclusa)		DEL1 Kit Deluxe termocauterio a punte intercambiabili alta temp., include box trasporto, HIT1, 2xH101, 2xH103 non sterili (batterie incluse)		DEL2 Kit Deluxe termocauterio a punte intercambiabili bassa+alta temp., include box trasporto, HIT0, HIT1, 1xH100, 1xH101, 1xH103, 1xH104 punte sterili (6 batterie incluse)
--	---	--	--	--	--

Punte aggiuntive per Termocauteri a punte intercambiabili

	H100 Punta fine bassa temp.		H105 punta ad ansa stelo lungo flessibile 5 cm. alta temp.
	H101 Punta fine alta temp.		H106 Punta fine stelo lungo flessibile 5 cm. alta temp.
	H103 Punta ad ansa alta temp.		H109 Punta ad ansa stelo lungo flessibile 12,5 cm. alta temp.
	H104 Punta fine allungata bassa temp.		H112 Punta fine stelo lungo 12,5 cm. alta temp.

	H110 Punta fine contrangolo bassa temp.
	H111 Punta a loop alta temp.
	H121 Punta fine allungata alta temp.

	Tray protettivo
	HISL Guaine sterili per copertura manipolo non sterile

Kiato

Bisturi monouso con protezione retrattile e lama in acciaio

1. Posizione di passaggio



La protezione copre la lama per un passaggio sicuro tra gli operatori. Per la chiusura permanente vedere la sezione smaltimento.

2. Posizione durante l'uso




La lama è esposta per l'uso, un click conferma il blocco della protezione.

Istruzioni d'uso


Utilizzo

Impugnare con pollice ed indice la protezione scorrevole facendola arretrare fino ad udire il click; la lama è esposta ed utilizzabile, la protezione è bloccata in posizione "Locked"



Passaggio


Premere delicatamente verso il basso il tasto di rilascio e facendo scorrere la protezione in avanti verso la lama fino al blocco in



Eliminazione


Step 1

Dalla posizione "Pass" premendo il tasto "Dispose" far scorrere la protezione in avanti fino ad udire il click per bloccare definitivamente la protezione



Step 2

Eliminare in un contenitore idoneo per lo smaltimento degli aghi



Protezione della lama con ottimo grip

Istruzioni sovra-impresse

Doppie guide scorrevoli per massima facilità dei movimenti ed ottima rigidità

Design ergonomico manico rigido

Lama in acciaio inox ad elevata rigidità

Tasto di rilascio

Tasto di eliminazione "Dispose"

Impugnatura

Manico n.

Centimetratura

Codici:

FIGURA	CODICE
10	11560
11	11561
15	11565



Confezione singola sterile ad apertura facilitata



Codice colore sulle scatole per facile identificazione, 10 unità per scatola

Kiato

Migliore impugnatura. Miglior feeling. Miglior performance.

- Lama in acciaio di tipo svedese
- Manico in ABS per maggior rigidità

- Scala centimetrata per praticità
- Imballo conforme EN868



Also offered in blade size 11P, 12D, 19 & 25



Mini/Micro bisturi - Dotato di lama in acciaio e protezione in plastica, ideale per i kit personalizzati, venduto in bulk (non sterile)



Imballo singolo ad apertura facilitata, 10 pezzi per scatola



Scatole con codice colore per identificazione rapida e facilitata, contenuto 10 pezzi sterili (mini/microbisturi venduti non sterili)

I bisturi monouso sono taglienti. Maneggiare con cura. Non toccare la lama. Smaltire in modo appropriato.



Lame monouso sterili Premium

- Lame in acciaio al carbonio in acciaio svizzero di grado 125Cr1
- Lame in acciaio inox in acciaio svedese Premium
- Confezione singola ad apertura facilitata con codice colore su imballo primario e secondario
- Utilizzabile con tutti i manici, conforme ISO 7740
- Sterilizzate a raggi gamma con dosaggio minimo 2.5 MRads
- Lame conformi allo standard BS2982 e CE 93/42



100 lame/scatola, 10 scatole/cartone, 10 cartoni/box principale



Figura	10	10A	11	11/11P	12	12D	15	15/15T	15C
Acciaio al carbonio	18010	18009	18011	18031	18012	18025	18035	18015	18026
Acciaio inox	18110	18109	18111	18131	18112	18125	18135	18115	18126



Figura	18	20	21	22	22A	23	24	25	36
Acciaio al carbonio	18027	18020	18021	18022	18030	18023	18024	18028	18029
Acciaio inox	-	18120	18121	18122	-	18123	18124	18128	-

Dimensioni non in scala

CONTAGARZE

Pratico e sicuro,
favorisce la conta dei tamponi,
il loro contenimento e lo smaltimento

- Eccellente visibilità
- Riduce il contatto da fluidi
- **Accurato e facile controllo del numero di tamponi utilizzati**
- Raccomandato da AORN (Associazione Americana del Personale di Sala Operatoria)

cod. KPS 3050

Contagarze conf. 250 sacche. Ogni sacca ha 5 buste divise a metà per contenere in totale 10 tamponi. La busta può essere facilmente resa unica in modo da poter contenere tamponi di grandi dimensioni.

cod. KPS 3050S

Contagarze **sterile** conf. 250 sacche. Stesse caratteristiche.

cod. K 5510


Dispenser da applicare su un portaflebo, può portare 2 sacche contemporaneamente.

cod. K 5520

Asta portadistributore contagarze



Magnetic Mat



Tappeto magnetico risterilizzabile in autoclave ciclo 121°C

- sterilizzare piatto e non direttamente a contatto con superfici metalliche
- lavare con detergenti delicati
- non immergere in soluzioni disinfettanti aggressive
- non utilizzare con pazienti portatori di pacemaker
- dimensioni cm 30x40

cod. KPS 4116

Tappeto magnetico sterile



Sempre pronto all'uso, leggero,
antistatico. Monouso.
Dimensioni: cm 25x40

cod. KPS 4121 conf. 25 pz.

Tappeto antiscivolo autoclavabile

- trattiene tutti i tipi di strumenti su tutta la superficie
 - non è magnetico, non è adesivo ed è idrorepellente
 - resistente fino a 200°C
 - eccellente per materiale metallico, plastico e titanio
 - materiale duttile e maneggevole per qualsiasi superficie
 - autoclavabile a 134°C per il riutilizzo
- gli strumenti sono trattiene in modo sicuro da subito,
pronti per il riutilizzo.

Tappeto 480x305 mm cod. **KHB9150-12** conf. 3 pz.

Tappeto 480x610 mm cod. **KHB9150-24** conf. 3 pz.



Solar Shield

Occhiali protettivi di eccellente qualità ottica e con ampio campo visivo. Proteggono anche lateralmente, sono leggeri e possono essere posizionati anche sopra gli occhiali da vista. Hanno una protezione UV di 400 nanometri e sono conformi alle norme OSHA 29 CFR 1910.1030 che regolano i criteri di protezione dal sangue.

■ KTE/655 conf. da 20 pz.



Silcon

I prodotti Silcon sono realizzati in mescola di silicone contenente un'aditivo antibatterico.

Silcon products are made of silicon compound containing an antibacterial additive.



I prodotti Silcon hanno un'azione permanente, possono essere puliti con acqua e sapone ed anche sterilizzati a vapore 134°.

Silcon products have a permanent action, can be cleaned and also steam sterilized 134°.

Protezioni cilindriche per maniglie ed impugnature di carrelli


Cylindrical protections for door handles and trolleys

Sono disponibili in tre misure. Un taglio su tutta la lunghezza permette un facile posizionamento e l'adattamento a diversi spessori.

Are available in three sizes. A cut along the length allows for easy positioning and adaptation to different thicknesses.

Su richiesta possono essere realizzate misure diverse, anche con logo.

On requested can be made custom sizes, also with a logo.



cod.	length mm	diam. mm	box / pcs
SC01	100	16.5/18	10
SC02	100	20/22	10
SC03	200	24/26	10

Colori: blu/verde/rosso/giallo

Colors: blue/green/red/yellow



Silcon è anche tappeto decontaminante.

Silcon is also a decontaminant mat.

La superficie morbida trattiene lo sporco ed evita la proliferazione batterica.

È facilmente pulibile con acqua e sapone.

The soft surface keeps the dirt and prevents bacterial growth. Can be easily cleaned with water and soap.

sizes

cod. SCM7 mm 600x45x4

cod. SCM8 mm 600x90x4

cod. SCM9 mm 1200x90x4

Tappetino antiscivolo fatto con silicone antibatterico, sterilizzabile in autoclave. Spessore mm 2.

Anti-slip mat made with antibacterial silicon, steam sterilizable. Thickness mm 2.

sizes

cod. TSS01 150 x 220 mm

cod. TSS02 300 x 450 mm

cod. TSS03 600 x 450 mm





- ✓ Evita Pericolose Contaminazioni
- ✓ *Avoid Dangerous Contamination*



- ✓ Azione Permanente
- ✓ *Permanent Action*



- ✓ Può Essere Sterilizzato a Vapore
- ✓ *Can Be Steam Sterilized*



- ✓ Permette un Tocco preciso su tutti i touch screen
- ✓ *Allows precise Touch over any touch screen*



- ✓ Prodotto a Base Siliconica con Ioni d'Argento
- ✓ *Silicone-Based Product with Silver Ions*



- ✓ Può essere pulito con acqua e sapone liquido
- ✓ *Can be cleaned with water and liquid soap*

Conduttivo: permette un utilizzo preciso di tutti i touch screen, anche quelli più piccoli.


Conductive: allows a precise touch over any touch screen even the smaller ones.

Antibatterico: evita possibilità di infezioni da contatto (tasti di ascensori, bancomat, WC, ecc.)


Antibacterial: avoid the contact infections (elevator button, ATM, WC, etc.)



S



M



L

Scegli la tua misura

iTouchSafe è elastico


Choose your size

iTouchSafe is elastic

- cod. IT 01 set 3 pcs 1S+1M+1L
- cod. IT 02 box dispenser 30 pcs 10S+10M+10L
- cod. IT 03 box dispenser 30 pcs S
- cod. IT 04 box dispenser 30 pcs M
- cod. IT 05 box dispenser 30 pcs L

**ideale per tutti
i palmari e tablet
usati in ambito
sanitario**

Luci monouso flessibili



Queste pratiche luci monouso flessibili sono utili in tutte le situazioni in cui è necessario illuminare campi anche profondi e piccoli (es. intubazioni difficili, cardiocirurgia, chir. toracica, ORL, chirurgia plastica, addominale, ecc) sono disponibili anche due versioni pediatriche. Le versioni non sterili hanno il terminale metallico.

Luci flessibili

NS05 Surch-lite stelo flessibile 12,5 cm. conf. singola non sterile
NS10 Surch-Lite stelo flessibile 25,4 cm. conf singola non sterile
NS15 Surch-Lite stelo flessibile 38 cm. conf singola non sterile

ST05 Surch-lite stelo flessibile 12,5 cm. conf. 10 pz **sterili**
ST10 Surch-lite stelo flessibile 25,4 cm. conf. 10 pz **sterili**
ST15 Surch-lite stelo flessibile 38 cm. conf. 10 pz **sterili**

SLOT Stiletto orotracheale conf. 10 pz **sterili**

NLOT Stiletto orotracheale conf. 10 pz non sterili

PDOT Stiletto orotracheale versione speciale pediatrica conf. 10 pz **sterili**

PDON Stiletto orotracheale versione speciale pediatrica conf. 10 pz non sterili sterili



Made in USA

Localizzatore di nervi



Neuro-Pulse™ è un localizzatore di tessuti nervosi. Serve ad identificare nervi motori esposti riducendo nello stesso tempo il rischio di danneggiamenti accidentali. Lo strumento è portatile, non richiede alimentazioni esterne e la carica della batteria può essere verificata semplicemente toccando le estremità dei due puntali (si accenderà il led giallo posto all'estremità). Esistono nervi di diverse

dimensioni per questo il Neuro-Pulse™ offre tre possibilità di regolazione. È di impiego ideale in Ortopedia, Neurochirurgia, come nella chirurgia Maxillo-facciale, chirurgia plastica, chirurgia della mano, del piede e del collo.

■ **K0003Y** conf. da 10 pz. **sterili**

PROGRAMMA PREVENZIONE DECUBITI Supporti posizionamento paziente in gel

NEW



Anello aperto

Cod. **K41806-8**

Adulto ø est. 200x ø int. 75x h.45 mm.
Pediat. ø est. 138 x ø int. 55x h.35 mm.
Resiste a grandi carichi anche per periodi prolungati, consente l'intubazione in posizione laterale.



Anello chiuso

Cod. **K41805-7**

Adulto ø est. 200x ø int. 75x h.45 mm.
Pediat. ø est. 150 x ø int. 60x h.35 mm.
Resiste a grandi carichi anche per periodi prolungati, protegge la testa, il viso, il collo.



Cilindri per tronco misure varie

Dim. mm. Lungh. x largh. X alt.
Cod. **K41825** mm. 300x10x10
Cod. **K41826** mm. 300x15x15
Cod. **K41827** mm. 400x10x10
Cod. **K41828** mm. 400x15x15
Cod. **K41829** mm. 500x10x10
Cod. **K41830** mm. 500x15x15
Permettono di mantenere in posizione ergonomica il busto del paziente evitando punti di pressione.



Supporto testa prono

Cod. **K41834**

Adulto mm. 280x240x130.
Consente la postura ergonomica quando il paziente è prono, permettendo l'intubazione da entrambi i lati.



Supporto testa supino

Cod. **K41835**

Adulto mm. 200x230x100.
Consente la postura supina mantenendo la testa stabile e salda sul tavolo operatorio.



Cosciale

Cod. **K41811**

mm. 280x430x5, copre i reggicoscie negli interventi ginecologici/urologici.



Protezione talloni

Cod. **K41822**

Avvolge completamente il tallone e viene fissato con una fascia in velcro, evita punti di pressione in zone soggette facilmente a decubito



Protezione ovale nervo ulnare

Cod. **K41819**

mm. 450x150x5c/velcro.



Protezione rettangolare nervo ulnare

Cod. **K41819**

mm. 300x45x5 c/velcro



Protezione braccio

Cod. **K41813**

mm. 380x100x5, allevia la pressione sul braccio quando posizionato sul supporto laterale del tavolo operatorio.



Supporto in gel universale

Cod. **K41823**

mm. 110x250x50, viene utilizzato come supporto per talloni, tra le ginocchia, sotto la spalla in posizione laterale e come cilindro ausiliario



Set tavolo completo

Cod. **K41801**

Diviso nelle sezioni testa-busto-piedi. Dimensioni totali mm. 1830x510x13
Sono disponibili anche le sezioni separate.

Set tavolo unico

Cod. **K41816**

Versione a sezione unica. Dimensioni totali mm. 1830x510x13



COPERTURA STERILE universale per protezione del manipo- lo di lampade scialitiche



Rivoluzionario coprimanipolo monouso sterile universale, adattabile a tutte le lampade scialitiche.

Nessuna installazione necessaria!
Consistente riduzione di tempi e costi!
Cod. **UNIGLOVE** conf. 100 pz sterili
(confezioni singole)

PENNE DERMOGRAFICHE

Confezione sterile con decimetro flessibile
conf. da 100 pezzi **sterili**

- **K65-201 punta standard**
- **K65-202 punta fine**
- **KPS 3158 doppia punta (fine+standard)**



TUFF SHELL

Contenitori in plastica rigida per lo smaltimento sicuri e preciso di aghi e lame.
disponibili anche con sistema rimozione lame




KPS 2535
mis. media doppio magnete
100 pz **sterili**



KPS 2535 lame
misura media doppio
magnete con sistema rimo-
zione lame 100 pz **sterili**



KPS 2925
mis. media magnete/
schiuma 100 pz **sterili**



KPS 2560
misura grande doppio
magnete 100 pz **sterili**

Evita le dimenticanze e facilita lo smaltimento
in sicurezza degli aghi e delle lame.

DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE

Caratteristiche:

- Numerazione di facile lettura;
- Chiusura sicura;
- Contenitore in plastica rigida per la massima sicurezza;
- Linguette adesive per un idoneo posizionamento sul campo operatorio.

LOOPS IN SILICONE



Disponibili in 2 misure e
diversi colori. Usate per
identificare ed isolare
arterie, vene, tendini,
nervi. Sono radiopache
soffici e flessibili, con
sezione ovale per distri-

buire meglio la pressione ed evitare complicazioni,
sterili.

- **Cod. KPS 3001 mini bianco 10 paia/conf.**
- **Cod. KPS 3002 mini rosso 10 paia/conf.**
- **Cod. KPS 3003 mini blu 10 paia/conf.**
- **Cod. KPS 3004 mini giallo 10 paia/conf.**
- **Cod. KPS 3201 maxi bianco 10 paia/conf.**
- **Cod. KPS 3202 maxi rosso 10 paia/conf.**
- **Cod. KPS 3203 maxi blu 10 paia/conf.**
- **Cod. KPS 3204 maxi giallo 10 paia/conf.**

ORGANIZER




Pratico supporto per bisturi, con
base adesiva. Molto utile per
riporre momentaneamente i
bisturi sul campo.
Indispensabile per evitare feri-
menti durante le procedure.
Conf. da 25 pz. **sterili**

- **Cod. KPS 4593**

CATH STRIP

Sistema di fissaggio cateteri e
tubi. Base adesiva ad elevata
tenuta e non irritante per la pelle.
Linguetta di fissaggio in velcro
riposizionabile.
Conf. 50 pz.

- **Cod. KCS50**



TIP GUARD Protezioni per strumenti



COLORE	CODICE	CODICE
bianco 1	KPS-01	KRT-01
blu 2	KPS-02	KRT-02
verde 3	KPS-03	KRT-03
rosso 4	KPS-04	KRT-04
giallo 5	KPS-05	KRT-05
porpora 6	KPS-06	KRT-06
arancio 7	KPS-07	KRT-07
marrone 8	KPS-08	KRT-08
nero 9	KPS-09	KRT-09


protezioni opache

protezioni trasparenti



Proteggono le punte e gli angoli degli strumenti da danni subiti durante il trasporto e la sterilizzazione. Sono disponibili in 9 formati, sono perforate per favorire la penetrazione e il rilascio di vapore, sono colorate e radiopache.

Conf. da 100 pz. per misura



SUTURE CLAMP TAGS

- Per proteggere le suture
- Radiopache, colore giallo
 - Confezionate in un tampone per facilitare il prelievo
 - 5 paia sterili
 - non contengono lattice

- cod. K11-1005 conf. 5x5 paia
- cod. K11-1003 conf. 5x3 paia
- cod. K11-1002 conf. 5x2 paia



CODE nastro di identificazione

(codice colore per strumenti)
Nastro colorato per identificare gli strumenti, sterilizzabile a vapore ed a gas.



CODICE lung. 7,5 mt largh. 3 mm	CODICE lung. 7 mt largh. 6 mm	COLORE
K T-125-01	K T-250-01	
K T-125-02	K T-250-02	
K T-125-03	K T-250-03	
K T-125-04	K T-250-04	
K T-125-05	K T-250-05	

Confezioni da 12 rotoli per colore.

Disponibili altri colori a richiesta

COPERTURE IN SILICONE PER CLAMP




- Le coperture per clamp rendono atraumatica la presa di tutte le clamp in particolare quelle emostatiche.
- La particolare finitura del lato interno (il morso di presa) consente una tenuta gentile, costante e ferma, sono in silicone medicale disponibili in 3 colori che identificano diverse lunghezze.
- Latex free e radiopache

Ogni confezione contiene un paio di coperture.



mm	MISURE	CODICE	COLORE
125	piccolo 2,5 mm	K 12-1000	rosso
125	media 5 mm	K 12-1001	bianco
125	grande 7,6 mm	K 12-1002	blu



CE 0473

SUTURE STRIP

Strisce per sutura cutanea, **sterili**, con aderenza dinamica, color carne. Sono realizzate in tessuto non tessuto con adesivo sensibile alla pressione. Il tipo **PLUS** è anche elastico per migliorare l'adesione in zone critiche. Sterilizzate a raggi gamma. Busta in Tyvek ad apertura facilitata.

SUTURE STRIP

KTS 3100	3 x 76 mm	5 strips/busta	50 buste conf.
KTS 3101	6 x 76 mm	3 strips/busta	50 buste conf.
KTS 3102	6 x 102 mm	10 strips/busta	50 buste conf.
KTS 3103	12 x 102 mm	6 strips/busta	50 buste conf.
KTS 3104	6 x 38 mm	6 strips/busta	50 buste conf.

SUTURE STRIP PLUS

KTP 1100	3 x 76 mm	5 strips/busta	50 buste conf.
KTP 1101	6 x 76 mm	3 strips/busta	50 buste conf.
KTP 1102	6 x 102 mm	10 strips/busta	50 buste conf.
KTP 1103	12 x 102 mm	6 strips/busta	50 buste conf.
KTP 1104	6 x 38 mm	6 strips/busta	50 buste conf.
KTP 1105	25 x 125 mm	4 strips/busta	25 buste conf.

Suturatrice cutanea Tohamed® Skin Stapler 35 punti

Per una perfetta chiusura della ferita. Con punti di precisione in acciaio inox. Suturatrice cutanea pratica e di facile uso, sterile e monouso, con un'impugnatura ergonomica. Conf. 20 pezzi. Dimensione punti 6,8 x 3,9 mm ca.

Cod. **K1903**

PRODUZIONE TEDESCA



Cod. **KAW13.10321.302**

Occhialini binoculari di ingrandimento 2.3 con lenti di protezione BS 2,3. Qualità Tedesca

Grazie all'estrema leggerezza della montatura in lega leggera 32gr, questi ingranditori oculari con lente di protezione integrata regalano un eccezionale confort a chi li indossa. Le lenti si adattano ad ogni conformazione del viso (base 6) e possono essere sostituite dall'ottico con lenti graduate.

- sospensione a doppio snodo lavorata in CNC garantisce massima libertà di posizionamento per il massimo confort d'uso.
- eccellente qualità di immagine senza distorsione
- oculari regolabili individualmente per adattarsi alla distanza interpupillare.
- La luce riflessa ed i riverberi sono ridotti ad una percentuale inferiore a 1%.
- L'angolo di visione predeterminato consente una distanza di lavoro di 340mm con un campo visivo 110mm, ingrandimento 2,3x.
- Ottiche resistenti a schizzi e polvere.

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA



Sistema monouso **sterile** per aspirazione/irrigazione, con cannula lunga 32 cm, ø 5 mm, completo di tubo per insufflatore e doppio tubo per sacche impugnatura ergonomica.

■ Cod. K65-901 conf. da 10 pz. **sterili**

■ Cod. KNL 40400

(non illustrato)

Come sopra ma con cannula ed elettrodo ad uncino forma "L" integrato.

conf. da 10 pz. **sterili**



Tubo di raccordo tra insufflatore ed ago di Verres lungo 240 cm, con filtro ad alta efficienza (99,9%) e connettori luer-lock.

■ Cod. KPS 3600 conf. da 25 pz. **sterili**

Sistema per recupero tessuti

di pratico utilizzo.

Sacca ad apertura automatica realizzata in poliuretano latex-free.



■ Cod. K65-1105

misura sacca cm 7,5x15 10 pz. **sterili**

■ Cod. K65-1104

misura sacca cm 12,5x17,5 10 pz. **sterili**



Copritelecamera sterile ermetico

permette di cambiare le ottiche durante l'intervento senza sprechi (cm 15 x 250)

■ Cod. K 32160 conf. da 20 pz. **sterili**



Copritelecamera/cavi standard

telescopico cm 15 x 250

■ Cod. K65-1001 conf. da 20 pz. **sterili**



Sacca recupero tessuti

con sacchetto staccabile ed impugnatura ad anelli.

■ Cod. KNL-40236 sacca misura cm. 7,5x15 box 10 pz. **sterili**

■ Cod. KNL-20257 sacca misura cm. 12,5x17,5 box 10 pz. **sterili**

FOG FREE



Elimina i problemi di appannamento delle ottiche, semplicemente passando la spugnetta imbevuta di soluzione sulla lente.

■ Cod. KPS 3500 conf. da 25 pz. **sterili**



Ago di Verres

Unità di vendita conf. 25 pz. **sterili**

■ Cod. K65-801 Ago di Verres 120 mm connettore luer-lock

■ Cod. K65-802 Ago di Verres 150 mm connettore luer-lock

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA

Trocar monouso

- economici
- stabili
- ergonomici
- convertitore universale (5-12 mm)

Confezione 12 pezzi **sterili**



Modello "L"

	Codice	Descrizione	Dimensioni cannula
5.5mm	K65-L-06C1	1 Cannula/trocar punta conica	5.5mm, 75mm
	K65-L-06S1	1 Cannula/trocar punta a lama	5.5mm, 75mm
	K65-L-11S1	1 Cannula/trocar punta a lama, convertitore universale	11mm, 108mm
10/11mm	K65-L-11B1	1 Cannula/trocar punta smussa, convertitore universale	11mm, 108mm
	K65-L-11C1	1 Cannula/trocar punta conica dilatante, convertitore univ.	11mm, 108mm
	K65-L-12S1	1 Cannula/trocar punta a lama, convertitore universale	12mm, 108mm
10/12mm	K65-L-12B1	1 Cannula/trocar punta smussa, convertitore universale	12mm, 108mm
	K65-L-12C1	1 Cannula/trocar punta conica dilatante, convertitore univ.	12mm, 108mm
	K65-L-12C2	1 Cannula/trocar punta conica dilatante, convertitore univ.	12mm, 108mm

Modello "U"



	Codice	Descrizione
Trocar con chiusura automatica	K65-U-20507	Trocar chiusura automatica con cannula trasparente filettata 5mm/7cm
	K65-U-20510	Trocar chiusura automatica con cannula trasparente filettata 5mm/10cm
	K65-U-21000	Trocar chiusura automatica con cannula trasparente filettata 10mm/10cm
	K65-U-22000	Trocar chiusura automatica con cannula trasparente filettata 12mm/10cm
Trocar di Hasson	K65-U-11000	Hasson Trocar con cannula trasparente 10mm/10cm
	K65-U-12000	Hasson Trocar con cannula trasparente 12mm/10cm
Trocar kit con chiusura automatica	K65-U-K20507	Kit Trocar chiusura automatica con 2 cannule filettate trasparenti 5mm/7cm e 1 punta
	K65-U-K20510	Kit Trocar chiusura automatica con 2 cannule filettate trasparenti 5mm/10cm e 1 punta
	K65-U-K21000	Kit Trocar chiusura automatica con 2 cannule filettate trasparenti 10mm/10cm e 1 punta
	K65-U-K22000	Kit Trocar chiusura automatica con 2 cannule filettate trasparenti 12mm/12cm e 1 punta
Trocar dilatante	K65-U-30507	Trocar dilatante con cannula trasparente 5mm/7cm
	K65-U-30510	Trocar dilatante con cannula trasparente 5mm/10cm
	K65-U-31000	Trocar dilatante con cannula trasparente 10mm/10cm
	K65-U-32000	Trocar dilatante con cannula trasparente 12mm/10cm
Trocar riduttore	K65-U-91000	Riduttore flip top

Strumentario monouso per laparoscopia



senza fermo



con fermo




Confezione 10 pezzi **sterili**

Teli da incisione antibatterici ACTI-GARD

I teli da incisione **ACTI-GARD** sono realizzati per ottenere e mantenere un campo operatorio altamente sterile. I teli **ACTI-GARD**, grazie all'agente antibatterico a base di iodio riducono il rischio di contaminazione durante l'intervento.

L'agente antibatterico presente sui teli **ACTI-GARD** rimane attivo anche su procedure di lunga durata (fino a 6 ore).


I teli **ACTI-GARD** grazie alle particolari componenti dell'adesivo acrilico, garantiscono un'ottima aderenza alla pelle del paziente permettendone al tempo stesso la traspirabilità grazie al film di poliuretano traspirante.



**ideali nelle procedure
chirurgiche ad alto
rischio, cardiocirurgia,
ortopedia**



Studio tecnico fornito dal produttore
Log Reduction of Bacteria
ACTI-Gard Drape



KD6635

Dim. tot. 15x20 cm
Dim. zona ades. 10x20 cm
conf. 10 pezzi sterili

KD6648

Dim. tot. 76x60 cm
Dim. zona ades. 60x60 cm
conf. 10 pezzi sterili

KD6640

Dim. tot. 50x35 cm
Dim. zona ades. 35x35 cm
conf. 10 pezzi sterili

KD6650

Dim. tot. 76x45 cm
Dim. zona ades. 60x45 cm
conf. 10 pezzi sterili

KD6651

Dim. tot. 76x90 cm
Dim. zona ades. 60x90 cm
conf. 10 pezzi sterili

TELINI HIGH-TECH varie specialità



I prodotti MCD, per garantire all'utilizzatore la conservazione di sterilità ed il massimo della qualità, sono confezionati in busta di accoppiato con Tyvek®, che assicura l'impermeabilità e racchiusi in un robusto imballo di cartone. Tutti i materiali di produzione sono di qualità superiore e frutto di una selezione originata da anni di esperienza.

Imballo in Tyvek® per una sicura e prolungata conservazione della sterilità, anche in presenza di umidità, con apertura PEEL-OPEN per passaggio all'operatore. Icone descrittive di applicazione. Indicazione verso TESTA/PIEDI e istruzioni di apertura del telo.

Caratteristiche:

Telini di elevata qualità:

- impermeabili/traspiranti
- non impregnabili
- drappabili
- antistatici
- antiriflesso
- buona resistenza allo strappo



TELINI HIGH-TECH - TELI DA INCISIONE

CE
0344


SERIE 1000

KD1035

Dim. tot. 16x19 cm
Dim. zona adesiva 10x19 cm

CONF. 10 PEZZI STERILI PIEGATI

- Telo da incisione
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui
- Film di polietilene
- Ipoallergico inerte
- Con azione batteriostatica



KD1040

Dim. tot. 60x35 cm
Dim. zona adesiva 35x35 cm

KD1050

Dim. tot. 91x44 cm
Dim. zona adesiva 59x44 cm

KD1051

Dim. tot. 91x83 cm
Dim. zona adesiva 59x83 cm


SERIE VI-DRAPE

KD37624310

Dim. tot. 24x25,5 cm
Dim. zona adesiva 23x25 cm

CONF. 10 PEZZI STERILI ARROTOLATI

- Telo da incisione
- Alta conformabilità ed adesione
- Adesivo aggressivo che non rilascia residui
- Film di poliestere traspirante
- Con azione batteriostatica



KD37624410



Dim. tot. 32x45 cm
Dim. zona adesiva 31x45 cm

KD37624510

Dim. tot. 48x45 cm
Dim. zona adesiva 47x45 cm

KD37624610

Dim. tot. 96x60 cm
Dim. zona adesiva 95x60 cm



Serie teli ad anello flessibile

Teli per la protezione della ferita in chirurgia addominale.
Conf. 10 pz. sterili.

- cod. **KD37612210** dim. cm 90x90 anello ø 7 cm
- cod. **KD37106210** dim. cm 90x90 anello ø 12 cm
- cod. **KD37104910** dim. cm 90x90 anello ø 18 cm
- cod. **KD37106310** dim. cm 90x90 anello ø 23 cm
- cod. **KD37106410** dim. cm 90x90 anello ø 28 cm

TELINI HIGH-TECH

oculistica-otorino-maxillo-chirurgia plastica




Made in USA



KD1020

Dim. tot. 40x40 cm
zona adesiva 12x11 cm
foro ø 6 cm
conf. 10 pezzi sterili


- Apertura circolare con adesivo
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui
- Soffice, grande drappabilità
- Resistente allo strappo



KD1021

Dim. tot. 40x40 cm
zona adesiva 12x11 cm
conf. 10 pezzi sterili


- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui
- Soffice, grande drappabilità
- Resistente allo strappo



KD1024

Dim. tot. 48x38 cm
zona adesiva 12x11 cm
apertura 5x3 cm
conf. 10 pezzi sterili

- Apertura ovale
- Due punti adesivi per fissaggio
- Strip modellabile per l'apertura della sacca
- Soffice, grande drappabilità
- Resistente allo strappo



KD1025 (non illustrato)


Dim. tot. 48x38 cm
zona adesiva 12x11 cm
conf. 10 pezzi sterili

come modello KD1024 ma senza foro

KD1031

Dim. tot. 121x129 cm
zona adesiva 12x11 cm
foro 7x5 cm
sacca 30x27 cm
conf. 10 pezzi sterili

- Apertura ovale grande, adesiva
- Sacca con apertura modellabile
- Soffice
- Adesivo senza residui



KD1062 (non illustrato)


conf. 10 pezzi sterili

stesse caratteristiche di KD1031 ma in TNT senza foro, dimensioni telo 121x139 cm

KD1030

Dim. tot. 83x129 cm
foro 7x5 cm
zona adesiva 12x11 cm
conf. 10 pezzi sterili


- Foro ovale adesivo
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui
- Soffice, grande drappabilità
- Resistente allo strappo



KD1035

Dim. tot. 16x19 cm
zona adesiva 10x19 cm
conf. 10 pezzi sterili

- Leggero, film adesivo semitrasparente
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui
- Soffice, grande drappabilità
- Resistente allo strappo



Tutti i telini sono prodotti con materiali di primissima qualità secondo gli standard accettati negli USA. Gli adesivi sono diversi a seconda del tipo di applicazione. Sono certificati e conformi alle normative Europee.



TELINI HIGH-TECH

oculistica-otorino-maxillo-chirurgia plastica




Made in USA

CE
0344

KD1060

121x129 cm
zona adesiva 12x11 cm
conf. 10 pezzi sterili


- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui
- Leggero, conformabile, semitrasparente
- Zona adesiva da incisione



KD1064

139x177 cm
zona adesiva 12x11 cm
foro 5x3,8 cm
conf. 20 pezzi sterili


- Apertura ovale adesiva
- Sacca raccoglifluidi a 360° con 2 strips modellabili
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui
- Sacca cm 55x29



KD1065

139x177 cm
zona adesiva 12x11 cm
conf. 20 pezzi sterili


- caratteristiche come KD1064, ma con zona adesiva senza foro
- Sacca cm 55x29



KD2019

106x121 cm
zona adesiva ø 7 cm
conf. 30 pezzi sterili


- Zona adesiva da incisione
- TNT
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui



KD2043

101x121 cm
apertura 13x3,8 cm
zona adesiva 17x11 cm
conf. 10 pezzi sterili


- Telino per strabismo
- Grande apertura ovale adesiva
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui
- Leggero, film semitrasparente



KD2021

21x27 cm
adesivo 21x3,8 cm
conf. 10 pezzi sterili


- Sacca raccoglifluidi con strip modellabile
- Semitrasparente
- Banda adesiva
- Adesivo aggressivo che non rilascia residui



KD2114

30x27 cm
adesivo 30x3,8 cm
conf. 10 pezzi sterili

come sopra
ma dimensioni cm 30x27



TELINI HIGH-TECH

ostetricia, ginecologia ed urologia




CE
0344

Made in USA

KD1071

60x91 cm
zona adesiva 60x7 cm
<conf. 10 pezzi sterili


- Telo per urologia
- **Ditale privo di lattice con zona adesiva**
- Soffice, leggero
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui



KD1072

45x22 cm
apertura 12x9 cm
zona adesiva 24x22 cm
conf. 10 pezzi sterili

- Apertura ovale adesiva
- Sacca raccoglifluidi con strip modellabile
- Soffice, semitrasparente




KD2057

91x76 cm
sacca 88x58 cm
zona adesiva 38x36 cm
conf. 10 pezzi sterili



- **Telino per parto cesareo** con film da incisione e grande sacca raccoglifluidi a 360°
- Due supporti per tubi
- Leggero, drappabile, semitrasparente




KD6657 - ActiGard

caratteristiche come KD2057, ma con zona adesiva da incisione con film antibatterico allo iodio.

KD2085

91x91 cm
sacca 76x48 cm
conf. 20 pezzi sterili

- Telo per isteroscopia, ecc.
- Aperture frontali per una applicazione asettica
- Grande sacca raccoglifluidi con rubinetto, microfiltro e strip modellabile
- Zona assorbente per contenere i fluidi




KD2097

269x299 cm
zona adesiva 38x36 cm
sacca 91x76 cm
conf. 5 pezzi sterili



- Telo per parto cesareo
- Ampia copertura per una maggior sterilità
- Tampone assorbente
- Sacca raccoglifluidi
- Supporti per tubi



KD6697 - ActiGard

caratteristiche come KD2097, ma con zona adesiva da incisione con film antibatterico allo iodio.



TELINI HIGH-TECH

ortopedia/neurochirurgia




CE
0344

KD2168

243x360 cm
zona adesiva 30x30 cm
foro ø 15 cm
sacca 83x88 cm
conf. 10 pezzi sterili


- Telo per **craniotomia**
- Zona assorbente
- Ampia sacca per fluidi
- Apertura elastica priva di lattice
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui
- TNT leggero e resistente



KD1067

91x73 cm
apertura 19x25 cm
zona adesiva 25x49 cm
conf. 5 pezzi sterili


- Telo per **interventi alla spalla**
- Apertura ovale adesiva
- Due strips modellabili
- Uno strip in foam
- Due zone di aspirazione per il controllo dei fluidi



KD1017

317x213 cm
zona adesiva 49x24 cm
bordo adesivo 317x1,2 cm
sacca 51x48 cm
conf. 5 pezzi sterili

- Telo per isolare il paziente, completo di:
- zona da incisione di poliestere
- sacca raccoglifluidi, con rubinetto e filtro
- due sacche portastrumenti
- due zone per sostenere e fermare cavi
- film antibatterico



KD6617 - ActiGard

caratteristiche come KD1017, ma con zona da incisione con film antibatterico in poliuretano. Zona adesiva 48x33 cm


KD6619 - ActiGard

caratteristiche come KD6617, ma con zona adesiva 70x32 cm

KD1014

conf. 5 pezzi sterili


dimensioni e caratteristiche come KD1017, ma senza sacca raccoglifluidi, sacche portastrumenti e ferma cavi



KD1015

121x132 cm
zona ad "U" 15x48 cm
zona adesiva 24x50 cm
conf. 10 pezzi sterili

- Telo fenestrato ad "U"
- Adesivo aggressivo senza il rilascio di residui
- Soffice, drappabile, semitrasparente



KD1019

conf. 10 pezzi sterili

non illustrato, come KD1015 ma lungo cm 180

TELINI HIGH-TECH

chirurgia generale ed altre specialità




Made in USA

CE
0344

KD1016

50x48 cm
zona adesiva 50x13 cm
conf. 10 pezzi sterili

- Sacca raccoglifluidi con rubinetto e microfiltro
- Larga zona adesiva
- Soffice, resistente
- Strip modellabile sull'apertura



KD1003

50x50 cm
conf. 10 pezzi sterili

- Sacca per isolare
- Leggera, soffice, semitrasparente
- Sistema di chiusura con lacci



KD1000

45x30 cm
zona adesiva 45x3,8 cm
conf. 10 pezzi sterili

- Telo a salvietta con bordo adesivo
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui
- Leggero, soffice, semitrasparente



KD1010 (non illustrato)


conf. 10 pezzi sterili

stesse caratteristiche del modello D1000 ma dimensioni **45x60**, zona adesiva 45x3,8

KD1018

17x30 cm
2 zone adesive 17x5 cm
conf. 10 pezzi sterili


- Telo porta strumenti e cateteri
- Due strip adesive per un miglior fissaggio
- Due scomparti
- Adesivo per una ottimale applicazione su TNT



KD1092

60x66 cm
foro ø 6 cm
zona adesiva 11x12 cm
conf. 25 pezzi sterili


- Telo in TNT con foro adesivo
- Assorbente, drappabile, antistrappo
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui



KD1089

60x66 cm
conf. 40 pezzi sterili
(20 paia)

- TNT leggero, resistente e drappabile
- Film assorbente
- Due teli per busta



TELINI HIGH-TECH radiologia interventistica




CE
0344

Made in USA

KD1291

213x292
fori 8x11 cm cm
zona adesiva 15x18 cm
conf. 20 pezzi sterili


- Due aperture ovali
- Parte rinforzata super assorbente per il contenimento dei fluidi



KD2221

213x279 cm
zona adesiva 43x32 cm
due sacche 58x27 cm e
21x25 cm
conf. 20 pezzi sterili


- Speciale copertura per:
- nefroscopia biliare
 - inserimento di pace maker
- Completa di zone da incisione, sacche e rinforzo super assorbente



KD2224

78x106 cm
foro adesivo 8x11 cm
zona adesiva 15x18 cm
conf. 20 pezzi sterili


Copertura per procedure brachiali, con foro adesivo e rinforzo super assorbente per il contenimento dei fluidi



KD1012

91x111 cm
2 zone adesive 91x1,2 cm
2 punti adesivi 5x10 cm
conf. 10 pezzi sterili

- Telo per isolare il fluoroscopio
- Adesivo senza residui
- Trasparente




I teli garantiscono il massimo della qualità. Sono prodotti secondo i più severi standard previsti negli USA.

TELI PER PAVIMENTO

KD2076NS

154x182 cm
4 punti da 2 cm
conf. 12 pezzi non sterili

- Telo ad alto potere assorbente per pavimenti
- Zona perimetrale in foam per aumentare la capacità di raccolta dei fluidi
- Angoli con adesivo per fissaggio al pavimento
- Capacità di assorbimento 3 litri



KD2246NS

121x154 cm
conf. 20 pezzi non sterili

- Telo ad alto potere assorbente per pavimenti
- Capacità di assorbimento 2 litri



TELI ACTI-GARD PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA



Made in USA

Nuovi teli specialistici per radiologia interventistica con zona adesiva con agente antibatterico.

KC2273

Dim. tot. 203x406 cm
zona adesiva 43x32 cm
(con agente antibatterico)
strip adesivo 2,54x203 cm
conf. 20 pezzi sterili


- Pannello trasparente in testa
- Agente antibatterico Acti-Gard
- Zona adesiva rettangolare
- 2 bande laterali trasparenti
- Alto potere assorbente
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui



KC2314

Dim. tot. 203x381 cm
zona adesiva 20x15 cm
(con agente antibatterico)
2 sacche 58x27 cm e 21x25 cm
conf. 20 pezzi sterili


- Rinforzo addizionale sulla zona del petto
- Zona adesiva con agente antibatterico Acti-Gard
- Aperture rettangolari con zona adesiva
- 2 sacche separate
- Alto potere assorbente
- 2 bande laterali trasparenti
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui



KD6621

Dim. tot. 203x279 cm
zona adesiva 43x32 cm
(con agente antibatterico)
2 sacche 58x27 cm e 21x25 cm
rinforzo 74x279 cm
conf. 20 pezzi sterili


- Zona adesiva con agente antibatterico
- Apertura rettangolare con zona adesiva
- 2 sacche separate
- 2 bande laterali trasparenti
- Alto potere assorbente
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui



KD6622

Dim. tot. 203x381 cm
zona adesiva 20x15 cm
(con agente antibatterico)
2 sacche 58x27 cm e 21x25 cm
rinforzo 74x381 cm
conf. 20 pezzi sterili

- Zona adesiva con agente antibatterico
- Apertura rettangolare con zona adesiva
- 2 sacche separate
- 2 bande laterali trasparenti
- Alto potere assorbente
- Adesivo aggressivo senza rilascio di residui



COPERTURE STERILI PER MICROSCOPI CHIRURGICI

Le coperture sterili per microscopio sono in polietilene leggero e resistente.

Tutte le coperture hanno un doppio imballo che ne garantisce la sterilità.

Ciascuna copertura è dotata di banda elastica per il fissaggio e di chiusura a velcro attorno agli oculari.

MTI è stata la prima azienda a produrre OPTICS ONE™, la lente più chiara presente sul mercato, fatta interamente in vetro. Il vetro è l'unico materiale che garantisce al chirurgo di operare con una perfetta visibilità. In questo modo non debbono mai essere raggiunti compromessi tra la chiara visibilità e la sterilità del campo operatorio.

Per identificare la copertura corretta verificare il modello del microscopio ed il diametro della lente.




Coperture per Zeiss MD/CS/11 - lente ø 65mm




20" Zeiss MD/CS/11 without outside observer tubes

- | | |
|----------|--|
| K4820-62 | 20" x 62" (50cm x 162cm) conf. 20 pz. |
| K4820-90 | 20" x 105" (50cm x 266cm) conf. 10 pz. |




42" Zeiss MD/CS/11 without mono or stereo outside observer tubes

- | | | |
|-------------|---|---|
| K4840-62 | 42" x 64" (108cm x 162cm) conf. 20 pz. | |
| K4840-64GL | 42" x 64" (105cm x 162cm) conf. 10 pz. | lente in vetro antiriflesso |
| K4840-90 | 42" x 105" (108cm x 266cm) conf. 10 pz. | |
| K4840-105GL | 42" x 105" (105cm x 266cm) conf. 10 pz. | lente in vetro antiriflesso |
| K4840-120 | 42" x 120" (108cm x 304cm) conf. 10 pz. | |
| K4840-120GL | 42" x 120" (105cm x 305cm) conf. 10 pz. | lente in vetro antiriflesso |



42" Zeiss MD/CS/11 House Urban with single outside observer tubes


- | | |
|----------|--|
| K4843-62 | 42" x 64" (108cm x 162cm) conf. 20 pz. |
|----------|--|



54" Zeiss MD/CS/11 with mono/stereo observer tubes


- | | | |
|-------------|---|---|
| K4850-62 | 54" x 64" (135cm x 162cm) conf. 20 pz. | |
| K4850-64GL | 54" x 64" (135cm x 162cm) conf. 10 pz. | lente in vetro antiriflesso |
| K4850-90 | 54" x 105" (135cm x 266cm) conf. 10 pz. | |
| K4850-105GL | 54" x 105" (135cm x 266cm) conf. 10 pz. | lente in vetro antiriflesso |
| K4850-120 | 54" x 120" (135cm x 304cm) conf. 10 pz. | |
| K4850-120GL | 54" x 120" (135cm x 300cm) conf. 10 pz. | lente in vetro antiriflesso |
| K4850-154GL | 54" x 154" (135cm x 391cm) conf. 10 pz. | lente in vetro antiriflesso |

Coperture per Zeiss OPMI 1/6/7 - lente ø 48mm




20" Zeiss OPMI 1/6/7 without outside observer tubes

K4920-62 20" x 64" (50cm x 162cm) conf. 20 pz.
K4920-90 20" x 90" (50cm x 228cm) conf. 10 pz.




42" Zeiss OPMI 1/6/7 without outside observer tubes

K4940-62 42" x 64" (108cm x 162cm) conf. 20 pz.
K4940-90 42" x 105" (108cm x 266cm) conf. 10 pz.
K4940-120 42" x 120" (108cm x 304cm) conf. 10 pz.




42" Zeiss House Urban with outside observer tubes

K4943-62 42" x 64" (108cm x 162cm) conf. 20 pz.



42" Zeiss OPMI 1/6/7 without outside observer tubes & two external illuminators


K4945-62 42" x 64" (108cm x 162cm) conf. 20 pz.



54" Zeiss OPMI 1/6/7 with mono/stereo observer tubes


K4950-62 54" x 64" (135cm x 162cm) conf. 20 pz.
K4950-90 54" x 105" (135cm x 266cm) conf. 10 pz.
K4950-120 54" x 120" (135cm x 304cm) conf. 10 pz.

Coperture per microscopi Leica - lente ø 68mm




20" Leica without outside observer tubes

K5920-62 20" x 62" (50cm x 157cm) conf. 20 pz.
K5920-90 20" x 105" (50cm x 266cm) conf. 10 pz.




42" Leica with outside observer tubes

K5940-62 42" x 64" (108cm x 162cm) conf. 20 pz.
K5940-64GL 42" x 64" (105cm x 162cm) conf. 10 pz. [lente in vetro antiriflesso](#)
K5940-90 42" x 105" (108cm x 266cm) conf. 10 pz.
K5940-105GL 42" x 105" (105cm x 266cm) conf. 10 pz. [lente in vetro antiriflesso](#)
K5940-120 42" x 120" (108cm x 304cm) conf. 10 pz.
K5940-120GL 42" x 120" (105cm x 305cm) 10 units box [lente in vetro antiriflesso](#)



42" Leica with mono or stereo observer tubes - Offset lens

K5943-120 42" x 120" (108cm x 304cm) 10 units box




54" Leica with mono or stereo observer tubes

K5950-62 54" x 64" (135cm x 162cm) conf. 10 pz.
K5950-64GL 54" x 64" (135cm x 162cm) conf. 10 pz. [lente in vetro antiriflesso](#)
K5950-90 54" x 105" (135cm x 266cm) conf. 10 pz.
K5950-105GL 54" x 105" (135cm x 266cm) conf. 10 pz. [lente in vetro antiriflesso](#)
K5950-120 54" x 120" (135cm x 304cm) conf. 10 pz.
K5950-120GL 54" x 120" (135cm x 300cm) conf. 10 pz. [lente in vetro antiriflesso](#)


COPERTURE STERILI PER MICROSCOPI CHIRURGICI

Coperture per microscopi Leica - lente $\varnothing$ 68mm




54" Leica with mono or stereo observer tubes - External illuminators

K5953-62 54" x 64" (135cm x 162cm) conf. 20 pz.
K5953-90 54" x 105" (135cm x 266cm) conf. 10 pz.



54" Leica with mono or stereo observer tubes - Model 680


KMTI-680 54" x 154" (135cm x 391cm) conf. 10 pz.



54" Leica with mono or stereo observer tubes - Model 840


KM-840-62 54" x 64" (135cm x 162cm) conf. 10 pz.
KM-840-90 54" x 105" (135cm x 266cm) conf. 10 pz.

Coperture per microscopi/laser/videocamera




Copertura per microscopio Zeiss e braccio laser - 2 pezzi separati

K8902-120 42" x 120" (108cm x 304cm) 2 pezzi, conf. 10 pz.



Copertura per microscopio Zeiss con braccio laser attaccato


K8903-120 42" x 120" (108cm x 304cm) pezzo unico, conf. 10 pz.



Laser Video Camera drapes / coperture tubolari telescopiche


K8900-96 6" x 96" (15cm x 243cm) Poly with Snapoff End / **terminale a strappo** conf. 25 pz.
K8901-96 6" x 96" (15cm x 243cm) Poly with Elastic End / **terminale elastico** conf. 25 pz.
K8904-96 9" x 96" (22cm x 243cm) Poly with Elastic End / **terminale elastico** conf. 25 pz.
K8905-96 9" x 96" (22cm x 243cm) Poly with Snapoff End / **terminale a strappo** conf. 25 pz.
K8906-96 9" x 96" (22cm x 243cm) con chiusura ermetica che permette un facile scambio delle ottiche conf. 20 pz.

Coperture per accessori apparecchiature




K9415-25 14" x 30" (35cm x 75cm)
copertura tastiera conf. 25 pz.
K9926-NS 20" x 30" (50cm x 76cm)
copertura comando a pedali non sterile con chiusura a laccio conf. 50 pz.
K9965-NS 20" x 62" (50cm x 157cm)
copertura bombola non sterile conf. 40 pz.
K4746-20 85" x 126" (216cm x 320cm)
telo separazione anestesia conf. 20 pz.

Coperture Braccio "C"



Coperture Mini Braccio "C"


K4337-20	54" x 84" (135cm x 213cm) conf. 20 pz.
K4338-20	42" x 60" (105cm x 152cm) conf. 20 pz.
K4339-20	54" x 60" (135cm x 152cm) conf. 20 pz.



Cuffia

con elastico per copertura testa braccio a C. Conf. 20 pz. sterili.


cod. K9962-20	cm 90x75
cod. K9962-30	cm 100x100
cod. K9994-20	cm 90x55



Copertura totale braccio "C"

cod. K9951-10	cm 150 x 260 conf. 10 pz.
---------------	---------------------------

Coperture per cassette X-Ray



X-Ray Cassette Drapes / coperture per cassette X-Ray

K9954-50	24" x 24" (60cm x 60cm) con chiusura adesiva conf. 50 pz.
K9955-50	20" x 40" (50cm x 101cm) con chiusura ripiegata conf. 50 pz.
K9956-50	24" x 24" (60cm x 60cm) con cuffia di chiusura conf. 50 pz.

Teli assorbenti per pavimento

Ad alto assorbimento. Disponibili in foglio od in rotolo. Misure personalizzate.

Coperture monouso per vasche parto

Realizzate custom a seconda della dimensione della vasca. Sono in materiale elastico che con la pressione dell'acqua ben si conforma ed aderisce a tutta la superficie della vasca. Sono estremamente pratiche perché evitano la pulizia e la disinfezione post partum della vasca e garantiscono la massima igiene. Drastica riduzione dei tempi di mancato utilizzo della vasca tra un parto e l'altro.

Per ordinare un campione basta inviare le dimensioni della vasca.

Coperture per tavolo operatorio


Con bordi elasticizzati di facile applicazione. Misure personalizzate. Garantiscono la massima igiene tra un intervento e l'altro.

STRUMENTARIO E KIT MONOUSO




Pinzetta anatomica

monouso,
lunghezza 10,5 cm
cod. **KIMS101**
conf. 200 pz. **sterili**



Pinzetta chirurgica

monouso con anima in metallo,
lunghezza cm 13
cod. **KIMS103**
conf. 200 pz. **sterili**



Pinzetta con punto ad anello

monouso, lunghezza
cm 12
cod. **KIMS102**
conf. 200 pz. **sterili**




Forbici monouso

- **punta acuta**
cm 12
cod. **KIMS106**
conf. 200 pz. **sterili**



- **punta smussa**
cm 12
cod. **KIMS107**
conf. 200 pz. **sterili**



Forbice Littauer

monouso, lunghezza cm 12.
Utilizzata per rimuovere i fili di
sutura.
cod. **KIMS108**
conf. 200 pz. **sterili**



Leva Suture

punta metallica
cod. **KMTK0007**
conf. 200 pz. **sterile**

KIT STERILI



Kit rimozione sutura, sterile,

composizione:
- 1 pinza anatomica punta fini
- 1 forbice Littauer
- 1 garza 8 strati di cotone cm 5x5.

cod. **K 122** conf. 250 pz.



Portaghi

monouso, cm 11,5
cod. **KIMS110**
conf. 200 pz. **sterili**

Stringitubo

cm 11
cod. **KIMS104**
conf. 200 pz.
cod. **KIMS105**
conf. 200 pz.

non sterili

sterili



Kit cateterismo vescicale


composizione:
- 4 guanti lattice
- 1 siringa 10cc acqua depurata
- 1 telo 2 strati cm 33x48
- 1 pinza ad anelli
- 5 tamponi rotondi diam. 10 mm
- 1 disinfettante A.I.C. monodose 25 ml
- 1 telo 2 strati cm 33x48 con foro.

cod. **K123** conf. 100 pz. sterili

**È disponibile
una vasta gamma
di strumenti monouso
totalmente in metallo.**

**KIT PERSONALIZZATI
realizzati secondo
le Vostre esigenze**

**interpellateci!
0422 821312**




PINZA ANATOMICA KELLY

**monouso autobloccante
realizzata in plastica cm 22**

Molto pratica per manipolare facilmente i batuffoli di cotone e garze durante le medicazioni. Provista di una cerniera autobloccante che trattiene il tampone senza l'ausilio delle mani. Lunghezza cm 22, confezione da 25 pezzi **sterili**.

cod. **KMTK0014**



TIRAPALLE o PINZA DI POZZI

Monouso, **sterile**, con chiusura a cremagliera e perni di allineamento. Per procedure ginecologiche in cui è richiesta una presa energica del collo dell'utero. Lunghezza cm 25, confezione da 25 pezzi **sterili**.

cod. **KMG53** conf. 25 pz. sterili



PINZA ANATOMICA MONOUSO in plastica cm 25

Utilizzata per trattenere batuffoli e garze di cotone durante le medicazioni. La sua lunghezza ne favorisce l'uso nelle procedure ginecologiche. Lunghezza cm 25, **sterile**.

cod. **KMG51** conf. da 25 pezzi




KIT per inserzione della spirale

confezione **sterile** contenente:

- pinza di Pozzi
- pinza di Cherron
- una forbice tagliafilari

Tutti gli strumenti sono lunghi cm 22.

cod. **K01.133** cartone **10 kits**



PINZA DI CHERRON

monouso **sterile**

cod. **K01.150** conf. 25 pz.



Endocell™

Sonda per prelievo endometriale **“Top quality”**.

- Giusta flessibilità che facilita l'inserzione
- Eccellente aspirazione, grazie al pistoncino munito di anellino elastometrico, che sigilla il pistone
- Marcatura numerata per garantire sicurezza e precisione
- Non traumatica e minor fastidio per la paziente
- Diametro esterno 3,1 mm
- **Sterile**

cod. **K9080135** confezione di prova 5 pz.

cod. **K908013** conf. 20 pz.

cod. **K908013E** conf. 200 pz.



Papette™

“Top quality”

Innovativo spazzolino per **prelievo cervicale, endo ed esocervicale simultaneo!**

- Riduce drasticamente il rischio di falsi negativi.
- Semplifica il lavoro del medico (raccolta simultanea delle cellule ecto ed endocervicali)
- Le setole sintetiche in LPDE, sono soffici, delicate e trattate con un agente che ne favorisce lo scorrimento
- Ridotta possibilità di sanguinamento
- Raccolta di un ampio campione
- non sterili

cod. **K02.129** conf. 100 pz.

**Migliori risultati!
Maggior delicatezza!**



Kit catetere WORD

Utilizzato per trattare gli ascessi della ghiandola di Bartolini.

Kit composto da:

- N.1 bisturi monouso
- n.1 siringa con ago da 3ml.
- N.1 catetere Word in silicone

cod. **KWC-400** Confezione 6 pezzi


Descrizione della procedura.

La procedura consiste nel fare un'incisione sulla parete esterna della cisti per asciugare l'ascesso, quindi va inserito il catetere sgonfio all'interno della stessa incisione. Utilizzando la siringa si gonfia il catetere con soluzione salina in modo che si gonfi all'interno della cavità della cisti. Quindi si rimuove la siringa e si lascia il catetere con la soluzione salina all'interno dell'ascesso.


Una volta avvenuta l'epitelializzazione, il catetere verrà rimosso dalla cisti. A questo punto l'ascesso si ridurrà e rimarginerà completamente permettendo alla ghiandola di Bartolini di funzionare regolarmente.

Catetere

Ideale per **isterosalpingografia** ed **isterosonografia**, della miglior qualità.



Cateteri per isterosonografia e isterosonoalpingografia realizzati in ottimo materiale latex free con palloncino in silicone. Completati di siringa pre-collegata, rubinetto di chiusura sul circuito di insufflazione e clamp di serraggio sulla linea di iniezione del mezzo di contrasto. Lunghezza cm 34. Disponibile in 2 versioni: rigido e flessibile. **Sterile**



cod. **KBA05F** **5FR** lungh. 34 cm rigido

conf. 10 pz.

cod. **KBA07F** **7FR** lungh. 34 cm rigido

conf. 10 pz.

cod. **KBA051F** **5FR** lungh. 34 cm flessibile

conf. 10 pz.

cod. **KBA071F** **7FR** lungh. 34 cm flessibile

conf. 10 pz.

cod. **KBA-001** Stiletto per catetere

conf. 10 pz.

NEW



Manipolatore Uterino **sterile**

Può essere utilizzato negli interventi in laparoscopia nelle occlusioni delle tuba, nella diagnostica laparoscopica, nella minilaparatomia e nella salpingoplastica. La forma a "pera" del palloncino facilita la presa e aderisce meglio alle pareti uterine.

La ridotta sezione della cannula permette una facile introduzione.

cod. **KUMI-4.5** conf. 12 pz.

GYN & PUSH




NEW



Innovativa pinza monouso **sterile** per biopsia cervicale.

Molto precisa ed efficace, soddisfa pienamente le necessità del medico. Si utilizza come una siringa; è dotata di un pratico specillo per la rimozione del campione.



conf. 25 pz. cod. **K01.390** **sterile**

INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL PROFESSIONISTA

NEW



Speculum di Collin

monouso **sterile**
con aspirazione dei fumi utilizzato per
trattamenti chirurgici, diametro 33 mm
lunghezza 115 mm
cod. **K01.035** conf. da 50 pezzi



Speculum di Collin

monouso **sterile**
ideale per isterosalpingografia

misura piccola $\varnothing$ 27 mm, lunghezza
106 mm

cod. **K01.005** conf. 100 pz.

misura media $\varnothing$ 33 mm, lunghezza
115 mm

cod. **K01.006** conf. 100 pz.

NEW



Amnioscopio monouso

Caratteristiche:

- Il disegno dell'estremità prossimale dell'amnioscopio monouso DORMO evita eventuali lesioni dei bordi del collo dell'utero o della membrana amniotica.
- Di facile introduzione in quanto le pareti esterne sono scivolose.
- Pareti interne con finitura opaca antiriflessi.
- Non attenua il colore del liquido amniotico.
- Il suo utilizzo evita il rischio di contrarre malattie infettive (AIDS, Epatite B, Epatite C, malattie veneree, ecc.).
- Valido per un solo uso.
- Sterilizzato ad ossido di etilene.


CODICE	MISURA	CONFEZIONE
KA-9	Mini	50 pezzi in busta singola
KA-13	Small	50 pezzi in busta singola
KA-17	Medium	50 pezzi in busta singola
KA-21	Large	50 pezzi in busta singola



Sorgente di luce tascabile

Realizzata appositamente per
essere utilizzata con speculum
vaginali ed anoscopi. Completa
di cavo lungo cm 80.
Funzionamento a batterie.

cod. **KAW32600** 1 pz.



Localizzatore del collo dell'utero


sterile. Dilatatore cervicale monouso
realizzato in polietilene medicale.
Lunghezza totale mm 215, punta
conica rastremata lungh. mm 23 con
diametro crescente da mm 1,75 a 3,8.
La punta è modellabile.

cod. **K0S265BA1** conf. 50 pezzi

Iniettore uterino per isterosalpingografia con catetere rigido

NEW

Utilizzato per l'iniezione di mezzi di contrasto nelle procedure di isterosalpingografia. Completo di introduttore rigido con fermo scorrevole, catetere radiopaco a 2 lumi con palloncino ovale latex free da 2,5 cc per il fissaggio ottimale del catetere e rubinetto di serraggio del circuito. Linea di iniezione del mezzo di contrasto dotata di raccordo luer femmina per siringa.



diam. mm. 2
cod. **KUI2.0** conf. 10 pz.



diam. mm. 4,5 (modello
senza rubinetto sulla linea di
iniezione del mezzo di
contrasto)
cod. **KUI4.0** conf. 10 pz.

Doppler fetale SRF18E



NEW

- registrazione del battito fetale dalla decima settimana di gravidanza fino al parto
- sonda "waterproof" per parto in acqua
- display LCD
- altoparlante incorporato
- selezione potenza 4,5V e 3,6V
- spegnimento automatico dopo 2 minuti di assenza segnale
- cancellazione automatica di rilevazioni errate della frequenza
- indicazione di carica batteria

Allarmi:

- allarme visibile e sonoro di FHR anormale
- limite superiore 160 BPM - limite inferiore 120 BPM
- tempo di attivazione allarme inferiore a 3 secondi dalla rilevazione anormale

cod. **KSRF618E** 1 pezzo

Monitor fetale



Compatto e affidabile viene utilizzato per determinare la salute del feto ed eventuali problemi, attraverso la registrazione continua del battito cardiaco fetale. Sviluppato per gravidanze ad alto rischio può essere utilizzato anche per il monitoraggio di gravidanze normali.

Caratteristiche:

- battito cardiaco FHR
- sonda per contrazioni uterine TOCO
- bottone per movimenti fetali FM
- impermeabile, sonde idonee per parto in acqua
- display a led
- allarme mal posizionamento sonda ed anomalie FHR
- con stampante termica
- possibilità di collegamento in rete
- portatile, compatto, può essere appeso a parete o messo su tavolino

NEW

cod. **KSRF618B**

iTouch Sure



NEW

I TOUCH SURE è indicato nei programmi di riabilitazione dei muscoli del pavimento pelvico dopo la gravidanza.


- 4 programmi
- facilità di utilizzo
- possibilità di sospendere il programma in uso
- 2 canali
- memoria
- blocco tastiera
- semplicità d'uso anche per il paziente
- nuovo elettrodo Liberty
- include: 2 batterie e 1 custodia

Utilizza programmi di elettroterapia scientificamente riconosciuti per risolvere i problemi di incontinenza

cod. **KAP-11Z**

Colposcopi

WALLACH®



A New Light On
Colposcopy

TriScope con Trulight

La soluzione per una visione diretta del campo e per la massima libertà di movimento durante gli esami. Ecco alcuni ottimi motivi per scegliere TriScope:

- Gruppo ottico sospeso con il braccio brevettato Wallach o a stativo
- Sorgente di luce fredda Trulight a LED per la massima luminosità e fedeltà cromatica
- Tre ingrandimenti 8x, 13x, 21x
- Ottiche di qualità superlativa e ottima profondità di campo o ottiche NIKON
- Separatori di fascio ottico integrati
- Predisposto per video camera
- Predisposto per oculari osservatore

Cod. **K906150T-5** con braccio sospeso
Distanza di lavoro 300 mm
Campo da 23.4 a 9.4 mm
Angolo di visione a 50°
Distanza interpup. 54/80mm

Cod. **K906152T-5** con braccio sospeso a 5 ingrandimenti
4x 6x 10x 16x 25x
Campo da 55.8 a 8.9 mm

ZoomScope con Trulight

modello ideale per **chirurgia**

- Fornito con maniglie sterilizzabili
- Comando a pedale (optional) permette di avere le mani libere
- Ottiche NIKON
- Ingrandimenti a zoom continuo da 4.5x a 20x
- Fornibile con videocamera e sistema di archivio immagini
- Angolo di visione a 30° per una posizione più naturale della testa

Cod. **K906043-SP-3** con braccio sospeso
Distanza di lavoro 285 mm
Campo da 51.95 a 12 mm
Angolo di visione a 30°
Distanza interpup. 54/75 mm

Nuova linea di colposcopi a luce led (4 diodi bianchi ed uno verde)

- Garanzia **7 anni**
- Consumo di soli 12W contro i 120 dei modelli alogeni
- Diodi di lunga durata (20.000 ore), non sarà più necessario sostituire la lampadina
- I diodi di color bianco emettono una luce tra i 5.000/6.000°k, **molto simile a quella solare**, permettendo una visione più definita
- La luce centrale emessa è di color verde e viene attivata con un semplice tocco sull'interruttore, si ottiene così una visione di miglior qualità della struttura vascolare



ColpoStar 1H

il modello di accesso alla tecnologia Wallach. Affidabilità, alta qualità e semplicità d'uso Colpostar offre al vostro lavoro quotidiano:

- Ingrandimento fisso 12x
- Distanza di lavoro 300 mm.
- Ottiche stereo di precisione senza distorsione
- Ampio campo visivo
- Brillante luce alogena regolabile con fibra ottica
- Ottima profondità di campo
- Regolazioni micrometriche
- Filtro verde inseribile
- Stativo centrale regolabile in altezza, su ruote
- Assenza di manutenzione

Cod. **K906135**

Entrambi i modelli sono fornibili sia con base normale, sia con braccio sospeso che permette una migliore manovrabilità


Strumenti isolati per elettrochirurgia sterilizzabili in autoclave



GELPI retrattore
Cod. K 130-140




RIGBY retrattore
Cod. K 130-150



SCHROEDER tenaculum
Cod. K 130-160



Retrattore laterale
Cod. K 130-120



Speculum di KOGAN



Cod. K 130-133



Cod. K 130-134



Cod. K 130-135

Strumenti isolati per elettrochirurgia sterilizzabili in autoclave



GRAVES speculum
con aspirazione di fumi
Cod. **K130-100** grande
Cod. **K130-102** medio
Cod. **K130-103** piccolo



COLLIN speculum
con aspirazione di fumi
Cod. **K130-111** grande
Cod. **K130-112** medio
Cod. **K130-113** piccolo



CUSCO speculum
senza aspirazione
Cod. **K130-108** grande
Cod. **K130-109** medio
Cod. **K130-110** piccolo






Retrattore laterale
apertura larga
Cod. **K130-122**


Strumenti isolati per elettrochirurgia sterilizzabili in autoclave




CAMPION forceps
Cod. K 130-168



TENACULUM (24 cm)
Cod. K 130-162



PINZA ad anelli (22 cm)
Cod. K 130-165



UNCINO DIRITTO (25 cm)
Cod. K 130-176



UNCINO DOPPIA PUNTA (25 cm)
Cod. K 130-178



UNCINO TRIPLA PUNTA (25 cm)
Cod. K 130-179



PINZETTA ANATOMICA (21 cm)
Cod. K 130-180



UNCINO
Cod. K 130-175



UNCINO
Cod. K 130-170

Disponibili anche in trattamento speciale per chirurgia laser



cod. **KRZ-660-101** Manipolatore uterino VALTCHEV



cod. **KRZ-660-111** Adattatore ø 8 x 80mm



cod. **KRZ-660-112** Adattatore ø 10 x 100mm



cod. **KRZ-660-113** Adattatore ø 3 x 45mm



cod. **KRZ-660-114** Adattatore ø 3 x 55mm



cod. **KRZ-660-115** Adattatore ø 3,2 x 34mm



cod. **KRZ-660-116** Adattatore ø 3,2 x 45mm

Pinza per mioma




cod. **KRZ-755-007** Pinza da presa per mioma, morso 7 mm, lunghezza 33 cm

cod. **KRZ-755-011** Pinza da presa per mioma, morso 11 mm, lunghezza 33 cm

cod. **KRZ-755-017** Pinza da presa per mioma, morso 17 mm, lunghezza 33 cm

MANIPOLATORI UTERINI



Strumento completo
di 8 punte, 3 spugne
di chiusura, un cono
30 x 50 mm

cod. **K587-100-00**



Spugna di chiusura, conf. 25 pz.

cod. **K587-100-50**

Cono



Punte

cod. **K587-110-02** 20 mm

cod. **K587-110-04** 40 mm

cod. **K587-110-05** 50 mm

cod. **K587-110-06** 60 mm


cod. **K587-110-07** 70 mm

cod. **K587-110-08** 80 mm

cod. **K587-110-10** 100 mm

cod. **K587-110-11** 110 mm

cod. **K587-110-00** Set 8 punte




cod. **K587-108-01** small 20 x 50 mm

cod. **K587-108-02** medium 25 x 50 mm

cod. **K587-108-03** large 30 x 50 mm

**QUALITÀ
TEDESCA**




Strumento completo di 6 punte

cod. **K587-060-00**

Obturator uterini


Ø 8 mm 80 mm
Ø 10 mm 100 mm



cod. **K587-061-08** Ø 8 mm 80 mm

cod. **K587-061-10** Ø 10 mm 100 mm

Ø 3 mm 45 mm
Ø 3 mm 55 mm



cod. **K587-063-45** Ø 3 mm 45 mm

cod. **K587-063-55** Ø 3 mm 55 mm

Ø 3,3 mm 60 mm
Ø 3,3 mm 70 mm



cod. **K587-064-60** Ø 3,3 mm 60 mm


cod. **K587-064-70** Ø 3,3 mm 70 mm

ISTEROSCOPIO diagnostico e per biopsia

atraumatico, di produzione tedesca, adatto ad ottiche di $\varnothing$ 2,7 o $\varnothing$ 2,9 mm 30°, con canale operativo

guaina a forma di goccia

Schaftform
hape of sheath



camicia operativa esterna $\varnothing$ 5,9 x 4,6 mm lunghezza 173 mm
camicia operativa interna $\varnothing$ 5,3 x 3,2 mm lunghezza 187 mm FR5

La speciale forma di questo isteroscopio e le sue dimensioni, ne permettono l'inserzione nel canale cervicale senza dilatazione od anestesia (in alcuni casi è necessaria solamente un'anestesia locale).


cod. **K584-084-05** camicia esterna
cod. **K584-082-15** camicia interna
cod. **KMG584C** completo
OTTURATORE per protezione camicia
cod. **KMG584T**

OTTICA AUTOCLAVABILE

cod. **K589-727-30**


cod. **K589-729-30**

30°	302 mm	$\varnothing$ 2,7 mm
30°	302 mm	$\varnothing$ 2,9 mm




STRUMENTI semirigidi riutilizzabili con l'isteroscopio diagnostico

lunghezza 340 mm,
smontabili per pulizia e sterilizzazione



Pinza per biopsia
L 340 mm $\varnothing$ 1,6 mm **5FR**
cod. **K583-052-16-34**
L 340 mm $\varnothing$ 2,3 mm **7FR**
cod. **K583-052-23-34**




Pinza per biopsia
L 340 mm $\varnothing$ 1,6 mm **5FR**
cod. **K583-012-16-34**
L 340 mm $\varnothing$ 2,1 mm **6FR**
cod. **K583-012-21-34**



Forbice con movimento singolo (ovale)
L 340 mm $\varnothing$ 2,1 mm **6FR**
cod. **K583-022-21-34**



Forbice ad uncino
L 340 mm $\varnothing$ 2,3 mm **7FR**
cod. **K583-032-23-34**



a palla

ad ago


Elettrodi flessibili lunghezza 530 mm
KRZ- 370-005 1,6 mm
KRZ- 370-007 2,3 mm
KRZ- 371-005 1,6 mm
KRZ- 371-007 2,3 mm

MINI ISTEROSCOPIO DIAGNOSTICO

sottilissimo

composto da ottica flessibile, autoclavabile 0°, di soli 2 mm $\varnothing$ e da camicia esterna di soli 3 mm $\varnothing$. Uno strumento esclusivo per una diagnosi in isteroscopia. La camera è dotata di aperture sulla punta per facilitare una buona irrigazione.

cod. **KRZ- 720-050**



ottica e camera si integrano con un veloce sistema di chiusura

Adattabile a tutte le principali fonti di luce. Se Vi serve una fonte di luce, un insufflatore, una pompa, ecc. interpellateci!

E' disponibile un'ampia gamma di resettoscopi e strumenti per chirurgia laparoscopica

Sistema multifunzione per isteroscopia ambulatoriale



MADE IN GERMANY

Questo evoluto sistema racchiude in uno spazio compatto i seguenti componenti:

- sorgente di luce fredda xenon 5.500 °K, 24 o 50 W
- telecamera sensore di immagine sony, controllo del bianco, effetto anti-Moiree
- sistema di archiviazione USB
- monitor TFT 10,4", risoluzione 800x600

La soluzione ideale per la documentazione video ambulatoriale che offre massima facilità d'uso eccellente rapporto qualità/prezzo e design moderno



Video System
CCD-Sensor:

Video Resolution
Shutter Range
Sensitivity
Video Outputs
Lamp

Monitor
Archiving system
Power Supply

Dimensions (WxHxD)
Weight

Class
Manufactured and tested acc.

PAL / NTSC
PAL 440.000 pixel 752 (H) x 582 (V)
NTSC 380.000 pixel 768 (H) x 494 (V)
470 TV-lines

1/50 sec - 1/100.000 sec
0,9 Lux (f:1,4)

1 x BNC

XE30-EcoX-TFT/USB

XENON metal halide short arc lamp, 24 Watt

5.500 °K colour temperature

XE50-EcoX-TFT/USB

XENON metal halide short arc Lamp, 50 Watt

5.500 °K colour temperature

10,4" TFT with 800 x 600 dots resolution

USB-Stick

90 VAC - 260 VAC

50 - 60 Hz

294 x 95 x 250 mm

CCU: 6 kg

Camera head: 65 g

1

IEC 601-1 /

EN 60601-1

93/42 ECC

Cod. **KE30-ECOX**

versione a 24W

Cod. **KE50-ECOX**

versione a 50W

Applicatore di anelli per sterilizzazione tubale

GARANZIA
10
anni




KRZ-100-120

Ring Applicator for Tubal Sterilisation, **for single puncture** – for use with Operating Laparoscopes with $\varnothing$ 6 mm instrument channels (300-099-006 and 300-099-106). A knurled screw is fixing the Ring Applicator securely to the telescope.

KRZ-100-122

Ring Applicator for Tubal Sterilisation, **for second puncture** – for use with Trocar sleeves $\varnothing$ 7.0 mm



KRZ-100-124

Plastic Rings, package of 50 pieces, autoclavable

KRZ-100-126

Plastic Rings, sterile package of 2 pieces




Il **"RINGS APPLICATORS"** è adatto alla tecnica con singola o doppia incisione.

Il nuovo e sicuro meccanismo brevettato, permette l'utilizzo di uno o 2 anelli.

Lo strumento è smontabile per permettere un'accurata pulizia ed una migliore sterilizzazione in autoclave.

A richiesta è disponibile un'ampio catalogo di strumenti per chirurgia laparoscopica






Un sistema innovativo e pratico di crioterapia

Il primo sistema che permette un contatto continuo con la pelle a -89°C

Vantaggi:

- semplice e sicuro da usare
- estremamente preciso
- si utilizza come una penna
- utilizzabile per la maggior parte delle patologie della pelle
- nessuna distruzione delle funzioni biologiche e di struttura
- eccellente effetto cosmetico



è un sistema di crio-chirurgia molto preciso che utilizza N_2O liquido.

- adatto per la rimozione della maggior parte di lesioni della pelle come: verruche, porri, lentiggini, papillomi, carcinomi, condilomi, ecc.
- pratico e semplice da usare: si impugna come una penna e con la pressione del dito si attiva la valvola di dosaggio del raffreddante, che ha una temperatura costante di -89°C
- leggero e poco ingombrante, può essere portato nelle visite domiciliari senza alcun problema
- basso costo di gestione: con una cartuccia di 16g N_2O , di qualità medica, si possono trattare numerose lesioni e diversi pazienti.

Tutte le punte sono in vetroceramica per ottimizzare la trasmissione del freddo senza dispersioni e senza raffreddamento esterno che potrebbe causare involontarie ustioni. Sono sterilizzabili in autoclave.

- le cartucce si attivano avvitandole su CRYOALFA e possono essere conservate a temperatura ambiente max 30°C .



CRYOALFA LUX

possibilità di facile cambio punta. Punta in dotazione standard. Utilizza una nuova cartuccia dotata di valvola che ne permette la rimozione evitando qualsiasi dispersione.

cod. **KIMS409**

cod. **KIMS412L**

Punta dermatologica da 4.

cod. **KIMS413L**

Punta ginecologica lunga 13 cm.

cod. **KIMS414L**

Confezione da 4 cartucce da 16 gr. con valvola

cod. **KIMS415L**

Confezione da 4 cartucce da 25 gr. con valvola



CRYOALFA PERFECT,

senza possibilità di cambio punta. Ideale per piccole verruche, porri, lentiggini.

Monta punta da 2 mm.

cod. **KIMS410**




CRYOALFA PRO, con

possibilità di facile cambio punta. Punta in dotazione da 2 mm.

cod. **KIMS411**



KIMS412



KIMS413

cod. **KIMS412**

Punta dermatologica da 4,5 mm. x 2 cm.

cod. **KIMS413**

Punta ginecologica da 4,5 mm x 13 cm.

cod. **KIMS414**

Confezione da 4 cartucce da 16 gr.

cod. **KIMS415**

Confezione da 4 cartucce da 25 gr.

cod. **KIMS414B**

Scatola per sterilizzazione in autoclave (può contenere 8 punte)



Nuova
impugnatura
ergonomica

ULTRA Freeze

Sistema di criochirurgia, ricaricabile, ad azoto liquido.

Nuovo sistema con impugnatura che permette un perfetto controllo del flusso.

- Punta con attacco Luerlock, facilmente intercambiabili.
- Contenitore da 1/2 litro
- Facilmente impugnabile
- Preciso e facile controllo dell'erogazione grazie alla nuova impugnatura.

cod. **K900076** completo di 4 punte normali

Punte lunghe cm 7

isolate sullo stelo per evitare involontarie ustioni (set 4 pz.)


cod. **K900103**

Basamento

per bombola e punte

cod. **K900112**

AIR LIQUID fornisce l'azoto liquido ai medici, in tutta Italia. Provvederemo direttamente noi a farVi contattare.



AccuShield

Mascherina in plastica con 6 aperture coniche di diverso diametro, per favorire l'erogazione dell'azoto in una precisa area.

cod. **K900108**

Punta speciale dermatologica

Questa punta speciale è cieca. Si utilizza per contatto diretto con la superficie da trattare. L'azoto liquido raffredda la punta e fuoriesce attraverso il tubicino. Viene utilizzata per angiomi, lentiggini, iperplasia sebacea, piccole verruche e lesioni vicine agli occhi o nell'orecchio. Questa punta, come le altre, si monta facilmente grazie all'attacco Luer Lock. In 45 secondi di lavoro può raggiungere una temperatura di -130°C . La parte centrale della punta è isolata per evitare accidentali ustioni. Lunghezza punta 65 mm.



cod. **K900090** $\varnothing$ 2 mm
cod. **K900092** $\varnothing$ 5 mm

Kit dermo:

- Ultra Freeze con 4 punte normali con foro di diverso diametro
 - Basamento
 - AccuShield
- cod. **KIMS411R**

Kit ginecologico:


- Ultra Freeze con 4 punte normali con foro di diverso diametro (16, 18, 20, 22 G)
 - Basamento
 - Bombola con erogatore
 - 4 punte lunghe 7,5 cm, con apertura 14 G e gambo isolato
- cod. **KIMS411W**



cod. **KPRE32013** box 100 pz.

Aghi per mesoterapia e microiniezioni

- ideale in campo dermatologico/ chirurgico plastico per trattamenti con botulino, scleroterapia, anestesia locale
- bassissima traumaticità
- ottima affilatura
- connettore luer lock
- codice colore
- disponibile in diverse misure 27G, 30G, 32G
- lunghezza 13 mm
- fornito in blister singolo monouso
- marchio CE 0499



Sono disponibili anche le seguenti misure:

cod. **KPRE-33013** 33Gx13mm box 100 pz.
cod. **KPRE-31013** 30Gx6mm box 100 pz.

dermLite® dermoscopi a led

dermLite®
DL100



- Polarizzazione incrociata, esente da abbagli epiluminescenza "a secco", senza l'uso di olii ingrandimento di qualità 10x grazie alle lenti Hastings Triplet.
- Luce bianca naturale con 8 diodi LED.
- Batteria sostituibile al litio per 1.200 esami.

dermLite DL100

cod. **KDCP01**

Batterie di ricambio
cod. **KDCP01L**

dermLite® DL1



- frontale in vetro con scala graduata (10 millimetri)
- diametro lenti 15mm
- ingrandimento 10x
- 8 led
- modalità di luce polarizzata

dermLite 1

cod. **KDCP.....**

dermLite® serie III DL3



- lenti 10x a quattro elementi
- campo visivo diam. 25 mm.
- distanziale rimovibile e sigillato
- scala millimetrata 10 mm.
- nuovi LED, +30% di luminosità
- 21 led a polarizzazione incrociata
- 7 led non polarizzati
- ampia regolazione diottrie -5,5/+7,6
- raccordo integrato per fotocamere digitali
- batteria al litio ricaricabile
- stazione di carica da scrivania

dermLite 3

cod. **KDCP01M**

Richiedeteci una quotazione per una macchina digitale di ultima generazione da abbinare a DermLite

Lumio-
dermLite



Lumio è il nuovo standard nell'esame generale della pelle, con i suoi 40 led ed un ampio campo visivo, permette una visione profonda ed accurata della pelle eliminando i riflessi con la tecnologia brevettata di polarizzazione incrociata. Lumio è lo strumento ideale per esaminare in modo approfondito vene varicose, lesioni pigmentate, follicoli, pediculosi e molto altro

CARATTERISTICHE:

- Polarizzazione incrociata per la visione in profondità
- 40 diodi emittenti luce (LED)
- Lenti con ingrandimento 2x.
- Diametro campo visivo 75 mm.
- Alimentazione con 4 batterie AA al litio (stilo).
- Autonomia di ben 250 esami (30 secondi ad esame).
- Completo di custodia personalizzata in neoprene.

dermLite Lumio

cod. **KDCP01LUM**

Batterie ricambio per Lumio
cod. **KDCP01LUMB**

dermLite
FOTO



L'innovazione che trasforma una fotocamera digitale in un sistema sofisticato di dermoscopia

dermLiteFOTO integra la sofisticata tecnologia della polarizzazione incrociata, realizzata con ben 24 diodi LED a luce bianca, con un elemento composto da quattro lenti ad alta definizione, che creano un sistema unico di microscopio ad epiluminescenza, tale da catturare immagini di lesioni della pelle con chiarezza e dettagli superbi. Oltre a creare un archivio

clinico attraverso il Vs. computer potrete trasmettere le immagini per un consulto o per una teleconferenza.

CARATTERISTICHE:

- compatibile con molte fotocamere (adattatore con ghiera a vite da 37 mm)
- polarizzazione incrociata esente da abbagli
- epiluminescenza "a secco", senza l'uso di olii
- pacco batterie ricaricabili
- ricaricabatterie ad alta efficienza
- compatto e facile da usare

MODELLO:

FOTO

GARANZIA:

5 anni

cod. **KDCP02**

dermLite® serie II

La serie II della linea DermLite introduce ancora una volta importanti novità nella dermatoscopia, costituendo un'ulteriore evoluzione della serie precedente. Ora i DermLite Serie II integrano una ghiera filettata per poter essere raccordati con numerosissime fotocamere digitali presenti sul mercato (modelli attualmente disponibili presenti sul sito www.blife.it nella sezione dermatologia).

I DermLite serie II integrano anche un distanziale retrattile con scala millimetrata e superficie visiva di ben 25 mm di diametro che permette l'uso sia a secco che in immersione.

La batteria integrata ricaricabile offre un'autonomia notevole, ma per non rimanere mai senza energia è possibile ricaricare i DermLite serie II anche attraverso la porta USB di un PC.

dermLite® PRO HR



cod. **KDCP01P2**

- Il dermoscopio più luminoso presente sul mercato.
- Fino a 32 led di luce bianca.
 - Polarizzazione incrociata.
 - Distanziale retrattile.
 - Campo visivo 25 mm.
 - Scala graduata.
 - Raccordo integrato per fotocamere digitali.

dermLite® pro



cod. **KDCP03P**

- Sorgente di luce con 16+16 led.
- Doppia polarizzazione, incrociata e lineare comandabile da un tasto.
- Raccordo integrato per fotocamere digitali.
- Campo visivo 25 mm.
- Scala graduata.
- Distanziale retrattile.

- Massima libertà di scelta tra dermatoscopia a secco e in immersione
- 24 led a polarizzazione incrociata
- 8 led non polarizzati per l'immersione
- raccordo integrato per fotocamere digitali
- distanziale retrattile
- campo visivo 25 mm

dermLite® hybrid



cod. **KDCP01P4**

- Il primo dermoscopio per emiluminescenza a 4 colori.
- 32 led totali (8 blu, 8 rossi, 8 arancio, 8 bianchi).
 - Visualizzazione di diverse caratteristiche delle lesioni grazie ai colori dominanti.
 - Raccordo integrato per fotocamere digitali.
 - Campo visivo 25 mm.
 - Scala graduata.
 - Distanziale retrattile.

dermLite® multi Spectral



cod. **KDCP10**

Caratteristica/Modello	DermLite DL100	DermLite Carbon	DermLite // Pro HR	DermLite // Pro	DermLite // Multi-Spectral	DermLite Hybrid m	DermLite DL3
Diodi emittenti luce (LED)	8 Bianchi	8 Bianchi	32 Bianchi polarizzazione incrociata	2 gruppi di 16 Bianchi	4 gruppi di 8 Bianchi, Blu, Arancio, Rosso	24+8	LED ad alta potenza 21 polarizzati+7non polarizzati
Tipo di polarizzazione	Incrociata permanente	Incrociata/lineare con tasti laterali	Incrociata permanente	Incrociata/Lineare con tasto di attivazione	Incrociata permanente	Incrociata/Non polarizzata	Incrociata/Non polarizzata
Lenti	15mm, 10x	15mm, 10x	25mm, 10x	25mm, 10x	25mm, 10x	25mm, 10x	25mm, 10x con 4 elementi
Batteria	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Ricaricabile Lithium	Ricaricabile Lithium	Ricaricabile Lithium	Ricaricabile Lithium	Ricaricabile Lithium
Adattabilità fotocamere	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Dermoscopia a secco	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Dermoscopia in immersione	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
Visualizzazione superficiale	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Visualizzazione con dominanti di colore	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
Scala graduata mm	NO	NO	10mm	10mm	10mm	SI	10 mm
Corpo	Bianco	Nero	Nero	Nero	Nero	Blu	Nero & Argento
Scatola in metallo esclusiva	NO	SI	SI	SI	SI	SI	Base ricarica scrivania
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
Custodia da cintura	Optional	Similpelle	Vera pelle con chiusura magnetica	Vera pelle con chiusura magnetica	Vera pelle con chiusura magnetica	Similpelle	Vera pelle + laccio di trasporto

Richiedeteci una quotazione per una macchina digitale di ultima generazione da abbinare a DermLite

Grandi novità nella biopsia dermatologica

Punch per biopsia cutanea con innovativa “finestra di visione”




TOP QUALITY

CE
0120



Wittemberg Visipunch® è il nuovo punch per biopsia cutanea inventato dal dermatologo americano Dott. Wittemberg per risolvere i problemi comuni nell'uso di questo strumento di utilizzo quotidiano per tutti i dermatologi. I vantaggi di **Wittemberg Visipunch®**:

- ✓ Consente di verificare i margini di sicurezza attorno la lesione
- ✓ Piena visione della lesione con la finestra integrata
- ✓ Rimozione del campione facilitata e senza danni
- ✓ Esatta percezione della profondità di prelievo
- ✓ Lama ultra tagliente perfettamente circolare
- ✓ E' richiesta una pressione minima per il prelievo
- ✓ Massima perfezione dei margini della sede di prelievo
- ✓ Impugnatura con grip antiscivolo
- ✓ Monouso
- ✓ Confezione singola sterile



Codice	Diam.	Conf. di vendita
KVP2	2	20 pz. sterili
KVP3	3	20 pz. sterili
KVP4	4	20 pz. sterili
KVP5	5	20 pz. sterili
KVP6	6	20 pz. sterili
KVP8	8	20 pz. sterili

Punch per biopsia cutanea con lama ellittica rotante

Elliptipunch® è il nuovo punch a **lama rotante** retrattile per un prelievo cutaneo con bordi ben definiti che grazie alla forma ellittica dell'incisione facilita la sutura e garantisce ottimi risultati estetici soprattutto nelle aree di biopsia con dimensioni maggiori. I vantaggi di **Elliptipunch®**:

- ✓ Lama ultra tagliente ellittica scorrevole
- ✓ Evita i problemi nel suturare una lesione circolare
- ✓ Lama retrattile per la massima sicurezza
- ✓ Massima perfezione dei margini della sede di prelievo
- ✓ Denti di presa per la massima aderenza sulla cute
- ✓ Disegno ergonomico
- ✓ Impugnatura con grip antiscivolo
- ✓ Monouso
- ✓ Confezione singola sterile



	Codice	Dim.	Conf. di vendita
	KEP8	8x20	10 pz. sterili
	KEP10	10x25	10 pz. sterili
	KEP12	12x30	10 pz. sterili



Brewer Curette

Curette in plastica biodegradabili **sterili** monouso, con un sorprendente taglio sottile ed affilato. Hanno una doppia superficie tagliente una da $\varnothing$ 3mm e l'altra da $\varnothing$ 7mm. Ideali per la rimozione di lesioni della pelle in diversi tipi di applicazioni dermatologiche. Con un unico strumento due possibilità d'impiego 3 o 7 mm $\varnothing$.

cod. **IMS266Z** conf. 25 pz.




Biopsia cutanea

punch della migliore qualità, in confezioni da 20 pezzi **sterili**.

- imbustati singolarmente
- tappo in plastica a protezione della lama
- manico in plastica
- diametro indicato sul manico

$\varnothing$ 2 mm	cod. KDP2
$\varnothing$ 3 mm	cod. KDP3
$\varnothing$ 4 mm	cod. KDP4
$\varnothing$ 5 mm	cod. KDP5
$\varnothing$ 6 mm	cod. KDP6
$\varnothing$ 8 mm	cod. KDP8



Curette

Curette per dermatologia con lama in acciaio e manico ergonomico in plastica. Conf. da 20 pezzi **sterili**.

$\varnothing$ 2 mm	cod. KIMS267A
$\varnothing$ 3 mm	cod. KIMS267B
$\varnothing$ 4 mm	cod. KIMS267C
$\varnothing$ 5 mm	cod. KIMS267D
$\varnothing$ 7 mm	cod. KIMS267E

Protezioni oculari monouso

Protezioni oculari per il paziente da utilizzare durante trattamenti dermatologici.



DermAid protezione oculare monouso per trattamenti di microdermoabrasione. Adesiva, latex free ed ipoallergenica. Permette un facile accesso al trattamento di tutte le zone facciali. Facile rimozione.

Cod. **K31-7300** Confezione 50 coppie.



IPLAid protezione oculare monouso per trattamenti con luce pulsata. Può anche essere utilizzata per trattamenti di microdermoabrasione. Adesiva, latex free ed ipoallergenica. Permette un facile accesso al trattamento di tutte le zone facciali. Facile rimozione.

Cod. **K31-9300** Confezione 50 coppie.



LaserAid protezione oculare monouso per trattamenti con laser con lunghezza d'onda 190nm-11000nm. Livello di protezione OD>7@190-11000nm. Adesiva, latex free ed ipoallergenica. Permette un facile accesso al trattamento di tutte le zone facciali. Facile rimozione.

Cod. **K31-8300** Confezione 24 coppie.



Lampada di Wood

- agendo su un interruttore può anche emettere da una estremità un potente fascio di luce bianca
- utilizza normali batterie
- leggera e pratica
- doppia funzione luce ultravioletta e bianca

cod. **KUV59**

**garanzia
5 anni**

**QUALITÀ E PREZZO
SUPER**


- **CARDIOCHIRURGIA**
- **CHIRURGIA TORACICA**
- **NEUROCHIRURGIA**
- **CHIRURGIA PLASTICA**
- **GINECOLOGIA**
- **UROLOGIA**
- **OTORINO**
- **CHIRURGIA GENERALE**
- **MAXILLO FACCIALE**

Linea portaghi in titanio

Misure e stili disponibili

Modelli dotati di blocco a scatto e finitura del morso "Sapphire" per una presa ottimale ed efficace dell'ago. Tutti i modelli hanno il morso lungo mm. 12 e larghezze variabili da 0,4 a 1,2 mm. Il portaghi streamline titanium è disponibile in lunghezze da mm. 180 a mm. 300.

Richiedete la quotazione con i codici di riferimento anche di altri produttori, li converteremo per voi!



Richiedeteci ulteriori informazioni

**Per chi vuole e pretende qualità
Per chi nella sterilizzazione non vuole dubbi**

Container **FILTER**

> in alluminio

- più leggeri
- più delicati
- possibilità di correnti galvaniche
- asciugatura più veloce

> in acciaio


- più pesanti
- più robusti
- assenza di correnti galvaniche
- asciugatura più lenta

A Voi la scelta

- **FILTER** sono comunque container **TOP QUALITY**, perché realizzati con i migliori materiali e testati e migliorati da anni di esperienza
- nei container **FILTER** vi sono tutti i presupposti per una corretta sterilizzazione ed il mantenimento della stessa nel tempo
- nulla è lasciato al compromesso
- l'ampia area di penetrazione protetta dal filtro, garantisce una rapida esposizione al vapore ed un rapido asciugamento
- il collaudato sistema di filtri, guarnizioni e controlli garantiscono la **sterilità**, per la Vostra e l'altrui sicurezza
- il premifiltro dotato di guarnizione in silicone, ha un fissaggio elastico che garantisce il corretto fissaggio sia di filtri monouso che filtri con tessuto.



Particolare della zona filtro



Il coperchio di protezione si applica facilmente, consentendo la penetrazione del vapore.


Si può sterilizzare con il coperchio montato



le superfici di container **FILTER** sono curve e lisce per favorire la pulizia

Container per Sterilizzazione

una gamma completa in acciaio ed alluminio



			 doppio filtro nel coperchio e sul fondo			 con filtro protetto		
DIM.	INOX	ALLU	DIM.	INOX	ALLU	DIM.	INOX	ALLU
60 x 30 x 13	KLDS2009IN	KLDS2009AL	60 x 30 x 13	KLDS2009FIN	KLDS2009FAL	60 x 30 x 13	KLDS2049IN	KLDS2099AL
60 x 30 x 21	KLDS2001IN	KLDS2001AL	60 x 30 x 21	KLDS2001FIN	KLDS2001FAL	60 x 30 x 21	KLDS2041IN	KLDS2091AL
60 x 30 x 26	KLDS2000IN	KLDS2000AL	60 x 30 x 26	KLDS2000FIN	KLDS2000FAL	60 x 30 x 26	KLDS2040IN	KLDS2090AL
30 x 30 x 13	KLDS2006IN	KLDS2006AL	30 x 30 x 13	KLDS2006FIN	KLDS2006FAL	30 x 30 x 13	KLDS2046/1IN	KLDS2096/1AL
30 x 30 x 21	KLDS2005IN	KLDS2005AL	30 x 30 x 21	KLDS2005FIN	KLDS2005FAL	30 x 30 x 21	KLDS2045IN	KLDS2095AL
30 x 30 x 26	KLDS2004IN	KLDS2004AL	30 x 30 x 26	KLDS2004FIN	KLDS2004FAL	30 x 30 x 26	KLDS2044IN	KLDS2094AL
46 x 30 x 13	KLDS4003IN	KLDS4003AL	46 x 30 x 13	KLDS4003FIN	KLDS4003FAL	46 x 30 x 13	KLDS2043IN	KLDS2093AL
46 x 30 x 21	KLDS4001IN	KLDS4001AL	46 x 30 x 21	KLDS4001FIN	KLDS4001FAL	46 x 30 x 21	KLDS2041IN	KLDS2091AL
46 x 30 x 26	KLDS4000IN	KLDS4000AL	46 x 30 x 26	KLDS4000FIN	KLDS4000FAL	46 x 30 x 26	KLDS2040IN	KLDS2090AL

 Container per evacuazione			 Coperchi di protezione		
DIM.	INOX	ALLU	DIM.	INOX	ALLU
60 x 30 x 21	KLDS2001EIN	KLDS2001EAL	60 x 30	KLDS2030AIN	KLDS2030AAL
30 x 30 x 21	KLDS2005EIN	KLDS2005EAL	30 x 30	KLDS2030BIN	KLDS2030BAL
46 x 30 x 21	KLDS4001EIN	KLDS4001EAL	46 x 30	KLDS2030CIN	KLDS2030CAL

Tutti i container possono essere forniti anche con cerniere.

La parte superiore dei container in alluminio può essere ordinata senza sovrapprezzo nei seguenti colori:



Mini container FILTER

inox, filtro sul coperchio



art. (inox)		L.	l.	h.
K30134AC1F	mm	300	130	45
K30135AC1F	mm	300	130	55
K30136AC1F	mm	300	130	65
K30139AC1F	mm	300	130	95



art. (inox)		L.	l.	h.
K26178AC1F	mm	265	170	80
K261712AC1F	mm	265	170	120
K261716AC1F	mm	265	170	160

Sono disponibili anche container con filtri laterali, con valvola ed alluminio con trattamento "Duro"

Contenitori in alluminio, accessori




Cesti in filo

Codice	Dim.
K80	590x280x255h
K81	590x280x135h
K82	280x280x255h
K83	280x280x135h



Sigillo

per container, in plastica. Servono a bloccare aperture accidentali dei container.
cod. **KPSC-1**
conf. da 1000 sigilli




Cesti in lamiera forata

Codice	Dim.
K75/2	540x240x70h
K75/3	540x240x90h
K75/5	540x240x180h
K71/3	240x240x90h
K73/3	400x240x90h



Targhette

in alluminio con incisione nome reparto ed altro. Colore giallo, rosso, blu, verde.
cod. **K2000-051** 1 pz.
cod. **K2000-050** 1 pz.
targhette senza incisione



Etichette

per container in cartoncino. Hanno una zona di viraggio (indicatore chimico per il controllo dell'avvenuta sterilizzazione) ed uno spazio libero ove indicare il contenuto, la data ecc....

cod. **K260-810-00**
conf. da 100 etichette
cod. **K260-812-00**
conf. da 100 etichette



Strip in silicone per cesti in rete

Adattabili e pratici per tutti i tipi di cesti per sterilizzazione. Proteggono lo strumentario e ne favoriscono l'asciugatura. Si fissano al cesto grazie ad un perno adatto a maglie di rete delle seguenti misure: 4x4mm, 5x5mm, 6x6mm.

Cod. KSTRIP73	Lunghezza 73 mm
Cod. KSTRIP146	Lunghezza 146 mm
Cod. KSTRIP221	Lunghezza 221 mm
Cod. KSTRIP246	Lunghezza 246 mm
Cod. KSTRIP251	Lunghezza 251 mm


Gli strip sono disponibili con o senza perno di fissaggio.



Tappeto

per container millepunte in silicone, ritagliabile, sterilizzabile fino a 150°C con fori

cod. **K10 MAT**
tappeto cm 60,5 x 31,5.




Organizzatore

riutilizzabile, sterilizzabile in autoclave. Permette di sistemare in maniera ottimale gli strumenti sia sul campo operatorio che nel container.

conf. 12 pz.

cod. **KPS4412** lungh. cm 30
cod. **KPS4446** lungh. cm 15



Divisori per ceste

	L.	I.	h.
K 2000-100 mm	50	35	1
K 2000-101 mm	120	35	1
K 2000-102 mm	200	35	1
K 2000-103 mm	450	35	1



Perno di fissaggio per strumenti

K 2000-075



Perno di fissaggio

K 2000-085



Pinza fissatelo

K 2000-070

Nuovo Filtro Permanente in PTFE per container per sterilizzazione



Il nuovo filtro permanente per container di sterilizzazione realizzato in PTFE è un ulteriore passo avanti verso una maggior sicurezza ed efficienza nella sterilizzazione a vapore dei dispositivi medici confezionati all'interno dei container.

- ☐ **Numero dei cicli di sterilizzazione ammessi pari a 2000**
- ☐ **Utilizzabile per tutti i modelli di container presenti sul mercato (anche precedenti).**
- ☐ **Massima economicità attraverso la riduzione del costo del monouso**
- ☐ **Riduzione del tempo necessario al controllo e sostituzione del filtro.**

Il filtro PTFE utilizza una particolare membrana in politetrafluoroetilene, un polimero termoplastico; l'utilizzo del PTFE quale mezzo filtrante è conosciuto e documentato da tempo ed ora il concetto è stato applicato alla tecnologia filtrante per la sterilizzazione a vapore dei dispositivi medici.


La caratteristica della membrana di politetrafluoroetilene:

- ☐ **idrofobicità (respinge l'acqua)**, tale caratteristica impedisce qualsiasi contaminazione da fluidi esterni;
- ☐ **il PTFE è chimicamente inerte** e ciò impedisce qualsiasi aggressione da parte della quasi totalità dei composti chimici;
- ☐ **il PTFE ha un'ottima resistenza al fuoco** e non propaga la fiamma.
- ☐ **il PTFE non presenta elementi di tossicità** e può quindi essere maneggiato senza rischi per l'operatore.

Codice	Descrizione
KFPTFE-190	Filtro permanente PTFE 2000 cicli dim: rotondo diametro mm. 190 con foro centrale Adatto a container Aesculap
KFPTFE215x95	Filtro permanente PTFE 2000 cicli dim: mm. 215x95. Per mini-container
K225-225-2FC	Filtro in PTFE 1200 cicli per container di sterilizzazione dim: mm. 225x225 con 2 fori centrali Adatto per container Martin Euro Container 30x30 cm.
K175-255	Filtro in PTFE 1200 cicli per container di sterilizzazione dim: mm. 175x255
K3000-080	Filtro in PTFE 2000 cicli per container di sterilizzazione dim: mm. 240x540 Adatto per container CBM modelli filter 60x30 cm
K3004-080	Filtro in PTFE 1200 cicli per container di sterilizzazione dim: mm. 240x240 Adatto per container CBM modelli filter 30x30 cm.
K135PTFE2F	Filtro in PTFE 1200 cicli per container di sterilizzazione dim: diam. mm. 135 con 2 fori centrali
K2053-080	Filtro in PTFE 2000 cicli. Dim: 170x100mm. Per mini container 265x170
K3030-080	Filtro in PTFE 2000 cicli. Dim. 240x104mm. Per mini container 300x130
KFPTFE220x220	Filtro in PTFE 2000 cicli. Dim 220x220mm
KFPTFE215x115	Filtro in PTFE 2000 cicli. Dim 215x115mm con 4 fori. Per mini container
KFPTFE260x145	Filtro in PTFE 2000 cicli. Dim: 260x145mm con 4 fori. Per mini container

Disponibili anche filtri realizzati su dimensioni specifiche.

Filtri tradizionali



Filtri in carta monouso

K 3000-060*	container 600 x 300mm con indicatore	1.000 pz.
K 3004-060*	container 300 x 300 - 460 x 300 con indicat.	1.000 pz.
K 2053-060	container 265 x 170	100 pz.
K 3030-060	container 300 x 130	100 pz.

* con indicatore chimico

Filtri in tessuto sintetico per 200 sterilizzazioni


K 3000-040	container 600 x 300mm
K 3004-040	container 300 x 300 - 460 x 300
K 2053-040	container 265 x 170mm
K 3030-040	container 300 x 130mm

Contenitori per la sterilizzazione in plastica resistenti fino a 160°

Sterisafe® DURO contenitori a tenuta con filtro

**nuovi
modelli**

Contenitori per sterilizzazione in materiale plastico di alta qualità idonei ad essere utilizzati nei cicli di sterilizzazione a vapore (134°C), a gas plasma, a ossido di etilene, a formaldeide. Il polimero plastico con il quale sono realizzati conferisce ad ogni contenitore Sterisafe un'elevata resistenza meccanica unita però ad una leggerezza senza eguali. I contenitori possono essere lavati anche in lava strumenti e sono resistenti all'aggressione degli agenti detergenti chimici con un valore di pH fino a 10. Con Sterisafe è possibile movimentare lo strumentario dedicato proteggendolo, salvaguardando anche l'operatore che non dovrà più sollevare carichi pesanti. Sterisafe usa filtri dedicati in PTFE riutilizzabili fino a 150 cicli per la massima economia praticità d'uso. Tutti i contenitori sono semitrasparenti e permettono di visualizzare il contenuto. I nuovi modelli sono idonei per contenere anche gli endoscopi da sterilizzare con sistemi a gas plasma.



Sterisafe® DURO A3

dim. est. 450 x 292 x 87 mm
dim. int. 420 x 265 x 75 mm




Sterisafe® DURO A3plus

dim. est. 450 x 292 x 102 mm
dim. int. 420 x 265 x 90 mm



Sterisafe® DURO A4

dim. est. 290 x 190 x 60 mm
dim. int. 265 x 165 x 49 mm



Sterisafe® DURO A4plus

dim. est. 290 x 190 x 70 mm
dim. int. 265 x 165 x 60 mm



Sterisafe® DURO A6

dim. est. 190 x 110 x 60 mm
dim. int. 165 x 92 x 49 mm



Sterisafe® DURO A8

dim. est. 90 x 90 x 55 mm
dim. int. 65 x 60 x 47 mm



Sterisafe® DURO E42

dim. est. 440 x 107 x 70 mm
dim. int. 420 x 85 x 60 mm

Utilizzo di Sterisafe® DURO

I container Sterisafe® DURO possono essere lavati a mano o a macchina. Grazie al materiale plastico altamente resistente contro detergenti alcalini, Sterisafe® DURO può essere trattato con valore di Ph superiori a 10.

Accessori:



- ① Cod. **KFA4** Filtro per modello KA4DURO
- Cod. **KFA6** Filtro per modello KA6DURO
- Cod. **KFA8** Filtro per modello KA8DURO
- Cod. **KFE42** Filtro per modello KE42DURO

conf.10pz
conf.10pz
conf.10pz
conf.10pz

- ② Cod. **KIS** Etichette con indicatore
- Cod. **KEGP42** Etichette con indicatore gas plasma

conf.2000pz
conf.2000pz

- ④ Cod. **KSS** Sigilli di sicurezza

conf.100pz


- ③ Cod. **KDS** Indicatore della scadenza del filtro

conf.100pz.

- Cod. **KSET** Set 7 supporti per Sterisafe E42
- Cod. **KTYPO** Supporto per griglia modello 3 fori e 2 barre
- Cod. **KTYP1** Supporto per griglia modello 2 fori e 3 barre


- Cod. **KS4MAT** Tappetino in silicone 26 x 16 cm
- Cod. **KS6MAT** Tappetino in silicone 16 x 9 cm
- Cod. **KS8MAT** Tappetino in silicone 6,5 x 6 cm
- Cod. **K10MAT** Tappetino in silicone 60,5 x 31,5 cm

- Cod. **KGTA4** Griglia in silicone 26 x 16 cm
- Cod. **KGTA6** Griglia in silicone 16 x 9 cm
- Cod. **KHSE42** Griglia per endoscopi



Pratici

Contenitori/tray per la protezione dello strumentario



- Evitano rotture, organizzano gli strumenti.
- Sono realizzati in un particolare materiale plastico che resiste a 160°C e che quindi può essere sterilizzato in autoclave.
- Sono perforati sul fondo e sul coperchio per favorire la penetrazione del vapore.
- Sono sovrapponibili.
- Possono essere sistemati anche all'interno dei container in alluminio od imbustati, per conservare nel tempo la sterilità.
- I più piccoli hanno un tappetino in silicone a mille punte per bloccare gli strumenti
- I più grandi hanno dei supporti in silicone per fissare ottiche ed altri lunghi strumenti.

	Dimensioni cm			Codice
	lung.	largh.	H	
con tappeto	19	6,4	2	KAP0000625
con tappeto	25,4	15,2	3,8	KAP1006151
con tappeto e doppio ripiano	25,4	15,2	3,8	KAP1006153
con supporti	40,6	6,6	3,8	KBP0261615
con supporti	45,7	16,5	3,8	KBP0651815

AUTOClabels

praticissime etichette autoclavabili, per contare i cicli di sterilizzazione. Vengono fornite con perforatore segnaciclo.



KACL 30
Autoclaves cycles 30
conf. 25 pz.



KACL 40
Autoclaves cycles 30
conf. 25 pz.



KACL 60
Autoclaves cycles 60
conf. 25 pz.



KACL 100
Autoclaves cycles 100
conf. 25 pz.

Carrelli per container



K 2103 mm L.1120 l.670 h.1320
Carrello-armadio a tenuta in acciaio inossidabile con ruote antistatiche. Per 9 moduli (600x300x300)



K 2101 mm L.1250 l.660 h.1260
Carrello in acciaio inossidabile con ruote antistatiche a 3 ripiani.

Controlli di sterilizzazione



Nastro per autoclave

Nastro adesivo di viraggio per sterilizzazione a vapore.

Sottoposto al ciclo di sterilizzazione, le strisce bianche trasversali diventano color bruno, certificando l'avvenuto trattamento di sterilizzazione. Presenza di strisce chiare indicano un ciclo di sterilizzazione non idoneo! (bolle d'aria, temperatura insufficiente, tempo di esposizione al vapore non sufficiente). Si utilizza per chiudere buste, pacchi o semplicemente applicato su dei contenitori per la verifica visiva immediata se essi sono stati sottoposti a ciclo di sterilizzazione. Rotoli da 50 mt. Larghi 19 mm.

cod. **KST100** conf. da 48 rotoli



Striscette di viraggio

in cartoncino per sterilizzazione a vapore.

Si utilizzano per la verifica di avvenuto ciclo, che viene certificato dalla variazione di colore dell'indicatore. Generalmente viene posizionato all'interno di contenitori.

cod. **KST200** conf. da 250 strisce



Pacco pronto per Test di BOWIE & DICK (test per autoclavi a vuoto frazionato)

Il foglio contenuto in mezzo al pacco deve cambiare di colore completamente. Viraggio irregolare evidenzia la presenza di bolle d'aria. Il test è obbligatorio all'inizio di ogni giornata lavorativa con le autoclavi a vuoto frazionato e va effettuato a macchina vuota. Il test verifica la corretta rimozione dell'aria e la penetrazione del vapore.

cod. **KBOWIEDICK** conf. da 20 pacchi test

Prodotti per confezionamento



Rotoli

in carta medicale e laminato, per vapore ed ETO, con controllo chimico, lunghezza 200 mt. Si chiudono con sigillatura termica.

Largh.	Codice	
cm 7,5	KRP-75-200	5 rotoli
cm 10	KRP-10-200	4 rotoli
cm 20	KRP-20-200	2 rotoli
cm 30	KRP-30-200	1 rotoli

Buste

in carta medicale e laminato. Si chiudono con sigillatrice termica. Per sterilizzazione a vapore ed ETO, con controllo chimico, apertura facilitata.

PIATTE

Dimens. cm.	Codice	
7,5x20	KBP75-200	confez. 2000 pz.
7,5x25	KBP75-250	confez. 1000 pz.
7,5x30	KBP75-300	confez. 1000 pz.
7,5x50	KBP75-500	confez. 1000 pz.
10x15	KBP100-150	confez. 1000 pz.
10x25	KBP100-250	confez. 1000 pz.
15x25	KBP150-250	confez. 1000 pz.
20x35	KBP200-350	confez. 1000 pz.
25x45	KBP250-450	confez. 1000 pz.
40x55	KBP400-550	confez. 1000 pz.

A SOFFIETTO

Dimens. cm.	Codice	
10X30X5	KBS100-300-50	confez. 1000 pz.
15X40X5	KBS150-400-50	confez. 500 pz.
20X40X5,5	KBS200-400-55	confez. 1000 pz.
25X50X6,5	KBS250-500-65	confez. 1000 pz.
30X55X8	KBS300-550-80	confez. 1000 pz.



Buste autosigillanti

in carta medicale e laminato idonee per sterilizzazione a vapore o ETO, sono dotate di controllo chimico, di banda adesiva per una rapida chiusura e di apertura a strappo facilitata. Molto pratiche dove non c'è la necessità di sterilizzare moltissimi oggetti, non necessitano di sigillatrice.

Dimens. cm.	Codice	
9x23	KBA90-230	conf. 1000 pz.
14x25	KBA140-250	conf. 1000 pz.
19x33	KBA190-330	conf. 1000 pz.
30x37	KBA300-370	conf. 1000 pz.
33x44	KBA330-440	conf. 1000 pz.

STATIM 2000S

**sterile
in 6 minuti**



Vantaggi

- non richiede preriscaldamento
- **ciclo** completo in solo **6 minuti!** (una normale autoclave impiega più di 30 minuti) di tipo S ed N secondo EN 13060
- **semplicissima** da utilizzare
- **esposizione** a vapore saturo di 3,5 min. come previsto dalla recente normativa EN 13060
- **funziona** con acqua demineralizzata reperibile in qualsiasi supermercato (4 lt x 40 cicli) oppure da noi direttamente
- **nessita** solo di un piano di appoggio ed una presa di corrente 220V
- **un display** indica tutte le fasi dei cicli
- **l'ingombro** è inferiore a quello di un computer (cm 48x41x15) peso 21 kg.
- **l'esperienza** di oltre 20.000 macchine installate, ne fanno una macchina più che affidabile e collaudata.
- **per farla funzionare** basta inserire la cassetta, con i ferri da sterilizzare, nella macchina e premere un tasto.



STATIM 2000S

Sterilizza direttamente nella cassetta contenitore. La cassetta di STATIM 2000, che funge anche da camera di sterilizzazione ha una dimensione interna di cm 28 x 18 x 4 e può contenere senza problemi, una dozzina dei vostri strumenti. Peso: kg 22.

Statim 2000S

con cassetta, manuale d'uso, una guarnizione di ricambio per cassetta, spray e test.

cod. **K01-152306**

Guarnizione

da sostituire ogni 600 cicli.

cod. **K01-100028S**

Cassetta aggiuntiva

cod. **K01-100008A**

Spray per pulizia cassetta

cod. **K20ZPLUS**

STATIM 5000S

**sterile
in soli
9 minuti
A 134°**



- non richiede pre-riscaldamento
- conforme alle norme EN13060
- cassetta che fa da contenitore e da camera di sterilizzazione disponibile in due diversi formati (normale o lunga)
- 7 diversi cicli di sterilizzazione, 121°-134° imbustati e non
- stampa/memorizzazione USB dati ciclo (tempo, temperatura, pressione, data, ora, ciclo eseguito)

STATIM 5000S completa di stampante, una cassetta, guarnizione di ricambio, test a spirale per convalida cicli, spray, manuale d'uso
cod. **K01-222310**

quante sono le necessità di avere in sala qualcosa di subito sterilizzato?

Dimensioni:


cm 55 x 41,5 x 19 macchina

cm 38 x 18 x 8 cassetta standard

cm 48 x 18 x 8 cassetta lunga per endoscopi rigidi

Peso: kg 33

cassetta lunga per
ottiche e strumenti
laparo >



cod. **K01-101613S**

cassetta standard
aggiuntiva

cod. **K01-104104**

cassetta lunga aggiuntiva

cod. **K01-101649S**

guarnizione per cassetta
standard e lunga

cod. **K99-108332**

emulatori chimici per test
(conf. 250 pz.)

cod. **K01-101657S**

confezione 10 rotoli
per stampante


STATIM 7000

Imbustati, sterili e perfettamente asciutti in soli 27 minuti

NEW

Caratteristiche di STATIM 7000

- Ciclo da 12 minuti per strumenti non confezionati imbustati
- Ciclo da 15 minuti per strumenti imbustati
- Asciugatura "turbo" da 12 minuti grazie all'innovativa tecnologia Dri-Tec™
- **Funziona con acqua normale**
- Sterilizza fino a 10 confezioni di strumenti imbustati
- Possibilità di caricare vassoi standard DIN
- Tecnologia RFID incorporata nella cassetta
- Semplicità di manutenzione
- Serbatoio dell'acqua estraibile



12 MINUTI

sterili

Tecnologia di asciugatura all'avanguardia

L'esclusiva tecnologia Dri-Tec™ di SciCan offre straordinarie prestazioni di asciugatura grazie all'impiego del "Super Heated Steam", una novità assoluta nel settore.

STATIM 7000 immette nel cassetto energia termica sotto forma di vapore, l'energia viene trasmessa agli strumenti e l'umidità residua evapora. Grazie a questo esclusivo sistema di asciugatura, la 7000 è in grado di asciugare strumenti confezionati in soli 12 minuti.

Acqua corrente

Grazie all'impiego del sistema filtrante brevettato di SciCan, il serbatoio dell'acqua di STATIM 7000 può essere riempito direttamente dal rubinetto dell'acqua. Non è più necessario usare acqua demineralizzata.

Comunicazione

Lasciate che STATIM 7000 comunichi con voi. Grazie all'impiego di una tecnologia nuovissima nel settore, il cassetto della STATIM

7000 è dotato di un transponder RFID (Radio Frequency Identification Device) che consente di registrare i dati relativi al ciclo e vi avvisa in anticipo se, ad esempio, è necessario sostituire la guarnizione.

Registrazione dati ciclo su USB-KEY.

Manutenzione

STATIM 7000 è sviluppata in modo tale che, in linea di principio, non dovrà più lasciare lo studio. La semplicità della sua struttura e il rivestimento facilmente amovibile consentono di eseguirne la manutenzione in loco.

Collegamento direttamente allo scarico

Con la 7000 è ora possibile collegare il recipiente della condensa direttamente allo scarico. Oltre a farvi risparmiare tempo, questa utile caratteristica vi toglierà un pensiero in più.

EN 13060

CE
0123

STATIM 7000 cod. 01-722201

completa di cassetta, test di convalida, con 20 emulatori di sterilizzazione, 2 filtri acqua, 1 USB-KEY, 1 flacone STAT DRY 57ml anticondensa

Accessori STATIM 7000

- cod. **01-110288S** cassetta aggiuntiva
- cod. **01-110295S** guarnizione cassetta
- cod. **SWF6** filtri conf. 6 pz.
- cod. **K20ZPLUS** spray anticondensa
- cod. **K99-108332** emulatori per test a spirale 250 pz.

STATIM 7000

Misure apparecchio (L x P x A): 60,5 cm x 56,1 cm x 27,1 cm

Dimensioni esterne della cassetta (incl. impugnatura): 49,4 cm x 24,3 cm x 7,8 cm

Dimensioni cassetto (interno): 34,3 cm x 21,9 cm x 6,4 cm

Volume camera di sterilizzazione: 6,3 l

Peso a vuoto: 42 kg

Tensione nominale: 208-240 V CA, 50/60 Hz, 15 A

Ciclo	Non imbustato	Imbustato	Gomma/ plastica
Tempo di sterilizzazione	3,5 minuti	3,5 minuti	30 minuti
Temperatura di sterilizzazione	134 °C	134 °C	121 °C
Durata complessiva ciclo*	12 minuti	15 minuti	37 minuti

* La durata del ciclo dipende dalla quantità di strumenti.



Test a spirale

per 2000/5000/7000

STATIM, la 4^a generazione è arrivata




cod. **KG4-152302**
Statim 2000S G4

cod. **KG4-222317**
Statim 5000S G4
con cassetta standard

cod. **KG4-232318**
Statim 5000S G4
con cassetta maggiorata

STATIM G4



un nuovo livello di interattività

Le nuove caratteristiche di Statim G4

-  **1. Veloce ed evoluta.** La rapidità di Statim è nota in tutto il mondo, la gentilezza con gli strumenti è sempre la stessa. Il nuovo LCD touch screen, l'interattività mettono l'utilizzatore al centro dell'attenzione.
-  **2. Affidabile e funzionale.** Venduta in 90 paesi nel mondo, utilizzata in tutte le specialità, notevolmente più veloce delle autoclavi tradizionali. Aiuta gli operatori a velocizzare il lavoro nel rispetto delle norme, può sterilizzare strumenti solidi ed anche cavi.
-  **3. La differenza di Statim.** Le autoclavi tradizionali richiedono lunghi tempi di riscaldamento ed elevati consumi: Statim usa meno acqua e lo fa in modo efficiente. I tempi sono 5 volte più rapidi, grazie al sistema di iniezioni pulsanti di vapore PPPD, alle pareti sottili della sua camera di sterilizzazione a cassetta estraibile. Pienamente conforme alla EN13060
-  **4. Totalmente Connessa.** Le nuove funzionalità di interconnessione, l'interfaccia con display touch a colori. I dati di ogni ciclo sono salvati e memorizzati e possono essere condivisi in rete. I tecnici possono ricevere i messaggi di errore da remoto ed identificare il guasto. Connettività USB e Ethernet sono di serie, in opzione si può avere anche una stampante esterna.

HYDRIM SciCan semplifica la tecnica di lavaggio, ottenendo automaticamente eccellenti risultati, sempre costanti, senza prelavaggi manuali

HYDRIM SciCan utilizza come detergente la soluzione HIP che favorisce la disaggregazione e rimozione di sostanze proteiche ottenendo un lavaggio eccellente **conforme EN 15883**



HYDRIM C51Wd

Prepara gli strumenti alla sterilizzazione in soli 19 minuti.
Più sicura per gli operatori. Più delicata con lo strumentario.

Conforme EN 15883, linee guida RKI, HTM 2030
Bassi consumi, elevata efficienza

La nuova Hydrim C51Wd rappresenta lo stato dell'arte nel lavaggio e disinfezione dello strumentario, perché una sterilizzazione efficace inizia con il trattamento di Hydrim C51Wd. Tutte le funzioni sono gestibili direttamente dal pannello di controllo touch-screen.

La combinazione di lavaggio meccanico ad alta pressione, unitamente alla soluzione di lavaggio brevettata "HIP" ed alla disinfezione termica a 80°C rimuove i residui organici dagli strumenti e li rende sicuri da maneggiare.

- **non sono necessari prelavaggi manuali**
- asciugatura con filtro HEPA integrato e sostituibile
- addolcitore acqua integrato
- dotazioni standard:
 - doppio sensore indipendente di temperatura
 - monitoraggio indipendente dosaggio detergente
 - monitoraggio indipendente pompa ricircolazione acqua
 - porta seriale RS232 per collegamento a stampante
 - accesso per validazione/calibrazione

Tempi a ciclo da 19 a 45 minuti, consumo acqua max 13 litri.
Tutti i cicli sono validati EN 15883



- Dimensioni:** mm largh. 600
mm alt. 475
mm prof. 460
mm prof. 780 (con porta aperta)
- Allacciamenti:** acqua calda+fredda G 3/4"
scarico 3/4"
elettricità 220V, 10A

Hydrim C51Wd viene fornita completa di 2 piani di lavaggio e 3 cestelli

- cod. **KC51W-D02** Hydrim C51Wd
cod. **KCS-HIPL** Soluzione HIP per Hydrim C51Wd
conf. 4 taniche per 120 lavaggi
cod. **K320ZPLUS** Lubrificante per strumentario,
flacone 960 ml

Solo un eccellente lavaggio garantisce un'eccellente sterilizzazione



HYDRIM M2

- Stesse caratteristiche ma con **3 bracci rotanti** e dimensioni larghezza 600 x altezza 850 x profondità 1000 (con porta aperta 1200mm).
- Possibilità di due diversi cicli con disinfezione ad 80° oppure a 93°, durata 60 o 70 minuti, più uno di solo lavaggio.
- Tutte le macchine sono fornite di cestelli base.
- Portello frontale in vetro termico

- cod. **KM2-WD-D02** HYDRIM M2
cod. **KCS-HIPL** Soluzione PX M2 1 conf. 2 pz.

È disponibile un'ampia gamma di cestelli per diversi impieghi, sia per il modello C51 che per la M2



DEKO D32

FRANKE

Lavastrumenti a disinfezione termica



Deko D32 è progettata e costruita per adempiere e superare le severe richieste in termini di prestazioni e requisiti tecnici previste dalle seguenti norme:


- ISO/FDIS 15883-1: Requisiti generali per lavatrici/disinfettatrici ad uso medicale
- ISO/FDIS 15883-2: Requisiti e verifiche per lavatrici/disinfettatrici a disinfezione termica per strumentario chirurgico, apparecchiature e dispositivi per anestesia, contenitori, utensili, vassoi vetreria di utilizzo medicale
- IEC 61010-2-45 Requisiti particolari di sicurezza per lavatrici/disinfettatrici utilizzati in ambito medicale, farmaceutico, veterinario e laboratorio.

I risultati di ogni singolo processo sono garantiti attraverso:

- lavaggio meccanico con acqua ad alta pressione, garantita da una pompa di circolazione ad elevata potenza
- cestelli di lavaggio multipli dotati di raccordi automatici, ugelli e bracci di lavaggio rotanti posizionati in modo da garantire la massima efficacia di lavaggio in ogni punto della camera di lavaggio e permettere la massima rimozione dei residui organici
- ampia possibilità di scelta di cicli e temperature di lavaggio/disinfezione per assicurare l'inattivazione microbica
- veloce ed efficiente unità di asciugatura con filtro HEPA.

I programmi di lavaggi possono essere modificati per soddisfare qualsiasi specifica esigenza d'impiego, anche se i cicli che sono stati validati secondo gli standard sono fissi e non modificabili per garantire le validazioni effettuate del produttore.

Il lavaggio meccanico avviene attraverso cinque bracci di lavaggio rotanti e cestelli progettati per le diverse applicazioni in modo da raggiungere anche le superfici più difficili degli strumenti complessi.



Rintracciabilità e verifica dei dati per il sistema qualità



Per garantire che i valori relativi ai processi critici quali la qualità di lavaggio e l'efficacia di disinfezione rispettino sempre quelli programmati, D32 è dotata di un sistema completo di verifica e controllo indipendente di livello più elevato (Classe C) disponibile sul mercato.

I parametri critici (es. temperatura, tempo, pressione, dosaggio del detergente, flusso e volume, errori ed anche dati descrittivi del ciclo), possono essere registrati con tre diverse modalità per assicurare sempre in ogni momento la qualità del sistema.

L'integrazione degli ultimi sistemi informatici all'interno di DEKO D32 consente di esaminare l'operato della macchina on-line, scaricando direttamente i dati di ogni ciclo su un server FTP, su una scheda di memoria tipo compactflash (lettore integrato) o ancora su un apposito percorso ethernet. In aggiunta è possibile dotare della macchina di una stampante di verifica del processo, per procedere ad un'archiviazione cartacea dell'operato della macchina.

Il riconoscimento dell'utente attraverso password ed anche l'identificazione del carico attraverso codice a barre è possibile per ottenere ancora più informazioni condivisibili con DEKO D32.

Disponibili numerosi cestelli opzionali, realizzabili anche su richiesta





Elenco delle caratteristiche:

- dimensioni esterne, largh. Mm. 800 x prof. Mm. 725 x alt. Mm. 1970
- Dimensioni utili camera di lavaggio largh. Mm. 600 x prof. Mm. 610 x alt. Mm. 600
- Allacciamento elettrico 230/400V (specificare) 3N 50Hz max 12,8 Kw, 3 x 25°
- Pompa circolazione acqua portata 800 L/min
- Struttura portante, pannelli di rivestimento e camera di lavaggio realizzati solo in acciaio inox, nessuna parte in acciaio galvanizzato o zincato
- Blocco elettromeccanico di sicurezza della porta, con apertura assistita da molle a gas
- Controllo continuo automatico attraverso microprocessore con batteria di back-up per salvaguardia dei dati
- Display sensibile al tocco VGA-TFT da 6,5" utilizzabile come interfaccia utente e pannello di controllo
- Possibilità di diversi cicli ed avvio ristretto con password riservata
- Indicazione testuale della fase in corso
- Indicazione tempo residuo alla fine del ciclo
- Indicazione visiva di fine ciclo con led verde e messaggio testuale sul display
- Grafico della pressione in tempo reale
- Grafico della temperatura in tempo reale
- Segnalazione malfunzionamenti
- Sistema di accesso multilivello, codici speciali per manutenzione, utenti normali e personale autorizzato
- 12 cicli reimpostati, possibilità di illimitati cicli personalizzati configurabili dall'utente
- cicli validati non modificabili dall'operatore
- l'accesso e la modifica di parametri critici dell'unità è consentita solo agli utenti abilitati a tale scopo
- sulle versioni passanti, è presente un display VFD 4x20 sul lato di scarico per visualizzare la fase in corso, il ciclo avviato ed il tempo residuo
- ogni errore è segnalato visivamente con un led rosso
- disponibile anche il sistema di registrazione dei cicli a prova di manomissione e memorizzazione su scheda di memoria compactflash
- Scheda compactflash 32Mb
- Informazioni memorizzate:
 - ✓ Nome struttura
 - ✓ Data, ora
 - ✓ Matricola unità
 - ✓ Identificazione utente
 - ✓ Contatore progressivo non azzerabile
 - ✓ Nome del ciclo avviato e parametri
 - ✓ Data/ora avvio e data/ora fine ciclo
 - ✓ Registrazione temperatura e pressione
 - ✓ Registrazione dosaggio detergente
 - ✓ Segnalazione errori
 - ✓ Generazione controllo CheckSum

- Utilità speciali per manutenzione e controllo
 - ✓ Avviso manutenzione ordinaria
 - ✓ Codifica errori con messaggi testuali
 - ✓ Menù calibrazione unità
 - ✓ Possibilità diagnostica con debugging step-by-step
 - ✓ Verifica singoli componenti
 - ✓ Aggiornamento con PC e scheda compactflash
- 4 livelli di lavaggio indipendenti scorrevoli e rimovibili
- connessione automatica piani di lavaggi
- 5 bracci di lavaggio rotanti con terminali amovibili per facilitare la pulizia, nessun attrezzo richiesto
- dosaggio detergente regolabile con pompa dedicata
- segnalazione detergente insufficiente
- contenitore estraibile per liquidi di lavaggio
- ingresso per sonde verifica temperatura
- unità di asciugatura ad elevata efficienza con pre-filtro e filtro HEPA Classe H13
- collegamenti per ventilazione unità con protezione di non ritorno per la condensa
- monitoraggio qualità di filtraggio ed indicatore necessità cambio filtro
- l'unità di asciugatura può essere utilizzata autonomamente;
- protezione da sovra-temperature
- controllo automatico temperatura acqua e schiumosità detergente
- connettori ingresso acqua calda e fredda _" BSP
- diametro scarico mm. 50
- sistema automatico svuotamento tubazioni idriche ad ogni ciclo
- isolamento termico ed acustico
- piedini regolabili in altezza
- protezione del sifone di scarico tipo A
- avvisatore acustico ciclo completo
- Deko Data Viewer, software analisi dati del ciclo DEKO D32



Optionals:

- unità disponibile anche senza asciugatura
- oblò in vetro temperato resistente a urti e temperatura
- lettore codici a barre
- lettore codici a barre wireless
- collegamento ethernet per monitoraggio in tempo reale ed archiviazione dati su percorso LAN
- collegamento per stampante di rete
- unità di stampa automatica per registrazione cartacea dati ciclo
- max 2 pompe aggiuntive per detergente
- max 2 pompe aggiuntive per agente asciugante
- elettrovalvola, pompa e circuiteria idraulica per acqua distillata.

DEKO D4

FRANKE

Lavastrumenti compatta a disinfezione termica

Risultati superiori

DEKO D4 è stata progettata e costruita per adempiere e superare i requisiti di prestazioni imposti dalla norma ISO/FDIS 15883 parti 1 e 2 e di sicurezza previsti dalla norma IEC 61010-2-045.

I risultati di lavaggio sono garantiti dalla pompa di circolazione con 260 L/min di portata che permette di trattare tutte le aree della camera di lavaggio a due livelli di cui è dotata la macchina.

Lo spazio a disposizione consente il lavaggio di numerosi utensili e con i cestelli dedicati per i vari tipi di strumentario è possibile trattare anche strumenti cavi, accessori da laboratorio, vetreria, bacinelle, utensili vari di utilizzo medicale.

D4 dispone di programmi preimpostati e protetti da manomissione, ma permette anche di crearne di personalizzati in base alle esigenze degli operatori. Il lavaggio meccanico degli utensili è garantito con tre bracci di lavaggio rotanti oppure con i raccordi per la circolazione forzata dell'acqua presenti sui cestelli particolari che permettono di lavare anche gli strumenti più complessi.








Controllo elettronico

L'avanzata unità di controllo fornisce la possibilità di memorizzare un numero pressoché illimitato di programmi personalizzati, oltre a 12 cicli preimpostati e non modificabili in quanto validati. I parametri critici dell'unità sono protetti dalle modifiche non autorizzate con una password riservata per inibirne le modifiche al personale non autorizzato.

La protezione degli strumenti termolabili è assicurata con la protezione da sovratemperatura.

Per raggiungere i livelli di efficacia di lavaggio prestabiliti, il microprocessore controlla il livello del detergente in maniera molto accurata ed avvisa l'utente se la quantità residua non fosse sufficiente a completare il ciclo prima dell'avvio. Il detergente è contenuto in un pratico cassetto scorrevole facilmente accessibile.





Disponibile un'ampia gamma di carrelli di lavaggio realizzabili anche su richiesta



FRANKE



Tecnologia nel lavaggio

DEKO D4 utilizza un display di comunicazione di tipo VFD con 4x20 caratteri ad alta luminosità, attraverso cui visualizza la fase in corso, il ciclo selezionato, il tempo residuo al termine del ciclo ed un contatore progressivo dei cicli.

Facilità d'uso

La porta di DEKO D4 viene bloccata elettromeccanicamente per la sicurezza dell'operatore, che viene avisato sia visivamente con messaggi sul display che acusticamente del termine del ciclo.

Ad ogni ciclo ogni componente della macchina che è venuto in contatto con oggetti o strumenti contaminati viene disinfettato termicamente, evitando qualsiasi proliferazione batterica all'interno della macchina.

Al termine del ciclo il carico è asciutto grazie all'unità di asciugatura che utilizza ben due condensatori ad elevata efficienza.



DEKO 25

DEKO 25 - nuovo modello

Lavastrumenti con **disinfezione termica** per usi professionali, con camera di grande capacità.

Deko 25, una macchina compatta ed economica che garantisce ottime performance di lavaggio e disinfezione.

Può essere posizionata sul proprio supporto (optional), sul banco o sottobanco. Conforme alla norma EN ISO 15883 parte 1 e 2, ed ai requisiti di sicurezza della norma IEC 61010-2-040.



FRANKE




Caratteristiche


- ciclo con acqua calda e fredda. **Resistenza in camera separata**
- 2 bracci rotanti facilmente amovibili per la pulizia periodica
- **connettore automatico per cestelli a getti forzati**
- 3 programmi presettati controllati da microprocessore + altri personalizzabili
- cestelli dedicati per strumenti, vetreria, manipoli, endoscopi rigidi materiale da laboratorio ecc.
- dosaggio automatico del detergente
- indicatore fasi del ciclo e guasti
- protezioni da sovra-temperatura e sovra-pressione
- isolamento termico ed acustico
- blocco automatico del portello
- **necessita solo presa e scarico acqua e presa corrente 220V**
- marcata **CE**
- **dimensioni:** cm. l. 46 x h. 72,5 x p. 54,5

ACCESSORI PER DEKO 25

- 1 **cod. K381325** supporto a getti forzati
 - 2 **cod. K381525** supporto per bicchieri
 - 3 **cod. K381475** cestello semicircolare con coperchio e griglia di separazione Ø 375 mm, H 140 mm
 - 4 **cod. K381560** supporto a getti forzati per provette 370x370 mm, altezza dei getti 150 e 100 mm, 30 posti
 - 5 **cod. K381551** supporto dischi di cultura e blocco a pressione
- cod. K374085** supporto base
- cod. K381210** cestello in rete 340x250x70 mm
- cod. K381211** coperchio 340x250 mm
- cod. K381220** cestello in rete 250x170x70 mm
- cod. K381221** coperchio 250x170 mm
- cod. K381212** cestello interno 330x220x50 mm
- cod. K381213** coperchio
- cod. K381222** cestello interno 240x160x50 mm
- cod. K381223** coperchio
- cod. K381170** cestello per ferri 340x250x200 mm
- cod. K374225** mobiletto 470x600x570 mm




1




2



3



4



5

DEKO 190LC

FRANKE

Disinfettatrice termica e lavatrice per padelle, pappagalli, zoccoli, bottiglie per aspiratori, bacinelle ecc...



- **3 bracci rotanti + 8 getti fissi**
- Sistema brevettato di circolazione dell'acqua che riduce il consumo d'acqua e risparmia energia elettrica.
- **Generatore di vapore brevettato per la disinfezione totale anche di tutte le parti interne delle macchine.**
- La disinfezione termica a vapore blocca la crescita batterica ed evita cattivi odori.
- **Tutte** le parti interne della macchina durante il ciclo vengono lavate e **termicamente disinfettate.**
- Blocco automatico del portello.
- Progettata e costruita totalmente in acciaio inox per grandi carichi di lavoro.
- Dotata di 5 programmi controllati da microprocessore di cui 2 sono personalizzabili.
- **Grande capacità:** può trattare 2 padelle + 4 pappagalli oppure 4 bacinelle + 4 pappagalli, oppure 2 bocconi per aspiratori con relativi coperchi.
- Conforme allo standard ISO 15883-1 e 15883-3.
- *Tutte le parti elettriche ed elettroniche sono accessibili frontalmente.*
- **Optional rack apertura e disinfezione sacche urina.**

CE
0537

**Conforme
ISO 15883**





Programma base

- flusso ad acqua fredda
- flusso acqua fredda + acqua calda
- lavaggio ad acqua calda
- risciacquo ad acqua calda
- disinfezione
- risciacquo ad acqua fredda

Dati tecnici

dimensioni mobile	60 x 63 x 129h cm
dimensioni camera	48 x 36 x 64h cm
peso:	130 kg.
pompa:	600 lt/min.
caratteristiche elettriche:	230/400V, 3N, 50Hz, 9,5kW, 16A

- 1 **cod. K381515** supporto per provette H=150 mm
- 2 **cod. K381450** supporto per zoccoli 4 paia
- 3 **cod. K381685** supporto per bacinelle
- 4 **cod. K381200** cestello in rete 450x340x70 mm
cod. K381210 cestello in rete 340x250x70 mm
cod. K381220 cestello in rete 250x170x70 mm
cod. K381201 coperchio 450x340 mm
cod. K381211 coperchio 340x250 mm
cod. K381221 coperchio 250x170 mm



DECONTAMINATION

Conforme
2007/47/EEC

DopAir®

DOPAIR è una soluzione mobile per aree ospedaliere sensibili; è operativa in pochi secondi e raggiunge le prestazioni di una camera bianca di classe 1000 (Fed ST 209 E) equivalenti.

DOPAIR combatte in modo attivo le infezioni ospedaliere combinando l'azione del suo filtro HEPA e del sistema Bioxigen con efficacia.....

DOPAIR contribuisce attivamente a prevenire la diffusione aerea di contaminanti patogeni in ambiente ospedaliero.

FILTRATION

Unità mobile di **filtrazione** e **decontaminazione** dell'aria

Classificazione raggiunta:
ISO6 / Classe 1000

Cinetica di decontaminazione particellare:
≤7 min

Classe batteriologica:
≤B10 (distruzione microbica
del 97% in 26 min)




1. Elevata efficienza filtrante: HEPA H14 / F7

- efficacia pari al 99,9%
- filtro in PP con ridotta caduta di pressione

2. Bioxigen

Ionizzazione attraverso alternanza di cariche elettriche nei confronti degli atomi di ossigeno che portano a:

- generazione ioni negativi (O₂⁻):
- azione batteriostatica
- purificazione dell'aria attraverso neutralizzazione del particolato sospeso nell'aria (le particelle caricate negativamente attraggono quelle positive quali fumi, odori, ecc. inducendone la condensazione e la loro precipitazione a terra)
- azione microbica (batterica, fungicida, sporicida)



		Dopair
Air flow	m³/h	600 - 2000
Air supply		top
Control display		3 air flow presets
Dimensions (L x l x H)	mm	690 x 710 x 1838
Weight	kg	150
Intake filter		F7 (low pressure drop filter made of polypropylene)
Output/supply filter		H14 (low pressure drop filter made of polypropylene)
Bioxigen		3 condensers
Sound level at 2m	dB(A)	37.1 at 600m³/h 39.5 at 800m³/h 44 at 1100m³/h
Internal structure		galvanised steel double panels Epoxy RAL 9010
External structure		thermoformed panels
Power supply		230V/50hz
Mobility		4 wheels
		OPTIONS
Fresh air Kit: circular (ø 250mm) or rectangular (ø 630mmx255mm)		yes
Fresh air module (ø 80mm)		yes


Vantaggi

- combatte attivamente il rischio di infezione
- raggiunge ottimi livelli di qualità dell'aria in accordo con le vigenti norme
- nessuna installazione necessaria
- manutenzione ridotta
- basso consumo energetico

famos

Qualità tutta in acciaio inox

Termosaldatrici in acciaio inox ad alta tecnologia



F 70 sigillatrice a barre cod. K30.100.008

- struttura in inox
 - taglierina e portarotoli integrati
 - tempo di sigillatura indicato da un LED
 - lunghezza sigillatura 300 mm (cod. K31.100.008) o 400 mm (cod. K31.100.016)
 - larghezza sigillatura 8 mm
 - dimensioni 435x310x190 mm
 - peso 8 kg
 - assorbimento 870 W
- ideale per tyvek, polietilene, ma anche per accoppiati carta/polipropilene



F 108 sigillatura a rullo cod. K30.100.207

- display temperatura
- struttura in inox
- sigillatura multibanda - 15 mm
- velocità 8 metri al minuto
- temperatura regolabile da 100° a 199° C
- tolleranza temperatura $\pm 2^\circ$ C
- regolazione profondità di saldatura 10-35 mm
- protezione contro sovrariscaldamento
- assorbimento max 330 W
- dimensioni 420x290x140 mm
- peso 10 kg

piano frontale inox - 570x300 mm cod. K30.200.040

piano frontale a rulli - 565x310 mm cod. K30.100.047

F 108 T cod. K30.100.208 come F108 + contatore sonoro

F 108 TI cod. K30.100.209 come F108T + reverse + avvio automatico

F 108 TX cod. K30.100.210 come F108TI + contatore sonoro



serie F 110 sigillatrice a rulli cod. K30.100.097

modello base F 110

- struttura in inox
 - sigillatura multibanda - 15 mm
 - tastiera alfanumerica
 - autoregolazione della pressione
 - velocità 10 metri al minuto
 - regolazione profondità saldatura 10-35 mm
 - avviamento automatico
 - stop automatico
 - reverse
 - tolleranza temperatura $\pm 1^\circ$ C
 - temperatura 50° C - 199° C
 - ampio display
 - indicazioni del display: temperatura e numero di sigillatura
- Dimensioni 530x320x210 mm
Peso: 15 kg
Assorbimento max 365 W

F 110 D cod. K30.100.098

Ha in più la possibilità di stampa della data, della scadenza e di un codice alfanumerico.

F 110 DEP cod. K30.100.099

Ha in più la possibilità di stampa di un testo di 30 caratteri, di stampa di etichette e può essere programmata da un PC.

F 110 DBC cod. K30.100.100

Ha in più la possibilità di stampa di un codice a barre.

Piano frontale a rulli 700x330 mm
cod. K30.100.034

Piano frontale inox
cod. K30.200.004

TECNOLOGIA
in acciaio inox

F 220 D cod. K30.100.147

Stampa data, scadenza e codice alfanumerico secondo la normativa Europea EN980.

F 220 DEP cod. K30.100.148


Ha in più la possibilità di stampa di un testo di 30 caratteri, stampa di etichette e può essere programmata da un PC.

F 220 DBC cod. K30.100.149

Ha anche la possibilità di stampare un codice a barre.

- controllo digitale del menu
- controllo da microprocessore
- tastiera alfanumerica
- sigillatura multibanda da 15 mm
- velocità 10 m/min
- regolazione profondità 10-35 mm
- temperatura 50°-210° ±1°
- protezione contro sovratemperatura
- avviamento e stop automatici
- reverse
- conta sigillature con segnale acustico

■ altre caratteristiche in prima pagina



CE

tutta in acciaio inox

Dimensioni: 560x320x210 mm
Peso: 19,5 kg
Consumo max 365W
Voltaggio 220/240 50/60 Hz



Piano frontale a rulli cod. K30.100.152

Piano frontale inox cod. K30.200.135

Stampante termica esterna per termosaldatrici Famos versioni DEP/DBC

Collegando questa stampante alle termosaldatrici compatibili è possibile realizzare un pratico sistema di rintracciabilità a costi contenuti. Stampando le etichette a doppia adesività potrete prima applicarle sull'imballo o sul container ed una volta sterilizzato la stessa etichetta potrà essere staccata e posta sulla documentazione personale del paziente. Le etichette dispongono di indicatore di viraggio per valutare visivamente l'esposizione al processo di sterilizzazione.


Codice KBSV4-T Stampante termica esterna

Codice KBSV-Label Etichette biadesive con indicatore di viraggio, rotolo da 750 etichette, conf. 12 rotoli



famos

Qualità tutta in acciaio inox



Portarotoli con taglierina

TS 750

dimensioni 970x420x130/420 mm
cod. K50.100.080 solo parte inferiore
cod. K50.100.410 completo anche di parte superiore

TS 900

dimensioni 1120x420x130/420 mm
cod. K50.100.130 solo parte inferiore
cod. K50.100.411 completo anche di parte superiore



Carrello portacontainer

con regolazione elettrica dell'altezza e piano mobile per inserimento nell'autoclave del container. Regolazione da 500 a 950 mm.
cod. K50.100.000

Sistema di trasporto "car-in-car"

Funzione:

- raccolta
- spedizione
- trasporto di cestelli e container

Costruzione:

- acciaio cromo nichel 1.4301

Dimensione del contenitore esterno:

cm 83 x 135 x 153 altezza

cod. K50.100.809



TECNOLOGIA
in acciaio inox



Cestelli in rete inox

Cestelli a maglie larghe

cod. K50.100.406 580x280x260 mm

cod. K50.100.407 580x280x130 mm

Cestelli a maglie fini

cod. K50.100.148 480x250x60 mm

cod. K50.100.149 240x250x60 mm

cod. K50.100.064 120x250x60 mm

Barra a 3 ganci

da fissare al muro per appendere i cestelli e moduli

cod. K50.100.069 lungh. 1050 mm (coppia)



Tavolo di lavoro inox

con regolazione elettrica o manuale dell'altezza
dim.: 800x1800 mm
reg. da 800 a 1150 mm
cod. K50.100.001 elettrico
cod. K50.100.401 manuale



Carrello chiuso in inox

per trasporto cestelli. Dotato di 2 ante apribili fino a 270 gradi con serratura e 3 mensole interne. I carrelli hanno 4 ruote girevoli ø 15 mm, di cui 2 con freno. Dimensioni: largh. cm 135, prof. cm 68, altezza mm 140.

cod. K50.101.915

famos

Qualità tutta in acciaio inox

TECNOLOGIA
in acciaio inox



Tavolo regolabile in altezza

manualmente, realizzato come piano di lavoro per sigillatrici. Tutto in acciaio inox. Ha 4 ruote diam. 75 mm, 2 con freni. Ai lati ci sono 2 cesti per il contenimento dei prodotti. Dimens. mm 750 lungh. x 700 largh x altezza regolabile da cm 80 a 100.

cod. K50.101.131



Carrello portacarta

con ripiano, fermi per carta, ruote ø 75, cm 122x60x90h

cod. K50.101.082



Cestello a maglie larghe

mm 508x280x260

cod. K50.100.406

Modulo per contenitori in plastica

cod. K50.100.054

Modulo universale

cod. K50.100.136

Carrello modulare

mm 555x400x1600

cod. K50.100.042 con ganci su un fronte


cod. K50.100.041 con ganci su ambo i fronti



Modulo porta siringhe e piccoli oggetti

cod. K50.100.049

mm 600x110x310



Modulo porta guanti

cod. K50.100.039

mm 580x270x260



Modulo porta suture a 5 ripiani

cod. K50.100.135

mm 590x164x350



Modulo per zoccoli

cod. K50.100.549

mm 565x270x177

famos

Qualità tutta in acciaio inox

TECNOLOGIA
in acciaio inox

Stazione di pre-lavaggio per centrali di sterilizzazione



Dimensioni, profondità e dotazioni su richiesta del cliente.

Caratteristiche della stazione di pre-lavaggio fotografata:

- bancone completamente in acciaio inox e piano di lavoro con lavelli integrati senza saldature
- vasca di lavaggio agli ultrasuoni con cestelli d'immersione e coperchio isolante
- rubinetto e doccia sopra testa, rubinetti e pistole spray per aria e acqua distillata
- schermo trasparente in perspex ad altezza regolabile
- cassette e armadietti sotto ripiano

OPZIONI:

- pedali per rubinetti
- dispenser automatico per detergenti

Pistola a getto per prelavaggio

Pratica per un accurato prelavaggio con una serie di accessori che rendono il lavoro più efficace e meno gravoso. Ideale per vetreria da laboratorio, cateteri, siringhe, endoscopi e cistoscopi, cannule, ferri, ecc. Un'accurata pulizia è garanzia di un'ottima sterilizzazione. Pistola completa di ben 13 accessori per ogni necessità.

cod. K27.000.030



Contenitori trasparenti

in speciale materiale plastico. Forniti completi di coperchio trasparente a tenuta ermetica.

Codice	Dimensioni cm
KTR 53-32-10	53 x 32,5 x 10 h
KTR 53-32-20	53 x 32,5 x 20 h
KTR 32-17-10	32,5 x 17,5 x 10 h
KTR 32-17-20	32,5 x 17,5 x 20 h



Deter Brill

Soluzione per utilizzo con macchine **lavaverri**. Tanica 5 lt.

cod. **KDTERBRILL** conf. 12 pz.

Deter Plus

Soluzione particolarmente studiata ed attiva per l'utilizzo con macchine **lavapadelle**. Riesce a trattare sporco molto resistente e grasso. Tanica 5 lt.

cod. **KDTERPLUS** conf. 12 pz.

Decalk

Soluzione decalcificante ed anticorrosiva, da utilizzare almeno una volta alla settimana con un ciclo a vuoto, per la pulizia e manutenzione di macchine lavaverri e lavapadelle. Tanica 5 lt.

cod. **KDECALK** conf. 12 pz.

Sile Brill

Soluzione per favorire l'asciugatura con lavaggio meccanico. Tanica 5 lt.

cod. **KSILEBRILL** conf. 12 pz.

GUS

PCI

**Sistemi aspiranti, senza necessità di camino,
per l'utilizzo sicuro di disinfettanti e sterilizzanti**

Protezione secondo L. 81/2008

NEW



Tutti i disinfettanti di alto livello sono tossici e biocidi comprese: la glutaraldeide, la formaldeide, l'OPA (ortho - phtaldeide), l'acido peracetico, il perossido d'idrogeno ecc.

Essi possono emanare vapori, anche inodori, ma pericolosi per l'uomo.

I sistemi aspiranti GUS permettono un sicuro utilizzo dei disinfettanti ad alto livello, proteggendo il personale da esposizioni a vapori potenzialmente pericolosi. Sono conformi ai regolamenti OSHA e JCAHO.

I vapori tossici vengono catturati da un triplo filtro "brevettato" a carboni attivi, dove vengono neutralizzati. Aria pulita viene restituita all'ambiente. Non sono necessari camini o particolari sistemi di ricambio d'aria.

Adesso disponibili anche per sistemi di lavaggio automatici (es. Olympus, Steris, Medivators, ecc.)



modello G22 FS

PCI GUS G14TC



La **G14TC** riduce notevolmente la quantità di disinfettante di alto livello usato e rimuove le esalazioni potenzialmente dannose, proteggendo allo stesso tempo le sonde. I fumi vengono fatti passare attraverso un filtro brevettato, dove sono neutralizzati. L'aria pulita viene reinmessa nella stanza attraverso le aperture laterali. Non è necessario alcun camino.

La caratteristica di questa GUS è data dai particolari tubi curvi che rendono facile l'inserimento e la rimozione delle sonde. Questo elimina il rischio di danneggiamento di queste sonde, delicate ed estremamente costose.

Il sistema GUS G14TC è disponibile con tre tubi (cod. KG14TC-3) oppure due (cod. KG14TC-2). Un tubo è utilizzato per il risciacquo con acqua dopo la disinfezione.

cod. KG14TC-3 aspiratore completo di 3 tubi curvi e filtro a tripla azione

cod. KF141 filtro di ricambio

cod. KG14SC spazzolino per pulizia tubi curvi

PCI GUS G17

per isteroscopi, cistoscopi, ENTscopi ed altri oggetti



cod. KG18



cod. KG17

Il sistema GUS evita l'uso di camini, i vapori derivanti dalla glutaraldeide o da altri agenti sterilizzanti vengono fatti passare attraverso un filtro brevettato, dove vengono neutralizzati. L'aria pulita viene reinmessa nella stanza attraverso gli scarichi laterali; non è necessario alcun camino. Interruttore per raddoppio della velocità di aspirazione. La costruzione a vasca trattiene gli schizzi e gli spandimenti. Il particolare design del vassoio per il trattamento riduce notevolmente l'ammontare del livello di disinfettante necessario. I tradizionali vassoi di immersione avrebbero utilizzato un quantitativo doppio di disinfettante.

I contenitori cilindrici consentono un notevole risparmio dei liquidi disinfettanti proteggendo i Vostri operatori ed il Vostro budget.



Vassoio per trattamento con un cistoscopia e una sorgente di luce

cod. KTR-HS-INS



Vassoio per trattamento per un isteroscopia e una sorgente di luce

le piccole di grande capacità

DIMENSIONI INTERNE

cod. KG17 cm 45 largh. x cm 61 lungh. x cm 28 alt.

cod. KG18 cm 45 largh. x cm 61 lungh. x cm 46 alt.


KG17 e KG18 sono cappe complete di un vassoio, due vaschette, inserto sagomato e filtro a tripla azione

cod. KTR-HS-U vaschette cm 60 lungh. x cm 12 alt. x cm 20 largh. complete di coperchio

cod. KF171 filtro di ricambio

Cappe di aspirazione senza camino

Uso sicuro della glutaraldeide, formaldeide, acido peracetico ed altri disinfettanti ad alto livello



cod. KG25 dotata di pompa carico/scarico integrata e sensore apertura porta

La glutaraldeide è considerata sostanza indispensabile per talune disinfezioni o sterilizzazioni. Le cappe GUS, in continua aspirazione, raddoppiano la velocità di aspirazione quando vengono aperte permettendo l'uso di sostanze volatili pericolose, garantendo la massima sicurezza per l'operatore.



cod. KG32 dotata di pompa carico/scarico integrata e sensore apertura porta

- **Conforme alle norme OSHA ed alle normative della commissione Joint.**
- **Elimina i vapori e protegge il personale.**
- **Non è necessario nessun camino.**



- **Un particolare filtro a tre sezioni svolge un'azione di intrappolamento, trattenimento, scomposizione.**
- **Sono disponibili dimensioni studiate per le più comuni applicazioni.**
- **Durata del filtro 6 mesi.**



cod. KG14FH
versione da banco ad ingombro ridotto

Modelli da banco disponibili

mod. cod.	dim. interne in cm. largh x prof. x alt.
KG25-E	69 x 70 x 62
KG25-S	69 x 70 x 42
KG32-E	85 x 70 x 62
KG32-S	85 x 70 x 42
K9053	Carrello inox 2 ripiani 70x70
K9054	Carrello inox 2 ripiani 70x100

I carrelli sono in acciaio inox a doppio ripiano.

Bacinelle autoclavabili con coperchio		
Codice	Dimensioni: largh. x lungh. x h.	2 x cappa
KTR20-6a	53 cm x 16 cm x 10 cm	G17 *
KT15-21w	38 cm x 53 cm x 13 cm	G32 •
KT11-17w	28 cm x 43 cm x 13 cm	G25 •
KTR13-21a	33 cm x 53 cm x 15 cm	G32 *
KTR6-10a	15 cm x 25 cm x 15 cm	G14 *
KTR24-8w	61 cm x 20 cm x 15 cm	G17 •
* policarbonato • fibra di vetro		

GUS protezione per il personale

Aspiratori/contenitori per il trattamento sicuro con glutaraldeide ed altri disinfettanti di sonde vaginali, intraoperatorie, sonde transesofagee, cardiologiche, endoscopi flessibili ecc.



cod. KG10VP

per sonde ecografiche od altri oggetti, installabile a muro, con larghezza ridotta a soli 25 cm con 2 contenitori, disponibile anche con larghezza 36 cm e 3 contenitori cod. KG14KA



cod. KG14ENT-3

cappa aspirante a muro per piccoli endoscopi lunghezza tubi 51 cm. Disponibile anche larghezza ridotta a 25 cm con 2 tubi cm 51

A


Supporto regolabile per sospendere la sonda nel contenitore.

B

Scomparto per lo stoccaggio delle parti elettriche.


C

Area in continua aspirazione con filtro brevettato a tre strati ed a triplice azione.



cod. KG14T-2 a 2 tubi
cod. KG14T-3 a 3 tubi
per sonde ecografiche od altri oggetti

cod. KG14SR
spazzolino per pulizia tubi G14T



Patent Pending

- **Conformi alle norme OSHA e JCAHO per l'uso sicuro di glutaraldeide, acido peracetico ed altri prodotti chimici.**
- **Eliminano vapori pericolosi**
- **Non necessitano di camini**
- **Installabili ovunque**
- **Durata filtri 6 mesi**

Caratteristiche tecniche:

modello	velocità frontale dell'aria	volume trattato
G17	18.29 m x minuto	3.06 m ³ x minuto
G25	15.24 m x minuto	3.51 m ³ x minuto
G32	18.29 m x minuto	6.12 m ³ x minuto
G14T - G14TC	25.9 m x minuto	1.76 m ³ x minuto


A richiesta è disponibile un elenco di tutte le sostanze che possono essere trattate con GUS

I dati esposti possono essere variati dal produttore

Filtri di ricambio

modello cappa	cod. filtro
G 14	KF 141
G 25	KF 251
G32	KF 321
G22	KF 221
G17	KF 171
G10	KF 10

Lettini multifunzione Promat



***La soluzione ideale per creare un ambiente rilassato e confortevole.
L'elemento che mancava per fornire
un'immagine moderna e dinamica del vostro studio.***

- infinite possibilità di posizionamento con più motori elettrici
- diverse sezioni per tutte le esigenze operative




piccola chirurgia,
dermoestetica, visita,
fisioterapia



piccola chirurgia, podiatria,
fisioterapia, flebologia



ginecologia



I diversi motori elettrici (4 per la MX e 3 per la FX-GY) assicurano un'infinita possibilità di posizionamenti. I braccioli sono amovibili, il poggiatesta allungabile come le sezioni poggiamambe. Un comodo telecomando attiva le diverse posizioni. Il basamento è dotato di ruote per una facile movimentazione.



Accessori disponibili:

- ✓ kit multimedia (lettore CD e diffusori nella zona poggiatesta)
- ✓ illuminazione soffusa integrata nella base
- ✓ sezione schiena e seduta riscaldabile
- ✓ rivestimenti personalizzati
- ✓ messa a terra
- ✓ porta rotolo
- ✓ copertura in tessuto amovibile e lavabile

	Promat MX	Promat FX	Promat GY
lunghezza totale	1820-2160	1820-2210	1410
regolazione altezza	595-905	595-905	595-905
angolo schienale	0°-78°	0°-78°	0°-78°
seduta	0°-20°	0°-20°	0°-20°
gambe	0°-78°	0°-75°	-
peso totale	65 kg	67 kg	58 kg
codice	K3019	K3214	KPromatGY

Due eleganti sedute completano la linea Promat



cod. **K3714**



cod. **K3745**



Exaflex 4000


Tavolo operatorio mobile

Il nuovissimo tavolo operatorio mobile Exaflex 4000 per chirurgia. E' l'evoluzione del modello precedente, Exaflex 3000 ed è caratterizzato da un'elevata portata fino a 210 Kg, per pazienti obesi/bariatrici. La sua dotazione standard prevede già la struttura su ruote girevoli con freno e la robusta colonna centrale per una regolazioni in altezza di ben 360 mm per tutti i tipi di chirurgia e per creare un campo operatorio ergonomico per tutti i chirurghi.

- Rivestimento del piano 60mm antistatico, biocompatibile, colore nero.
- Costruzione in acciaio inox ed alluminio.
- Barre laterali DIN (25x10) per accessori (es. piantana infusione, supporto braccia, ecc)
- Movimentazioni con pompe idrauliche senza manutenzione.
- Posizionamento fluido e leggero
- L'assenza di elementi elettrici è garanzia di massima affidabilità e durata nel tempo unite ad assenza di manutenzione.
- Produzione tedesca.

Dati tecnici:

- Peso: kg 191
- Altezza: max 1140 mm min 780 mm
- Corsa: 360 mm



- Larghezza seduta: 650 mm, max ingombro: 700 mm
- Lunghezza totale: 2100 mm
- Lunghezza seduta: 485 mm
- Lunghezza gambe: 620 mm

Possibili regolazioni:

- Trendelenburg: 30°
- Anti-Trendelenburg: 30°
- Sezione schienale ascendente: 75°
- Sezione schienale discendente: 15°
- Posizione gambe ascendente: 20°
- Posizione gambe discendente: 90°
- Inclinazione laterale destra/sinistra: 20°



Exaflex 3000

TOP QUALITY

Tavolo operatorio mobile

multiuso, di grande qualità.

Produzione tedesca.

Versione con 5, 6 o 8 sezioni radiotrasparenti.

- imbottiture di 40 mm di spessore, antistatiche, color nero. Sono disponibili altri colori ma non antistatici.
- regolazione in altezza con potente pompa idraulica.
- costruzione in acciaio inox, alluminio ed acciaio verniciato RAL 9007.
- ampia base con doppie ruote, due sono bloccabili.
- ampia possibilità di accessori per ogni tipo di chirurgia.
- ampia possibilità di movimento: Trendelenburg anteriore e posteriore 30°, inclinazione laterale 20°, ecc.



Tavolo senza poggiatesta e supporto gambe
cod. **KART01A**

- | | |
|-------------------------|---|
| cod. K6120-05-10 | Poggiatesta standard 270x270mm, inclinabile |
| cod. K6120-12-00 | Poggiatesta largo 354x270mm, inclinabile |
| cod. K6119-19-00 | Supporto per gambe separate inclinabile e ruotabile |
| cod. K6120-04-00 | Supporto per gambe inclinabile |

DATI TECNICI:

- peso kg 165
- h max 1070 mm - min 770 mm
- larghezza 540 mm, max ingombro 590 mm
- lunghezza 200 mm, optional 230 mm

Altri accessori disponibili a richiesta



Tavolo operatorio EXAFLEX 6126

Compatto, disponibile con regolazione elettrica o manuale dell'altezza.

Indicato per:

- esami chirurgia maxillo
- otorino - oftalmologia - ginecologia - dermatologia - urologia
- microchirurgia - piccola ortopedia

Regolazioni:

- altezza da 60 a 90 cm
- Trendelenburg 20° (controllo con braccio ammortizzato a gas)
- ampia gamma di accessori (da richiedere) per ogni specialità
- ampia base d'appoggio cm 70x50
- possibilità di base mobile su ruote (optional)
- peso 103 kg.

Tavolo, senza poggiatesta e supporto per gambe
elettrico cod. **K6126**

Poggiatesta


- cod. **K6126-10-50** standard
 cod. **K6126-13-00** largo 45cm, allungabile
 cod. **K6126-32-00** largo 45cm, allungabile ed inclinabile
 cod. **K6109-20-00** a calotta
 cod. **K6109-21-00** su 2 punti
 cod. **K6126-10-00** ENT
 cod. **K6126-16-00** ad U

Supporti per gambe

- cod. **K6126-04-00** standard
 cod. **K6109-19-00** gambe separate
 cod. **K6126-22-00** supporto mobile su ruote



Tavolo ginecologico completo
(come da foto)
elettrico cod. **KART05**



Su richiesta è disponibile una vasta gamma di accessori



Moderna seggiola per visita e trattamenti

- sollevamento idraulico a pedale
- movimento da 40 a 59 cm
- grande base in alluminio 50 x 50 cm
- 4 piccole ruote incorporate nella base, permettono un facile spostamento in un unico senso
- colore azzurro o grigio
- possibilità di rotazione a 360°

cod. **KART40**
seggiola senza poggiatesta e braccioli

cod. **KART41**
poggiatesta

cod. **KART41D**
poggiatesta su due punti

cod. **KART43**
braccioli

Sedute per sala operatoria con selleria in materiale antistatico color nero



- speciale seggiolino per sala operatoria, con poggia braccia sterilizzabili
- possibilità di regolazione in altezza da 53 a 72 cm
- regolazione a pedale
- seduta anatomica
- perno per bloccaggio a pavimento. Movimento azionabile a pedale

cod. **KART32**
completo di poggia braccia

cod. **KART32A**
senza poggia braccia

cod. **K2016-07-25-00**
cuscinetti per poggia braccia



- seggiolino multiuso
- ampia base con 5 ruote antistatiche
- regolazione in altezza mediante pedale "a piatto" 60-85 cm

cod. **KART31**

Sgabello High-Tech

- sedile in P.U. nero
- base ferro cromato
- alzata a gas cm 64/82
- disponibile con o senza ruote

cod. **KART DRT03**

cod. **KART DRT03R** con ruote



Modernissimo seggiolino ergonomico, pratico e comodo

- ampia base in acciaio con 5 ruote
- altezza regolabile da 51 a 76 cm
- colori: azzurro, beige, grigio, verde chiaro

cod. **KART44**
seggiolino con regolazione a gas azionato da un ampio disco sulla base



Comodissimo seggiolino con seduta e schienale anatomico regolabile

- regolazione in altezza con comando a pedale "a piatto" da 43 a 57 cm o da 49 a 69 (specificare)
- colori disponibili: bianco, grigio, beige, turchese, verde chiaro
- ampia possibilità di regolazione dello schienale
- base su 5 ruote

cod. **KART33**

cod. **K2414L** poggia braccia sinistro

cod. **K2414R** poggia braccia destro





Postazione mobile per igiene operatori

L'igiene vi segue ovunque.....

Descrizione:

Stativo mobile che offre in un'unica prodotto la possibilità di avere tutto il necessario per garantire agli operatori sanitari una pratica postazione per un'igienizzazione rapida delle mani sia durante le visite in reparto che in locali dove non è presente un lavabo

Composta da:

- Stativo inox (diam. mm.- 33) ad altezza fissa mm. 1500
- Base in acciaio ed alluminio (diam. mm. 600)
- 5 ruote diam. mm. 80 di cui 2 con freno ed antistatiche
- Dispenser doppio per guanti (compatibile con box 100 pz)
- Cestello piccolo in filo inox per accessori
- Dosatore di igienizzante per mani con comando a gomito
- Bacinella raccolta schizzi e spandimenti
- Cesto inferiore ampio
- Tutti gli accessori sono dotati di morsetto rapido per fissaggio alla piantana

cod. **KS02512PB** colore blue



Supporto per bacinelle

cod. **KS0112002**

Supporto con 2 bacinelle diam. 32cm (6 lt.) in acciaio inox. Dotato di manico per spinta. Altezza: 825mm Base: 635mm Peso: 7,8kg Base su 5 ruote di cui 2 con freno ed antistatiche.



Supporto per bombola

cod. **KS013190A**

Colore bianco, per il trasporto di 2 bombole da 10 litri. Altezza: 880mm Base su 5 ruote di cui 2 con freno



Supporto per braccio su ruote

cod. **KS2112027**

In materiale cromato con cuscinetto in foam. Regolabile in altezza da 680 a 880mm. Cuscinetto: 300x100mm Peso: 3 kg. Diametro base: 635mm Base 5 ruote di cui 2 con freno

Carrello di servizio

cod. **KI9972202**

In acciaio inox. Misura piatto 300x200mm. Cesto multiuso 300x200x200mm. Maniglia regolabile in altezza. Base su 5 ruote di cui 2 con freno



Sistemi modulari di supporto con barre DIN a muro



Il sistema modulare di barre DIN installabili a muro trova impiego in svariate soluzioni dalle **stanze di degenza** alle **terapie intensive** fino alle **zone risveglio**. L'installazione a muro permette di **liberare prezioso spazio** ed **organizzare in maniera pratica e sicura** tutti gli accessori utilizzati quali ad esempio: pompe per infusione, monitor, piantane per infusione cassette per archiviazione, ecc.

La modularità del programma di barre a muro offerte permette un'estensione illimitata con numerosi accessori inoltre la portata di 100 chili per metro lineare offre le necessarie

garanzie di **sicurezza e durata nel tempo**.

Con i sistemi modulari a muro è possibile eliminare le pericolose piantane montate su stativo mobile su ruote che spesso causano intralcio al paziente e dagli operatori.

Attrezzare una sala di degenza ad esempio con la soluzione modulare a muro permette di mettere in sicurezza tutte le apparecchiature che normalmente sono posizionate in modo precario su supporti non idonei.

In un'unica soluzione con le barre installate a muro avrete a disposizione un sistema pratico per **sfruttare al massimo lo spazio e gestire nella massima sicurezza le attrezzature**.

Gli accessori per barre a muro DIN comprendono:

- piani di appoggio,
- cassette singoli e doppi,
- snodi di fissaggio per piantane da infusione,
- lampade da visita
- supporti per cestini.



La sicurezza e l'ordine costano meno di quello che pensate!

Chiedete un preventivo dettagliato indicandoci la lunghezza della parete e gli accessori necessari.

Esempi di soluzioni realizzate con il sistema modulare di barre medicali a muro DIN



Esempi di soluzioni realizzate con il sistema modulare di barre mediche a muro DIN



Nuovo sistema pensile




Descrizione:

Sistema pensile girevole che viene fissato a soffitto per sorreggere sistemi di infusioni e relativi accessori.

Utilizza 3 bracci rotanti. Ottimizza l'uso dello spazio e facilita il movimento del personale attorno al paziente.

Dati tecnici:

- Materiale: 2 tubi in acciaio inox da 25 mm e 2 barre in acciaio inox 25x10 mm (supporto standard);
- Supporto per flaconi: 2 supporti per flaconi con 3 uncini ciascuno;
- Portata: 2 kg per il sistema portaflaconi e 40 kg per il sistema;
- Peso: circa 35 Kg;
- Angolo di rotazione: 320°;
- Range di lavoro: 1.800 mm;
- Viene fornito con cavo corrente a cui verrà applicato una presa multipla da 4 con interruttore (specificare il tipo di presa);
- Distanza dal pavimento circa metri 1 - 1,2



Codice:

KZ2N02252

ICS 3 per una stanza alta 2.500 - 2.700 metri

KZ2N02272

ICS 3 per una stanza alta 2.700 - 2.900 metri

KZ2N02292

ICS 3 per una stanza alta 2.900 - 3.100 metri

Accessori:



Baldacchino
cod. **KZ2K0689A**



Vassoio
cod. **KZ2N07332**



Cassetto
cod. **KZ2N07432**



Doppio cassetto
cod. **KZ2N07532**



Lampada
cod. **KL1000200A**



Portaflaconi
cod. **KZ2N06322**



Supporto per pompe
cod. **KZ2N07162**



Anello di bloccaggio
cod. **KZ2N07072**



Piantane per ipodermoclisi

in acciaio inossidabile di ottima qualità, stativo con base a 5 razze per un equilibrio sicuro, con stabile croce in materiale sintetico, ganci di sicurezza per flaconi da infusione, incluso recipiente di raccolta gocce in materiale sintetico, regolazione continua dell'altezza fino a ca. 213 cm, ruote gemellate silenziose con 2 ruote con freno, 2 ruote di sicurezza e 1 ruota antistatica, incluso kit per il montaggio, parti confezionate singolarmente.

cod. **KIN81**

cod. **KIN81P**
cestello portaflacone

Sono disponibili modelli a parete e con sistema di aggancio a barra

Accessori per piantane:



• **Maniglia per spinta**
regolabile in altezza
cod. **KZ2N07982**


• **Vassoio multiuso** in acciaio inox 315x275mm, con bordi di sicurezza, regolabile in altezza. Dotato di proprio morsetto
cod. **KZ2N06982**



Piantana per urologia

Altezza regolabile elettricamente da 1500 a 2650mm (si aziona con il piede).
Base su 4 ruote di cui 2 con freno. 2 ganci in acciaio inox, capacità massima totale 30 kg.

cod. **KIU02237**



Piantana amagnetica

Nuova piantana amagnetica per risonanza magnetica.
Altezza 135-215cm, 4 ganci, diametro base 63,5.
cod.



Modello componibile

- regolazione automatica (foto B)
- acciaio inox
- altezza regolabile da 1,50 cm a 2,35
- ampia base con 5 ruote antistatiche $\varnothing$ 75 mm, 2 con freno
- 4 ganci inox

cod. **KI-112212**

cod. **KZ2N06312**

cod. **KZ2K06304**

cod. **KZ2N057152**

stand senza accessori
sostegno per 2 pompe
4 prese elettriche con cavo da m 2,50 ed interruttore
supporto per sacca urina con 2 ganci

Sono disponibili stand a soffitto montati su rotaia

Provita serie 1

Top Quality

Una serie indicata per visita e medicazione.

Lampada alogena a 12V / 50W. 46.000 lux / 500 mm. Diametro campo 90/180 a 500/1000 mm. 3000 kelvin. Colore bianco RAL 9002.



LAMPS



A parete,
4 snodi,
sbraccio 1000 mm
cod. **KL140066A**



A stativo su ruote,
con braccio flessibile ed
uno snodo

cod. **KL111105A**

cod. **KL100011A**
versione a LED



A soffitto,
completa di supporto e
trasformatore per soffitto,
4 snodi, sbraccio
1000 mm

cod. **KL125067** fino a 2,5 m cad.
cod. **KL127067** fino a 2,7 m cad.
cod. **KL130067** fino a 3 m cad.



**I diversi modelli a stativo
sono anche disponibili con
illuminazione LED**

Caratteristiche:

- 3 LED da 4W
- 22.500 lux a 500mm
- Colore luce bianca
- 4.700° Kelvin
- Diametro campo 100mm a 500mm di distanza
- Minore emissione di calore
- Durata lampadine 20.000 ore



Plafoniera
per copertura anello di fissaggio a soffitto e trasformatore
cod. **KZ2K0679A**



A stativo su ruote,
con braccio rigido a 2 snodi

cod. **KL111120A**

cod. **KL100024A** versione a LED

*Qualità della luce
Qualità del lavoro*

Provita serie 2 - qualità tedesca serie economica

Una serie completa e ben realizzata, per l'illuminazione del letto di degenza. Risolve ogni problematica di installazione. Lampada alogena a 12V / 35W. Diametro campo 90/180 a 500/1000 mm, con 27000 lux / 500 mm, 3000 kelvin.

Per illuminare il vostro
campo operatorio
abbiamo interessanti
proposte con diverse
tecnologie, scriveteci a
info@kerna.it



Su stativo con ruote
cod. **KL220222A**



LAMPS

Particolari sistemi di aggancio



Con supporto per aggancio a tubo
cod. **KL211162A**



Con supporto per parete
o testata letto. Braccio flessibile
cod. **KL220212A**



Con supporto per barra.
Braccio flessibile
cod. **KL241112A**

Barra 25x10 mm
cod. **KLZ2N0650W**

Lampade scialitiche

Siamo in grado di fornirvi una **consulenza completa** per le vostre esigenze di **illuminazione professionale in ambiente chirurgico**.

Dalla lampada da visita e per piccoli interventi con campi ridotti, fino alle combinazioni gemellari o triplici per le grandi procedure chirurgiche specialistiche.

Siamo in grado di offrire tutte le tecnologie di illuminazione:



luce alogena



luce a scarica di gas




luce a LED

La lunga esperienza nel settore dell'illuminazione chirurgica ci ha portato a scegliere i migliori produttori di lampade e sistemi di ripresa video.

Volete dotarvi di un avanzato sistema di **ripresa video** senza dover necessariamente cambiare le lampade esistenti? Contattateci, abbiamo la tecnologia per realizzare **soluzioni di qualità** ma a **prezzi concorrenziali!**

Sala di osservazione

Sala operatoria
(indipendente)



Full HD
1080p

Accessori in acciaio inox 18/10



◀ Scatola perforata


per sterilizzare piccoli strumenti, cm 13 x 6 x 2h

K233

Scatola perforata ▶

per sterilizzare aghi, punte di elettrobisturi, ecc. Tre scomparti, cm 15 x 9 x 2h

K232



Bacinella portaferrì ▶

K211 cm 21x11x5h

K213 cm 24x16x5h

K215 cm 28x18x5,5h

K217 cm 32x19x6,5h

K221 cm 40x23x8h



◀ Spille portastrumenti

K250 mm 80 diam. 3mm

K251 mm 120 diam. 3mm

K252 mm 160 diam. 3mm



▲ Secchio

ø 300 x h 270 mm, cap. 10 lt.

K1631

Coperchio per secchio

K1636



Cestino porta rifiuti automatico

Il nuovo sistema automatico con apertura ad infrarossi assicura grandi benefici:

- non dovete più toccare con le mani leve o coperchi assicurando così una massima igiene nessuna possibilità di contaminazione
- non dovete utilizzare pedali che possono essere scomodi ed ingombranti
- costruito in acciaio inox che assicura una lunghissima durata ed un'ottima immagine
- il sistema di apertura si aziona con mani piene con un semplice accostamento. Capacità 24 litri

cod. **KART95024L**



Kleaner

si tratta di un supporto in acciaio inox atto ad ospitare il contenitore in cartone dei rifiuti infetti e speciali, costruito in modo da garantire la custodia del contenuto, tutelando gli operatori ed i pazienti da eventuali contaminazioni. Inoltre, se tenuto all'interno dello studio infonde sicurezza nel pubblico in quanto i rifiuti infetti non sono più a vista, ma isolati nell'apposito recipiente, chiuso tramite coperchio in acciaio inox. Un altro vantaggio diretto per l'utilizzatore è che può gettare i rifiuti infetti a mani libere, aprendo il coperchio semplicemente azionando il pedale.

Contenitori per rifiuti Kleaner
cod. **KIN53C**



▲ Catino per bende

ø 460 mm h.170 cap. 15l

K1320



Portacatino singolo

Telaio realizzato in tubo di lega di alluminio lucidato. Base a 5 razze in materiale plastico stampato. Ruote $\varnothing$ mm 50, $\varnothing$ cm 32.

cod. **K501032/1E**

disponibili anche altre misure

Portacatino doppio

Completo di catini in acciaio inox.

cod. **K501132/1E**

disponibili anche altre misure

Catino inox $\varnothing$ 32

cod. **K1162**


disponibili anche altre misure



Portacatino per bende gessate

Materiale alluminio, $\varnothing$ 460, con ruote.

cod. **K5012/1**



Portaflebo con base

Struttura in acciaio cromato, regolabile in altezza, base a 5 razze.

cod. **K417**

Portaflebo su ruote

cod. **K418**



Porta cestello

Materiale alluminio e acciaio cromato.

cod. **K5004**



Bastardella

in robusto acciaio inox su ruote. Secchio amovibile.

cod. **K1165**

Tavolo servitore

Vassoio estraibile e telaio in acciaio inox, pompa oleodinamica in acciaio cromato, base in alluminio.

L. 680 l. 450 h. 900-1250

Vassoio

L. 680 l. 450 h. 25

cod. **K5006/1**

Stesso modello con regolazione manuale:

cod. **K5006**



Carrello porta sacco

Materiale alluminio, con base in alluminio.

cod. **K5042**



Accessori in acciaio inox 18/10



◀ Vaso in cristallo

portacotone, con coperchio inox a cerniera


- K1390** ø 100 h 100 mm
- K1391** ø 120 h 120 mm
- K1392** ø 150 h 150 mm

▶ Bacinella

in cristallo con coperchio inox



- K1414** mm 220 x 100 x 50 h
- K1415** mm 220 x 140 x 60 h
- K1416** mm 270 x 160 x 60 h



◀ Bacinella

in cristallo a tenuta d'alcool (senza tappo)

- K1432** mm 220 x 100 x 50 h
- K1433** mm 220 x 140 x 60 h
- K1434** mm 270 x 160 x 60 h

Tappo inox a tenuta

- K1442** mm 220 x 100
- K1443** mm 220 x 140
- K1444** mm 270 x 160



◀ Barattoli

inox con coperchio

- K782** ø 95 x 60 mm
- K784** ø 105 x 60 mm



- K786** ø 120 x 80 mm
- K787** ø 120 x 120 mm
- K788** ø 160 x 100 mm
- K789** ø 160 x 140 mm
- K790** ø 200 x 150 mm
- K791** ø 200 x 180 mm




Scatola liscia

- K371** mm 150 x 60 x 40h
- K373** mm 180 x 80 x 40h
- K375** mm 220 x 120 x 60h
- K377** mm 280 x 140 x 60h
- K379** mm 360 x 160 x 70h

Vassoi grandi

- K1200** mm 540 x 360 x 25h
- K1201** mm 680 x 450 x 25h
- K1202** mm 680 x 450 x 40h
- K1203** mm 860 x 520 x 50h





DONATELLO - ultrasuoni

- morbo di duplay
- tendiniti
- contratture muscolari
- analgesia
- artrosi
- morbo di dupuytren
- tessuti cicatriziali
- ultrasuono lipoclasia

NEW

DONATELLO sono unità programmabili per la generazione di correnti atte ad alimentare trasduttori ultrasonici con frequenza da 1 a 3 MHz. DONATELLO è realizzato nelle seguenti versioni: CLASSIC con sintonia automatica per l'utilizzo di trasduttori da 1 a 3 MHz. SPECIAL con sintonia automatica per l'utilizzo di trasduttori da 1 a 3 MHz con la possibilità di associazione con un canale di elettroterapia. Mediante DONATELLO è possibile ottenere emissioni di ultrasuoni continui o modulati con intensità e con tempi di erogazione programmabile e pertanto atte al trattamento termico profondo di differenti stati patologici. I manipoli trasduttori del DONATELLO possono essere utilizzati in immersione. Le unità DONATELLO oltre ad essere fornite con un numero di protocolli memorizzati, danno la possibilità di memorizzare dei programmi sia sull'apparato stesso che attraverso un software specifico.

Tabella caratteristiche principali

DONATELLO	CLASSIC SPECIAL
Tensione alimentazione (Vac)/(Hz)	230/50-60
Potenza assorbita(VA)	50
Tempo di trattamento (min)	Da 1 a 30
Frequenza di lavoro (MHz)	Da 1.0 a 3.0
Modulazione (%)	Da 5 a 100
Max intensità di uscita (W/cm ²)	3
Dimensioni LxHxP (mm)	250x380x230
Peso (kg)	5

Cod. **KELT136** Donatello Classic 1
Cod. **KELT136S** Donatello Special 1

Accessori in dotazione standard

Cavo di alimentazione 2MT 3x1 mm SIEMEN-IEC
Kit per elettroterapia solo per la versione Donatello Special

Optional

Manipolo US 1 MHz Ø 15 mm
KELT136M1
Manipolo US 3 MHz Ø 15 mm
KELT136M2



Borsa **KELT138B**

- Display grafico ad alta luminosità
- Controllo delle funzioni tramite manopola o da telecomando
- Facilità di trasporto per trattamento domiciliare
- Possibilità di fissaggio permanente dell'unità sul carrello
- Oltre 40 protocolli terapeutici in memoria
- 240 programmi personalizzabili
- Frequenza fissa, automatica o manipoli multifrequenza
- Riconoscimento automatico accessorio connesso
- Associazione combinata con elettroterapia (solo modello Special)
- Emissione continua o pulsata
- Visualizzazione dell'intensità applicata in W/cm²
- Memorizzazione manuale o software da PC
- Portamanipoli inclusi sull'apparato

LEONARDO - elettroterapia programmabile



- galvanizzazione
- ionoforesi
- riabilitazione motoria
- terapia analgesica
- terapia anticontrattuale
- terapia antiedematosa
- terapia eccitomotoria
- terapia inibitoria
- terapia s.p.e.s.

NEW

LEONARDO è un'apparecchiatura studiata per il trattamento medico fisioterapico inteso alla terapia riabilitativa di tessuti muscolari normoinnervati e/o denervati, al trattamento di sindromi dolorose o circolatorie, ed al trattamento di stati muscolari ipotoniici od ipotrofici mediante ginnastica passiva.

LEONARDO, realizzato con le tecnologie elettroniche più avanzate, viene proposto in tre modelli (Classic e Special). Ogni modello si distingue in altre versioni sulla base del numero di canali presentati (2 canali, 4 canali).

LEONARDO dispone di: correnti diadinamiche, correnti faradiche, correnti impulsive, corrente continua, corrente Tens, correnti a media frequenza bipolari, correnti interferenziali (modello Special).

LEONARDO (Special) include la funzione indagine per la valutazione dei valori di reobase, cronassia, accomodazione e la generazione della curva intensità/tempo.

cod. **KELT-137** Leonardo Classic 2 CH

cod. **KELT-137A** Leonardo Classic 4 CH

cod. **KELT-137B** Leonardo Special 2 CH

cod. **KELT-137C** Leonardo Special 4 CH

cod. **KELT-138B** borsa

Tabella caratteristiche principali

LEONARDO	CLASSIC		SPECIAL	
	2 CH	4 CH	2 CH	4 CH
Adattatore Clip-femmina 4mm NERO	•/2	•/4	•/2	•/4
Adattatore Clip-femmina 4mm ROSSO	•/2	•/4	•/2	•/4
Busta spugna 50x50mm	•/4	•/8	•/4	•/8
Busta spugna 80x120mm	•/4	•/8	•/4	•/8
Cavo collegamento BAN/BANPROT 2m ROSSO	•/2	•/4	•/2	•/4
Cavo collegamento BAN7BANPROT 2m NERO	•/2	•/4	•/2	•/4
Cavo di alimentazione 2MT 3x1mm SIEMENS-IEC	•/1	•/1	•/1	•/1
Elettrodo in gomma conduttiva 50 x50 m	•/4	•/8	•/4	•/8
Elettrodo in gomma conduttiva 80x120 m	•/4	•/8	•/4	•/8
Fascia in velcro 8x100cm	•/1	•/2	•/1	•/2
Fascia in velcro 8x40cm	•/2	•/2	•/2	•/2
Fascia in velcro 8x60cm	•/2	•/2	•/2	•/2

- Display grafico ad alta luminosità con contrasto regolabile
- Controllo delle funzioni tramite manopola encoder multifunzionale e tasti o da telecomando
- Oltre 80 protocolli terapeutici in memoria
- 240 programmi personalizzabili, sia sull'apparato stesso, sia mediante il software LED Electrotherapy Manager compatibile con Windows
- Programmazione fino a 3 fasi in sequenza per ogni canale
- Canali totalmente indipendenti
- Sistemi di controllo di sicurezza (escludibili) con disattivazione della corrente di uscita in caso di distacco accidentale degli elettrodi
- Facilità di trasporto per trattamento domiciliare
- Possibilità di fissaggio permanente dell'unità sul carrello
- Interfaccia Computer RS-232
- Visualizzazione della Curva i/t (modello Special)

TINTORETTO - pressoterapia

NEW



TINTORETTO è un moderno e affidabile sistema compressivo della nuova generazione. L'apparecchiatura è destinata per trattamenti terapeutici dove è richiesto presso massaggio o linfodrenaggio meccanico. L'esattezza delle misurazioni nel TINTORETTO, la polifunzionalità del sistema di programmazione e l'azione dei particolari accessori fisiologici con settori sovrapposti, consente di effettuare lo sblocco dei linfonodi prima del presso massaggio. Le unità TINTORETTO presentano un sistema brevettato di riconoscimento automatico dell'accessorio collegato in modo da evitare eventuali errori

nella scelta dei protocolli e/o programmi scelti. Le apparecchiature TINTORETTO permettono la regolazione della pressione di esercizio di ogni singolo settore sia in modo automatico che manuale.

- Display grafico ad alta luminosità
- Controllo delle funzioni tramite manopola o da telecomando
- Facilità di trasporto per trattamento domiciliare
- Possibilità di fissaggio permanente dell'unità sul carrello
- 10 protocolli terapeutici in memoria per ogni accessorio collegabile
- 240 programmi personalizzabili
- Compressore silenziato
- Funzione automatica svuotamento finale
- Connessione rapida degli accessori
- Sistema brevettato di riconoscimento accessori collegati
- Memorizzazione dei programmi manuale o software da PC

Tabella caratteristiche principali

TINTORETTO	SPECIAL8
Numero settori	8
Tensione alimentazione (Vac)/(Hz)	90-240/50-60
Potenza assorbita(VA)	70
Dimensioni LxHxP (mm)	250x380x230
Peso (kg)	8

Accessori in dotazione standard

Cavo di alimentazione 2MT 3x1mm SIEMENS-IEC
Gambale comp. FISIOAUTO8settori con marsupio
Manuale operativo

Tintoretto Special
cod. **KELT138**
in dotazione



Optional

Bracciale fisio auto 4 settori
cod. **KELT138BR**



Borsa cod. **KELT138B**



MICHELANGELO - magnetoterapia

NEW



- traumatologia
- reumatologia
- angiologia
- neurologia
- dermatologia
- endocrinologia

MICHELANGELO è un'apparecchiatura per magnetoterapia a bassa frequenza (ELF) studiato per applicazioni professionali, ambulatoriali o domiciliari; specialmente adatto nelle terapie che richiedono trattamenti ripetuti per un lungo periodo o terapie

su pazienti traumatizzati o comunque immobilizzati. MICHELANGELO eroga magnetoterapia (ELF) caratterizzata da bassa frequenza, campo elettrico trascurabile, bassa potenza irradiata, effetti termici trascurabili, alta penetrazione nei tessuti. L'apparecchiatura MICHELANGELO dispone di un display grafico che permette il controllo interattivo delle unità mediante semplici dispositivi di comando localizzati sul pannello frontale o mediante telecomando a raggi infrarossi. All'apparecchiatura MICHELANGELO Classic possono essere connessi contemporaneamente una coppia di trasduttori piani e un trasduttore cilindrico. La coppia di trasduttori piani ed il cilindro possono essere attivati contemporaneamente o singolarmente.

- Display grafico ad alta luminosità
- Controllo delle funzioni tramite manopola o da telecomando
- Riconoscimento automatico dall'accessorio connesso (modello Classic)
- Programmazione fino a 3 fasi in sequenza
- Circa 80 protocolli terapeutici in memoria
- 240 programmi personalizzabili
- Memorizzazione dei programmi manuale o software da PC
- Facilità di trasporto per trattamenti domiciliari
- Possibilità di fissaggio permanente dell'unità sul carrello

Tabella caratteristiche principali

MICHELANGELO	CLASSIC2
Tensione alimentazione (Vac)/(Hz)	230/50-60
Potenza assorbita(VA)	300
Tempo di trattamento (min)	Da 1 a 60
Dimensioni LxHxP (mm)	250x380x230
Peso (kg)	8

Accessori in dotazione standard

Cavo di alimentazione 2MT 3x1 mm SIEMENS-IEC
Manuale operativo
Cod. **KELT135** Michelangelo Classic

Optional

Cilindro magnetoterapia diametro 24 cm
cod. **KELT135XX**

Cilindro magnetoterapia diametro 60 cm
cod. **KELT135XZ**



KELT135XX

Coppia placche magnetoterapia
70x120 mm
cod. **KELT135XY**



KELT135XY

Borsa **KELT-138B**

Elettrodi per tens



Serie DT

Elettrodo riutilizzabile in silicone a cui si applica il tampone di **idrogel** adesivo, monopaziente. Economici.

Serie ST

Elettrodo riposizionabile in morbido tessuto sintetico, con **idrogel** adesivo. Ha incorporato un cavetto con terminale femmina da 2 mm. Pratici.

Maxi TAB

Elettrodo riposizionabile, con **idrogel** adesivo. Attacco per terminale a pinzetta. Economici e pratici.

Serie DT

		conf. pz.
cod. KDT30R	ø 30 mm	90
cod. KDT50R	ø 50 mm	80
cod. KDT30	30 x 50 mm	90
cod. KDT100	100 x 50 mm	40
cod. KDT50	50 x 50 mm	80

Tamponi di **Idrogel** di ricambio per serie DT

		conf. pz.
cod. KRT30R	ø 30 mm	90
cod. KRT50R	ø 50 mm	80
cod. KRT30	30 x 50 mm	90
cod. KRT100	100 x 50 mm	40
cod. KRT50	50 x 50 mm	80

Serie ST

		conf. pz.
cod. KST30R	ø 30 mm	120
cod. KST50R	ø 50 mm	120
cod. KST50	50 x 50 mm	120
cod. KST100	89 x 50 mm	60

Maxi TAB

		conf. pz.
cod. KMAXI-TAB	70 x 50 mm	400
cod. KT5055	55 x 50 mm	300
cod. KTC01	pinzetta nera	5
cod. KTC02	pinzetta rossa	5

ELASTO-GEL sterile

Delicati cuscinetti assorbenti di idrogel **ad alta percentuale di glicerina**, attivi e protettivi di eccezionale durata.

ELASTO-GEL è indicato per:

- prevenire e curare piaghe da decubito
- medicare ustioni
- trattare ulcere diabetiche
- proteggere pelli sensibili
- come bolus in radioterapia
- come stabilizzante e protettivo negli apparecchi ortopedici

ELASTO-GEL

ha una particolare ed **esclusiva formulazione** che, grazie all'**alta percentuale di glicerina**, garantisce al prodotto elasticità e stabilità nel tempo, assenza di macerazione. Queste caratteristiche lo rendono unico per le tante possibilità di utilizzo, per gli eccellenti risultati e l'**economicità nell'impiego**.

Le proprietà intrinseche di ELASTO-GEL, le diverse misure disponibili, dalla piccola medicazione, al grande cuscino e la possibilità di tagliarlo nella forma desiderata, consentono all'operatore innumerevoli campi di applicazione.


ELASTO-GEL è una medicazione ad alto potere assorbente. In 24 ore una medicazione di ELASTO-GEL 10 x 10 assorbe 3 volte di più di similari medicazioni in idrocolloide o in alginato.

ELASTO-GEL non danneggia i tessuti: grazie al suo notevole contenuto di glicerina durante la rimozione non asporta il tessuto appena rigenerato.

ELASTO-GEL si cambia **ogni 7 giorni**.

ELASTO-GEL

- favorisce la cicatrizzazione
- assorbe l'essudato
- è permeabile all'ossigeno
- è naturalmente adesivo
- è facilmente rimovibile e riposizionabile
- è protettivo
- è elastico
- è conformabile
- blocca la proliferazione batterica



È disponibile su richiesta un'ampia letteratura scientifica.

CODICI	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZ. PEZZI
■ KDR - 8000	ELASTO GEL STERILE	10 x 10 x 0.3 cm.	100
■ KDR - 8200	ELASTO GEL STERILE	5 x 7,5 x 0.3 cm.	100
■ KDR - 8600	ELASTO GEL STERILE	15 x 20 x 0.3 cm.	25
■ KDR - 8700	ELASTO GEL STERILE	30 x 30 x 0.3 cm.	25
■ KDR - 8800	ELASTO GEL STERILE	20 x 40 x 0.3 cm.	5
■ KDR - 8450	ELASTO GEL STERILE	medicaz. dita + unghie	3
■ KDR - 9051	ELASTO GEL STERILE	20 x 20 cm.	3



cod. **KFM-7500NS** conf. 1 pz.

cod. **KFM-7500 sterile** conf. 2 pz.

Elasto-Gel Face Mask

La soluzione definitiva per il trattamento della pelle nella chirurgia plastica facciale e nelle applicazioni dermoestetiche.

La composizione brevettata con elevato contenuto di glicerina di Elasto-Gel™ permette di:

- ottenere un'importante azione batteriostatica
- mantenere la ferita umida favorendone la guarigione
- assorbire l'essudato in eccesso
- rimuovere la medicazione senza danneggiare i nuovi tessuti
- trattenere i fattori di crescita della cute senza assorbirli
- aumentare la velocità di epitelizzazione
- riposizionabile e riutilizzabile sullo stesso paziente
- studi clinici disponibili a richiesta


Novità




TOE-AID

Per il trattamento delle dita del piede diabetico. Il tampone in Elasto-gel e l'adesivo ipoallergico resistente all'acqua aiutano il processo curativo.

cod. K DR8450 conf. 3 pz.



A richiesta è disponibile un'ampia letteratura



SELLA DI GLICERINA

KDR-9051

nuovo formato a sella per il trattamento di piaghe da decubito sul sacro e sui talloni.

Conf. 5 pz.

- non secca o si attacca alla pelle
- non si attacca o si dissolve nella ferita
- supporta (aiuta) la necrolisi naturale
- facile da applicare
- batteriostatico e fungostatico
- economico, può rimanere in sito anche 7 giorni

Elasto gel Bolus Material

La versione Bolus di Elasto-Gel è utilizzata come protezione dei tessuti dai danni termici derivanti dai trattamenti di radioterapia, posizionabile in qualsiasi zona del corpo, anche in aree anatomiche complesse.

Elasto-Gel Bolus non riduce in alcun modo la dose di radiazione che deve giungere sulla zonata trattare.

Elasto-Gel Bolus si presenta come un cuscino di gel solido omogeneo, uniforme e con spessore controllato.

I principali vantaggi nell'uso di Elasto-Gel sono:

- ✓ assoluta "trasparenza" rispetto alle radiazioni
- ✓ massima compatibilità con la pelle
- ✓ trasparenza per permettere una facile identificazione di marcatori cutanei e del raggio guida
- ✓ facilmente adattabile ai contorni anatomici senza variazioni di spessore.
- ✓ Insensibile anche a radiazioni ad alto dosaggio (1 mil rad/cGV)
- ✓ Dispone di una propria adesività che minimizza il rischio di sacche d'aria sottostanti
- ✓ Facilmente rimovibile e riapplicabile
- ✓ Può essere tagliato su misura con semplici forbici
- ✓ Per ottenere uno spessore maggiore può essere sovrapposto

Elasto-Gel riduce il tempo di applicazione da parte degli operatori.

Elasto-Gel Bolus material è una soluzione economica in quanto ogni pad può essere riutilizzato dallo stesso paziente per diversi cicli di radioterapia.



Codici disponibili:

		conf. pz.
Cod. KBL9505	cm. 10 x 10 x 0,60	60
Cod. KBL9510	cm. 10 x 10 x 1,25	32
Cod. KBL9805	cm. 20 x 40 x 0,60	20
Cod. KBL9810	cm. 20 x 40 x 1,25	10
Cod. KBL9605	cm. 15 x 20 x 0,60	20
Cod. KBL9705	cm. 30 x 30 x 0,60	10
Cod. KBL9610	cm. 15 x 20 x 1,25	10
Cod. KBL9710	cm. 30 x 30 x 1,25	10

SOSO

supporto per cateteri



Realizzato con una larga fascia elastica con chiusura a velcro® per evitare effetti emostatici, traspirante. Lavabile a 40°C.

K1070570 conf. 30 pz.

SOMO

supporto modellabile



Supporto modellabile per terapia intravenosa. Traspirante, regolabile con velcro®.

K1060100 neonatale
K1060120 pediatrico
K1060130 adulto
conf. 30 pz.

ATTACHE



immobilizzatore di polso




Realizzato in materiale soffice e resistente, ha un anello metallico, per una maggior sicurezza. Traspirante, evita irritazioni.

K1090100 conf. 80 pz.

Sistema di fissaggio per cateteri nasogastrici



- facile da usare
- delicato e tenace
- confortevole per il paziente
- economico



K7500 per cateteri CH 14/16/18
K7550 per cateteri CH 8/10/12
K7525 per cateteri CH 6/8

conf. 100 pz.
conf. 100 pz.
conf. 100 pz.

POMO

porta holder



BODY BELT

cintura di immobilizzazione




Cinturone per immobilizzazione, costruito in materiale imbottito e resistente. Regolabile.

K1070100 normale
K1070150 extra

conf. 12 pz.



Assicurare le fasce al bordo del letto. Il paziente si potrà muovere e rimarrà assicurato al letto.



Assicurare le fasce attorno allo schienale della carrozzella.

Sistema pratico e confortevole per il trasporto di sistemi di monitoraggio.

K1070600 conf. 25 pz.

CAIN

supporto per braccio



Realizzato in materiale leggero, traspirante, confortevole. Facilmente regolabile con il sistema in velcro®.

K1000701 adulto
K1000702 adolescente
K1000703 pediatrico

conf. 10 pz.

BRAZO

supporto extra-rinforzato



Realizzato in materiali leggeri e traspiranti permette una eccellente immobilizzazione. Straps in velcro® per una precisa regolazione.

K1012855 conf. 10 pz.

COTA

protezione per talloni e gomiti



Prodotto con materiali leggeri e traspiranti assicura un'ottima prevenzione di piaghe da decubito. Regolabile con velcro®.

K1080200 normale
K1080210 rinforzato

conf. 36 pz.

FAIA

fascia addominale



Leggermente elastica, traspirante senza rinforzi, 100% cotone nell'interno. Ideale per post-intervento chirurgico.

K1070300 normale 130x30 cm

K1070310 grande 150x30 cm

conf. 10 pz.

DISPO-BANO

spugna naturale monouso



Spugna in fibre naturali impregnata di sapone a Ph neutro.


K102 20x12x2 cm conf. 1200 pz.

K3100 20x12x1 cm conf. 1200 pz.

K1103 20x12x3 cm conf. 1000 pz.

DISPO-FOAM

spugna sintetica monouso



Spugna in foam impregnata di sapone a Ph neutro.

K5412 13x8x2,5 cm conf. 1000 pz.

Spugna in foam neutra senza sapone

K5419 13x8x2,5 cm conf. 1000 pz.

MASCHERINE PROTETTIVE



Mascherine pediatriche oculari protettive realizzate in cotone 100%, delicato con la pelle e adatto ad essere usato anche su cute delicata. Sistema di fissaggio in Velcro® ad alta tenuta, che riduce i tempi di posizionamento e permette di adattare la mascherina alla misura della testa del bambino. Il prodotto è lavabile a 40/60°C.

Prodotto esente da lattice.

K1029100 20x15x15cm conf. 25 pezzi

K1029200 20x15x15cm con supporto sulla nuca conf. 25 pezzi



EZ-Bathe

È un prodotto meraviglioso perché consente agli ammalati di poter godere anche a letto di un vero bagno. Costruita in robusto vinile gonfiabile, la vasca è completa di pompa manuale per il gonfiaggio, tubo di scarico dell'acqua, lungo tubo provvisto di manopola doccia con rubinetto ed un comodo cuscino gonfiabile per migliorare il comfort del paziente. Si gonfia dopo aver posizionato il paziente.

cod. **KB1000**

EZ-Shampoo

È un altro utilissimo accessorio per la pulizia dell'ammalato. Questa pratica vaschetta gonfiabile, in robusto vinile, permette di lavare facilmente i capelli. È dotata di un incavo per posizionare il collo del paziente e di un tubo di scarico.

cod. **KB1005DB**

EZ-Shower

È una pratica sacca-doccia che può essere comodamente appesa vicino al letto, ad un palo portainfusioni o con altro sistema. Può contenere circa 10 litri di acqua calda ed è dotata di un semplice rubinetto-doccia.

cod. **KB1006B**

Sof-Sitz

È un pratico, compatto, gonfiabile e portatile bidet. Ha una forma che si adatta ai sedili standard delle toilettes. Può essere usato facilmente in ogni situazione di necessità.

cod. **KBSOF-SITZ**

RAMPE IN ALLUMINIO

di facile installazione e trasporto per superare agevolmente le barriere architettoniche



ROLL-UP

Rampe portatili in leggero e robusto alluminio; possono essere facilmente smontate e trasportate.

■ cod. **KROLLUP3** cm 96 x 76
peso kg 7,700 portata kg 270




R-2000

Due rampe telescopiche in alluminio sicure e facilmente posizionabili. Si trasportano in una sacca.

■ cod. **KR2000**

Ingombro	7,6x24x6,5 cm
Lunghezze utilizzabili	0,90 / 1,52 / 2,13 m
Peso per rampa	8,61 kg
Largh. interna utilizz. del binario	16,51 cm
Capacità massima	272,15 kg



SUITCASE

Rampe in alluminio, apertura a libro.

	cm x cm
KSUITCASE2	61 x 74
KSUITCASE3	91 x 74
KSUITCASE5	152 x 74
KSUITCASE8	183 x 74
KTRIFOLD8	244 x 75
KTRIFOLD10	305 x 75



THRESHOLD

Piccole rampe in alluminio per superare agevolmente soglie.

- cod. **KTHRESH1** altezza cm 2,5 x 86 x 16,5
- cod. **KTHRESH15** altezza cm 3,8 x 86 x 24

Possono essere forniti preventivi per rampe modulari di maggiori dimensioni, anche complete di corrimano.

Utili ausili per chi deve insegnare e per chi deve imparare



Scheletro

Braccia e gambe sono completamente mobili. Spalle, anca, ginocchio e caviglia sono montate in articolazioni scorrevoli per permettere un movimento naturale. Il cranio in tre parti, come le braccia e le gambe sono staccabili. Le gambe possono essere staccate dal ginocchio e dalla caviglia. La spina dorsale è mobile e riproduce il movimento naturale.

Altezza senza supporto cm 81. Il modello può essere facilmente rimosso dal supporto.

cod. **KDDTT 3040**

Stesso modello ma dimensione 1/1, su supporto con ruote h cm 176

cod. **KDDTT 3014**

Bacino femminile

con muscolatura del perineo.

Questo modello consiste in due parti di ossa, sacro con coccige e perineo. Il perineo è composto da 4 parti di materiale sintetico flessibile, dipinto in diversi colori.

Il modello misura cm 27 x 18 x 19

cod. **KDDTT 4070**




Bacino maschile

come il modello precedente ha la vescica amovibile con la prostata e la vescicola seminale. Gli strati muscolari sono in due parti. Il modello è in grandezza naturale.

cod. **KDDTT 4070M**





Tronco asessuato

con schiena aperta. 18 parti.


Le vertebre, i dischi intervertebrali, la colonna, i nervi spinali, le arterie vertebrali, come le parti anteriori sono ben visibili in dettaglio.

Le seguenti parti sono amovibili:

- testa 6 parti
- polmoni 2 parti
- stomaco
- fegato e vescica biliare
- 2 parti dell'intestino
- metà bile
- metà rene
- settima vertebra toracica

Dimensioni: cm 87 x 38 x 25

cod. **KDDTT B19**



Particolare della testa (tronco asessuato)

In questa testa la parte occipitale e la calotta cranica non ci sono per far vedere le parti interne. Il cervello è rimovibile in 4 parti. Le cavità nasali e boccali sono esposte per permettere uno studio dettagliato. Il bulbo con i muscoli, i legamenti ed il nervo ottico può essere rimosso.



Sezione mediana della testa

Questa sezione mostra le strutture superficiali ed interne della testa e del collo.

Fornito su supporto rimovibile

cod. **KDDTT C14**



Sezione di pelle ingrandita 40 volte

Modello in due parti che mostra la pelle con peli e senza. Follicoli, ghiandole sebacee, nervi, recettori, ghiandole sudorifere e vasi sono ben evidenziati. Viene fornito con basamento.

Dimensioni: 24 x 15 x 3,5

cod. **KDDTT J11**

Testa e collo

Rappresentazione della muscolatura superficiale, profonda, i nervi ed i vasi sanguigni. Fornito con basamento.

Dimensioni: cm 36 x 18 x 18

cod. **KDDTT C05**





Modello con cancro della pelle

Questo modello evidenzia le tre condizioni cancerogene della pelle e le tre condizioni non cancerogene.

Dimensioni cm. 11,5 x 11,5 x 3

cod. **KDDTT J55**





Sezione ingrandita dell'occhio

Questo modello mostra l'anatomia interna dell'occhio. Lente e cornea sono amovibili.

Fornito con base.

Dimensioni: cm 13 x 10 x 9,5

cod. **KDDTT F25**



Modello dell'orecchio

ingrandito 1 volta e mezza

Un bel modello che rappresenta molto bene l'anatomia interna ed esterna dell'orecchio.

Fornito di basamento dimensioni: cm 41 x 31 x 20

cod. **KDDTT E12**



Modello del cuore in 2 parti

Questo modello in dimensioni 3/4 è ben dettagliato nell'anatomia. La parte frontale è rimovibile per illustrare l'interno del cuore. Fornito con supporto.

Dimensione: cm 19 x 12 x 12

cod. **KDDTT G08**



Modello in rilievo del sistema circolatorio

Questo modello in formato cm 80 x 30 x 6 è ideale per illustrare il sistema venoso.

cod. **KDDTT G30**




Modello esplicativo del sistema circolatorio

Questo modello funzionante presenta il flusso venoso ed arterioso.

E' ben comprensiva l'ossigenazione e la deossigenazione. Montato su supporto.

Dimensione: cm 36 x 16 x 38

cod. **KDDTT R10075**



Modello bisessuale del sistema urinario

Questo modello realizzato in 6 parti illustra:

- le strutture della cavità retro perineale
- piccolo e grande bacino, con ossa e muscoli
- vena cava inferiore
- aorta con i suoi rami, inclusi i vasi iliaci
- tratto urinario superiore
- retto
- rene

La parte frontale del rene destro è amovibile. E' facilmente trasformabile da modello maschile a femminile. Le parti sono numerate. Dimensioni: cm 41 x 31 x 15

cod. **KDDTT K32**



Sistema digestivo


Questo modello, in tre parti, illustra l'intero sistema digestivo.

- naso, cavità orale, faringe
- esofago, tratto gastro-intestinale
- fegato, cistifelia
- pancreas

Il duodeno ceco e retto sono aperti. Il colon e la parte frontale dello stomaco sono amovibili. Montato su supporto.

Dimensioni: cm 81 x 33 x 10

cod. **KDDTT K21**



Bacino femminile

Questa sezione illustra tutte le più importanti strutture del bacino femminile. Metà dell'organo genitale con la vescica ed il retto è amovibile. Fornito con base.

Dimensioni: cm 31 x 41 x 20

cod. **KDDTT H10**

Stesso modello maschile

cod. **KDDTT H11**



Gravidanza

Rappresentazione della sezione mediana di un bacino al nono mese di gravidanza, con feto rimovibile. Un eccellente modello, completo di utero con embrione al terzo mese. Dimensioni: cm 38 x 25 x 40

cod. **KDDTT L20**



Malattie dell'utero

Questo modello in grandezza naturale mostra le più comuni patologie dell'utero: aderenze carcinoma in 4 zone, cisti, endometriosi, polipi, salpingiti ecc..

cod. **KDDTT L62**



Trainer per sutura

Un modello in uno speciale materiale sintetico, morbido adatto per provare la sutura nell'episiotomia e la sutura perineale. Le principali caratteristiche anatomiche sono riprodotte, compresa l'apertura anale. Il supporto mantiene il modello in posizione corretta ed una ventosa,

sulla base, evita che si muova. Questo trainer è composto da un contenitore e tre inserti cambiabili. Gli inserti sono utilizzabili molte volte, avendo la cura di rimuovere con attenzione la sutura dopo la prova. Dimensioni: cm 31 x 28 x 11

cod. **KDDTT L90**


I.V.D. trainer

Un'accurata anatomia di questo modello, permette la pratica per un corretto posizionamento della spirale. Realizzato in materiale plastico è dotato di un coperchio trasparente per visualizzare l'inserzione ed il posizionamento della spirale.

Dimensioni: cm 7,5 x 16,5



cod. **KDDTT R10127**



- 1 utero normale
- 2 utero gravido
- 3 mioma uterino (nel muscolo)
- 4 mioma uterino (sotto la mucosa)

- 5 cisti ovarica
- 6 cisti ovarica
- 7 Idrosalpinge


Trainer ginecologico

Questo modello si può utilizzare per la pratica dei diversi esami ginecologici e metodi di diagnosi compreso il mioma del tessuto intramuscolare, cisti ovariche ed idrosalpinge, il mioma subserous. Le caratteristiche dei diversi tessuti sono molto realistiche. L'utero normale ed uteri modificati da patologie sono compresi e facilmente sostituibili.

Le dimensioni delle cisti e l'estensione dell'edema, possono essere modificate con l'insufflazione di aria. Il modello viene fornito con un imballo appropriato

cod. **KDDTT LM50**





Trainer per sutura


Questo trainer è perfetto per la pratica della tecnica di sutura dermica ed intradermica.

Il tampone è realizzato con materiale che permette di simulare incisioni complesse, per poter provare suture realistiche. Il tampone per la sutura, come il pezzo di intestino possono essere sostituiti.

Dimensioni: cm 14 x 14.

cod. **KDDTT R10079**

Tampone di ricambio
cod. **KDDTT R10080**



Trainer per laparoscopia

Questo trainer è stato realizzato con una finta pelle dallo spessore di 4 mm. Semplice da assemblare è pronto in pochi secondi. Si utilizza con tessuti bagnati (es. fegato di maiale) od asciutti (foam).

Dim: cm 39 x 39 x 22

cod. **KDDTT R10086**

Accessori:

pelle in neoprene 2 pz.
cod. **KDDTT R10086/1**

pelle trasparente 1 pz.
cod. **KDDTT R10086/2**



Trainer per apertura e chiusura addome

E' un trainer economico per simulare il vero tessuto ed essere utilizzato nei corsi base di chirurgia. C'è la possibilità di sutura superficiale intradermica.

- Fino a quattro incisioni possono essere fatte con ogni set di pelle
- La finta pelle si taglia e si sutura molto bene
- Nel kit sono compresi 4 palloncini ed un set di pelle (1 rosso, 1 bianco)
- Quattro ventose fissano saldamente il trainer sul piano di appoggio

Dim: cm 25,5 x 21 x 13

cod. **KDDTT R10093**



Trainer per trocar

- Questo semplice trainer insegna l'inserzione del trocar nella parete addominale
- La finta pelle si può utilizzare con trocar fino a 12 mm ed aghi di Verres
- Il tessuto sintetico ha una considerevole elasticità e simula molto bene la resistenza all'inserzione del tessuto umano. Il contenitore trasparente permette una completa visione dell'accesso. Viene fornito senza trocar

cod. **KDDTT R10094**

Contenuto del catalogo:

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

LAVAGGIO/STERILIZZAZIONE

IGIENE

ARREDAMENTO

ELETTROCHIRURGIA

ACCESSORI

SALA OPERATORIA

RIABILITAZIONE

OB-GYN

MEDICAZIONI SPECIALI

DERMO CH-PL

AUSILI

FERRI CHIRURGICI

DIDATTICA



Kerna Italia srl

31032 CASALE SUL SILE (TV) - via Massiego, 4

Tel. 0422 821312 Fax 0422 821332

www.kerna.it - E-mail: info@kerna.it