

## Scheda tecnica

### Uni-Glove

#### Copertura monouso sterile per manipolo lampade scialitiche

**Codice:**

KUNIGLOVE

**Descrizione:**

Copertura monouso piegata telescopicamente ad inserimento facilitato per protezione del manipolo di movimentazione delle lampade scialitiche

**Destinazione d'uso:**

La coperture monouso serve a preservare la sterilità del campo operatorio, in particolare permette agli operatori sterili presenti sul campo di manovrare il manipolo della lampada scialitica senza contaminazioni.

La piegatura telescopica agevola il posizionamento della copertura sul manipolo, garantendone anche la perfetta tenuta durante la procedura

Sia l'installazione che la rimozione avvengono in pochi secondi e garantiscono considerevoli risparmi di tempo ed anche economici rispetto l'uso dei tradizionali manipoli riutilizzabili che richiedono procedure di lavaggio, decontaminazione, disinfezione, confezionamento e sterilizzazione.

**Confezionamento:**

Imballo primario in accoppiato di carta medical grade e polietilene

Imballo secondario cartone riciclabile 100 pz

Il confezionamento primario è sterilizzato a ETO con validità minima 3 anni dalla data di confezionamento.